




DISA

**CATALOGO
VETRERIA**

Disa -vetreria 2023-


Codice	Descrizione	Confezion. indivisibile	
Maschi in PTFE, per rubinetti ad una via.			
100-01	Maschi PTFE NS 12,5 foro 1,5/2mm	1	
100-02	Maschi PTFE NS 14,5 foro 2/2,5mm	1	
100-03	Maschi PTFE NS 18,8 foro 4mm	1	
100-04	Maschi PTFE a puntina per Pellet NS 12,5 foro 1,5/2mm	1	
Rubinetti ad una via, forma diritta, vetro borosilicato, maschio vetro.			
101-01	Rubinetti ad una via NS 12,5 foro 2,5mm, maschio vetro pieno, attacchi d.e. 8mm sp. 1,5mm	1	
101-02	Rubinetti ad una via NS 14,5 foro 2,5mm, maschio vetro pieno, attacchi d.e. 9mm sp. 1,5mm	1	
101-03	Rubinetti ad una via NS 18,8 foro 4mm, maschio vetro pieno, attacchi d.e. 13mm sp. 1,5mm	1	
101-04	Rubinetti ad una via NS 18,8 foro 6mm, maschio vetro pieno, attacchi d.e. 13mm sp. 1,5mm	1	
Rubinetti ad una via, forma diritta, vetro borosilicato, maschio vetro soffiato			
101-12	Rubinetti ad una via NS 14,5 foro 2,5mm, maschio vetro soffiato	1	
101-13	Rubinetti ad una via NS 18,8 foro 4mm, maschio vetro soffiato	1	
Rubinetti ad una via, forma diritta, vetro borosilicato, attacchi in tubo capillare, maschio vetro.			
102-01	Rubinetti ad una via NS 12,5 foro 1,6mm, maschio vetro pieno, attacchi capillare	1	
102-02	Rubinetti ad una via NS 14,5 foro 2,5mm, maschio vetro pieno, attacchi capillare	1	
Rubinetti ad una via, forma diritta, vetro borosilicato, maschio teflon.			
103-01	Rubinetti ad una via NS 12,5 foro 2,5mm, maschio PTFE, attacchi d.e. 8mm sp. 1,5mm	1	
103-02	Rubinetti ad una via NS 14,5 foro 2,5mm, maschio PTFE, attacchi d.e. 9mm sp. 1,5mm	1	
103-03	Rubinetti ad una via NS 18,8 foro 4mm, maschio PTFE, attacchi d.e. 13mm sp. 1,5mm	1	
103-04	Rubinetti ad una via NS 18,8 foro 6mm, maschio PTFE, attacchi d.e. 13mm sp. 1,5mm	1	

Rubinetti ad una via, forma diritta, vetro borosilicato, attacchi in tubo capillare, maschio teflon.				
104-01	Rubinetti ad una via NS 12,5 foro 1,6mm, maschio PTFE, attacchi capillare		1	
104-02	Rubinetti ad una via NS 14,5 foro 2,5mm, maschio PTFE, attacchi capillare		1	
Rubinetti a puntina, vetro borosilicato, maschio vetro.				
105-01	Rubinetti a puntina NS 12,5 foro 1,5/2mm, maschio vetro		1	
Rubinetti a puntina, vetro borosilicato, maschio teflon.				
106-01	Rubinetti a puntina NS 12,5 foro 1,5/2mm, maschio PTFE		1	
Rubinetti diritti, vetro borosilicato, con valvola a spillo, foro 0-3mm.				
106-02	Rubinetto diritti con valvola a spillo foro 0-3mm		1	
Rubinetti a squadra, vetro borosilicato, maschio teflon.				
107-01	Rubinetti a squadra, NS 12,5 foro 1,5/2mm, maschio PTFE		1	
Rubinetti a squadra, vetro borosilicato, con valvola a spillo, foro 0-3mm.				
107-02	Rubinetto a squadra con valvola a spillo foro 0-3mm		1	
Rubinetti a due vie, con due fori diagonali, maschio vetro, vetro borosilicato.				
108-01	Rubinetti a due vie parallele, NS 14,5 foro 1,6mm, attacchi diam. 8mm, maschio vetro		1	
108-02	Rubinetti a due vie parallele, NS 18,8 foro 2,5mm, attacchi diam. 9mm, maschio vetro		1	

Rubinetti a due vie, con due fori diagonali, maschio teflon, vetro borosilicato.				
109-01	Rubinetti a due vie parallele, NS 14,5 foro 1,6mm, attacchi diam. 8mm, maschio PTFE		1	
109-02	Rubinetti a due vie parallele, NS 18,8 foro 2,5mm, attacchi diam. 9mm, maschio PTFE		1	
Rubinetti a tre vie, forma a "T", maschio vetro, vetro borosilicato.				
112-01	Rubinetti a tre vie "T" NS 14,5 foro 2,5mm, attacchi diam. 9mm, maschio vetro		1	
112-02	Rubinetti a tre vie "T" NS 18,8 foro 4mm, attacchi diam.10mm, maschio vetro		1	
Rubinetti a tre vie, forma a "T", maschio teflon, vetro borosilicato.				
113-01	Rubinetti a tre vie "T" NS 14,5 foro 1,6mm, attacchi diam. 8mm, maschio PTFE		1	
113-02	Rubinetti a tre vie "T" NS 18,8 foro 2,5mm, attacchi diam. 9mm, maschio PTFE		1	
Rubinetti per vuoto con pozzetto e maschio in vetro soffiato, vetro borosilicato.				
116-01	Rubinetti x vuoto con pozzetto, forma diritta, NS 14,5 foro 2/2,5mm		1	
116-02	Rubinetti x vuoto con pozzetto, forma diritta, NS 18,8 foro 2/2,5mm		1	
116-03	Rubinetti x vuoto con pozzetto, forma diritta, NS 21 foro 4mm		1	
Rubinetti per vuoto con pozzetto, con scarico laterale e maschio vetro soffiato, borosilicato.				
117-01	Rubinetti x vuoto con pozzetto, scarico laterale, NS 14,5 foro 2/2,5mm		1	
117-02	Rubinetti x vuoto con pozzetto, scarico laterale, NS 18,8 foro 2/2,5mm		1	
117-03	Rubinetti x vuoto con pozzetto, scarico laterale, NS 21 foro 4mm		1	
Rubinetti per vuoto con scarico verticale, maschio vetro soffiato, vetro borosilicato.				
118-01	Rubinetti x vuoto con pozzetto, scarico verticale, NS 14,5 foro 2,5mm		1	
118-02	Rubinetti x vuoto con pozzetto, scarico verticale, NS 18,8 foro 2,5mm		1	
118-03	Rubinetti x vuoto con pozzetto, scarico verticale, NS 21 foro 4mm		1	
Rubinetti per vuoto forma a "T" a tre vie, maschio vetro soffiato, vetro borosilicato.				
119-01	Rubinetti x vuoto con pozzetto, forma "T", NS 14,5 foro 2/2,5mm		1	
119-02	Rubinetti x vuoto con pozzetto, forma "T", NS 18,8 foro 2/2,5mm		1	
119-03	Rubinetti x vuoto con pozzetto, forma "T", NS 21 foro 4mm		1	
Rubinetti per vuoto, ad una via, maschio vetro soffiato con molla di ritegno, vetro borosilicato.				
120-01	Rubinetti per alto vuoto, ad una via, maschio soffiato con molla di ritegno, NS 14,5 foro 2,5mm		1	
120-02	Rubinetti per alto vuoto, ad una via, maschio soffiato con molla di ritegno, NS 18,8 foro 4mm		1	


Rubinetti per vuoto, a due vie, maschio vetro soffiato con molla di ritegno, vetro borosilicato.					
120-11	Rubinetti per alto vuoto, a due vie, maschio soffiato con molla di ritegno, NS 14,5 foro 2,5mm		1		
120-12	Rubinetti per alto vuoto, a due vie, maschio soffiato con molla di ritegno, NS 18,8 foro 4mm		1		
GRASSO AL SILICONE PER VETTERIA					
GS0050	Grasso al silicone per vetreria (barattolo gr.50)		1		
GS1000	Grasso al silicone per vetreria (barattolo kg.1)		1		
GSV0100	Grasso al silicone per alto vuoto (barattolo gr. 100)		1		
GSV1000	Grasso al silicone per alto vuoto (barattolo kg. 1)		1		
Rubinetti per vuoto, ad una via, maschio vetro soffiato completamente in vetro, dado sagomato e rondella in PTFE, molla antigrippaggio in acciaio, vetro Duran					
120-31	Rubinetti per vuoto, diritti ad una via, maschio vetro "total glass", NS 14,5 foro 2,5mm, dado sagomato e rondella PTFE, molla antigrippaggio				
120-32	Rubinetti per vuoto, diritti ad una via, maschio vetro "total glass", NS 18,5 foro 4mm, dado sagomato e rondella PTFE, molla antigrippaggio				
120-33	Rubinetti per vuoto, diritti ad una via, maschio vetro "total glass", NS 21,5 foro 6mm, dado sagomato e rondella PTFE, molla antigrippaggio				

Palloni fondo piano, cono normalizzato, vetro Duran			
201-03	Palloni vetro borosilicato Duran, ml 25, cono NS 14/23, fondo piano, nostra produzione	10	
201-03B	Palloni vetro borosilicato Duran, ml 25, cono NS 29/32, fondo piano, nostra produzione	10	
201-04	Palloni vetro borosilicato Duran, ml 50, cono NS 14/23, fondo piano, nostra produzione	10	
201-04DU	Palloni vetro Duran ml 50, cono NS 14/23, fondo piano (originali Duran-Schott)	10	
201-05	Palloni vetro borosilicato Duran, ml 50, cono NS 19/26, fondo piano, nostra produzione	10	
201-06	Palloni vetro borosilicato Duran, ml 50, cono NS 24/29, fondo piano, nostra produzione	10	
201-07	Palloni vetro borosilicato Duran, ml 50, cono NS 29/32, fondo piano	10	
201-07DU	Palloni vetro Duran, ml 50, cono NS 29/32, fondo piano (originali Duran-Schott)	10	
201-08	Palloni vetro borosilicato Duran, ml 100, cono NS 14/23, fondo piano, nostra produz.	10	
201-08DU	Palloni vetro Pyrex, ml 100, cono NS 14/23, fondo piano (originali Duran-Schott)	10	
201-09	Palloni vetro borosilicato Duran, ml 100, cono NS 19/26, fondo piano, nostra produz.	10	
201-10	Palloni vetro borosilicato, ml 100, cono NS 24/29, fondo piano	10	
201-11	Palloni vetro borosilicato, ml 100, cono NS 29/32, fondo piano	10	
201-11DU	Palloni vetro Duran, ml 100, cono NS 29/32, fondo piano	10	
201-25	Palloni vetro borosilicato, ml 150, cono NS 29/32, fondo piano	10	
201-12	Palloni Pyrex o Duran, ml 250, cono NS 29/32, fondo piano	10	
201-13	Palloni Pyrex o Duran, ml 500, cono NS 29/32, fondo piano	10	
201-14	Palloni Pyrex o Duran, ml 1000, cono NS 29/32, fondo piano	10	
201-15	Palloni Pyrex o Duran, ml 2000, cono NS 29/32, fondo piano	10	
201-16	Palloni Duran, ml 3000, cono NS 29/32, fondo piano	1	
201-17	Palloni Pyrex o Duran, ml 4000, cono NS 29/32, fondo piano	1	
201-18	Palloni Pyrex o Duran, ml 4000, cono NS 45/40, fondo piano	1	
201-19	Palloni Duran, ml 5000, cono NS 29/32, fondo piano	1	
201-20	Palloni Duran, ml 5000, cono NS 45/40, fondo piano	1	
201-21	Palloni Pyrex o Duran, ml 6000, cono NS 29/32, fondo piano	1	
201-22	Palloni Pyrex o Duran, ml 6000, cono NS 45/40, fondo piano	1	
201-23	Palloni Pyrex o Duran, Lt. 10, NS 29/32, fondo piano	1	
201-24	Palloni Pyrex o Duran, Lt. 10, NS 45/40, fondo piano	1	




Per quantitativi inferiori al confezionamento standard + € 3,50 + iva "imballo speciale".


Palloni fondo tondo, cono normalizzato, vetro Pyrex - Duran			
202-01	Palloni vetro borosilicato Duran, ml 5, cono NS 14/23, fondo tondo (ns produzione)	10	
202-02	Palloni vetro borosilicato Duran, ml 10, cono NS 14/23, fondo tondo (ns produzione)	10	
202-03	Palloni vetro borosilicato Duran, ml 25, cono NS 14/23, fondo tondo (ns produzione)	10	
202-03B	Palloni vetro borosilicato Duran, ml 25, cono NS 29/32, fondo tondo (ns produzione)	10	
202-04	Palloni vetro borosilicato Duran, ml 50, cono NS 14/23, fondo tondo (ns produzione)	10	
202-04DU	Palloni vetro Duran ml 50, cono NS 14/23, fondo tondo	10	
202-05	Palloni vetro borosilicato, ml 50, cono NS 19/26, fondo tondo	10	
202-07	Palloni vetro borosilicato, ml 50, cono NS 29/32, fondo tondo	10	
202-07DU	Palloni vetro Duran ml 50, cono NS 29/32, fondo tondo	10	
202-08	Palloni vetro borosilicato, ml 100, cono NS 14/23, fondo tondo	10	
202-08DU	Palloni vetro Duran ml 100, cono NS 14/23, fondo tondo	10	
202-09	Palloni vetro borosilicato, ml 100, cono NS 19/26, fondo tondo	10	
202-10	Palloni vetro borosilicato, ml 100, cono NS 24/29, fondo tondo	10	
202-11	Palloni vetro borosilicato, ml 100, cono NS 29/32, fondo tondo	10	
202-11DU	Palloni vetro Duran ml 100, cono NS 29/32, fondo tondo	10	
202-25	Palloni vetro borosilicato, ml 150, cono NS 29/32, fondo tondo	10	
202-12	Palloni vetro Duran ml 250, cono NS 29/32, fondo tondo	10	
202-13	Palloni vetro Duran ml 500, cono NS 29/32, fondo tondo	10	
202-14	Palloni vetro Duran ml 1000, cono NS 29/32, fondo tondo	10	
202-15	Palloni vetro Duran ml 2000, cono NS 29/32, fondo tondo	10	
202-16	Palloni vetro Duran ml 3000, cono NS 29/32, fondo tondo	1	
202-17	Palloni vetro Duran ml 4000, cono NS 29/32, fondo tondo	1	
202-18	Palloni vetro Duran ml 4000, cono NS 45/40, fondo tondo	1	
202-19	Palloni vetro Duran ml 5000, cono NS 29/32, fondo tondo	1	
202-20	Palloni vetro Duran ml 5000, cono NS 45/40, fondo tondo	1	
202-21	Palloni vetro Duran ml 6000, cono NS 29/32, fondo tondo	1	
202-22	Palloni vetro Duran ml 6000, cono NS 45/40, fondo tondo	1	
202-23	Palloni vetro Duran ml 10000, cono NS 29/32, fondo tondo	1	
202-24	Palloni vetro Duran ml 10000, cono NS 45/40, fondo tondo	1	





Per quantitativi inferiori al confezionamento standard + € 3,50 + iva "imballo speciale".



VERNICIATURA PALLONI E BEUTE VETRO BOROSILICATO/DURAN/PYREX/SIMAX, CON CONO NS					
	Verniciatura palloni/beute con un cono NS da ml 5 a ml 100 (solo verniciatura!!)		1		
	Verniciatura palloni/beute ml 200-250 (solo verniciatura!!)		1	VERNICIATURA AMBRA	
	Verniciatura palloni/beute ml 500 (solo verniciatura!!)		1		
	Verniciatura palloni/beute ml 1000 (solo verniciatura!!)		1		
	Verniciatura palloni/beute ml 2000 (solo verniciatura!!)		1		
Palloni fondo sferico, due colli, collo centrale ed un collo laterale angolato, con normalizzati, vetro Pyrex/Duran.					
205-01	Palloni vetro borosilicato, ml 50, centr. NS 14/23, lat.ang. NS 14/23		1		
205-02	Palloni vetro borosilicato, ml 50, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 14/23		1		
205-03	Palloni vetro borosilicato, ml 100, centr. NS 14/23, lat.ang. NS 14/23		1		
205-04	Palloni vetro borosilicato, ml 100, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 14/23		1		
205-05	Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 250, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 14/23		1		
205-06	Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 250, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 29/32		1		
205-07	Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 500, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 14/23		1		
205-08	Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 500, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 29/32		1		
205-09	Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 1000, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 14/23		1		
205-10	Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 1000, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 29/32		1		
205-11	Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 2000, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 14/23		1		
205-12	Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 2000, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 29/32		1		
205-13	Palloni vetro Duran, ml 3000, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 29/32		1		
205-14	Palloni vetro Duran, ml 3000, centr. NS 45/40, lat.ang. NS 29/32		1		
205-15	Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 4000, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 29/32		1		
205-16	Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 4000, centr. NS 45/40, lat.ang. NS 29/32		1		
205-17	Palloni vetro Duran, ml 5000, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 29/32		1		
205-18	Palloni vetro Duran, ml 5000, centr. NS 45/40, lat.ang. NS 29/32		1		
205-19	Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 6000, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 29/32		1		
205-20	Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 10000, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 29/32		1		

Palloni fondo sferico, due colli, collo centrale ed un collo laterale parallelo, coni normalizzati, vetro Pyrex/Duran.					
206-01	Palloni vetro borosilicato, ml 50, centr. NS 14/23, lat.paral. NS 14/23		1		
206-02	Palloni vetro borosilicato, ml 50, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 14/23		1		
206-03	Palloni vetro borosilicato, ml 100, centr. NS 14/23, lat.paral. NS 14/23		1		
206-04	Palloni vetro borosilicato, ml 100, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 14/23		1		
206-05	Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 250, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 14/23		1		
206-06	Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 250, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 29/32		1		
206-07	Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 500, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 14/23		1		
206-08	Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 500, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 29/32		1		
206-09	Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 1000, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 14/23		1		
206-10	Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 1000, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 29/32		1		
206-11	Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 2000, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 14/23		1		
206-12	Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 2000, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 29/32		1		
206-13	Palloni vetro Duran, ml 3000, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 29/32		1		
206-14	Palloni vetro Duran, ml 3000, centr. NS 45/40, lat.paral. NS 29/32		1		
206-15	Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 4000, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 29/32		1		
206-16	Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 4000, centr. NS 45/40, lat.paral. NS 29/32		1		
206-17	Palloni vetro Duran, ml 5000, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 29/32		1		
206-18	Palloni vetro Duran, ml 5000, centr. NS 45/40, lat.paral. NS 29/32		1		
206-19	Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 6000, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 29/32		1		
206-20	Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 10000, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 29/32		1		





Palloni fondo sferico, tre colli, collo centrale e due colli laterali angolati, coni normalizzati, vetro Pyrex/Duran.					
207-01	Pallone vetro borosilicato, ml 50, centr.14/23, 2 lat. angolati 14/23			1	
207-02	Pallone vetro borosilicato, ml 50, centr.29/32, 2 lat. angolati 14/23			1	
207-03	Pallone vetro borosilicato, ml 100, centr.14/23, 2 lat. angolati 14/23			1	
207-04	Pallone vetro borosilicato, ml 100, centr.29/32, 2 lat. angolati 14/23			1	
207-05	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 250, centr.29/32, 2 lat. angolati 14/23			1	
207-06	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 250, centr.29/32, 2 lat. angolati 29/32			1	
207-07	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 500, centr.29/32, 2 lat. angolati 14/23			1	
207-08	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 500, centr.29/32, 2 lat. angolati 29/32			1	
207-09	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 1000, centr.29/32, 2 lat. angolati 14/23			1	
207-10	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 1000, centr.29/32, 2 lat. angolati 29/32			1	
207-11	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 2000, centr.29/32, 2 lat. angolati 14/23			1	
207-12	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 2000, centr.29/32, 2 lat. angolati 29/32			1	
207-13	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 3000, centr.29/32, 2 lat. angolati 29/32			1	
207-14	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 3000, centr.45/40, 2 lat. angolati 29/32			1	
207-15	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 4000, centr.29/32, 2 lat. angolati 29/32			1	
207-16	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 4000, centr.45/40, 2 lat. angolati 29/32			1	
207-17	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 5000, centr.29/32, 2 lat. angolati 29/32			1	
207-18	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 5000, centr.45/40, 2 lat. angolati 29/32			1	
207-19	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 6000, centr.29/32, 2 lat. angolati 29/32			1	
207-20	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 10000, centr.29/32, 2 lat. angolati 29/32			1	


Palloni fondo sferico, tre colli, collo centrale e due colli laterali paralleli, coni normalizzati, vetro Pyrex/Duran.				
208-01	Pallone vetro borosilicato, ml 50, centr.14/23, 2 lat. angolati 14/23		1	
208-02	Pallone vetro borosilicato, ml 50, centr.29/32, 2 lat. paralleli 14/23		1	
208-03	Pallone vetro borosilicato, ml 100, centr.14/23, 2 lat. angolati 14/23		1	
208-04	Pallone vetro borosilicato, ml 100, centr.29/32, 2 lat. paralleli 14/23		1	
208-05	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 250, centr.29/32, 2 lat. paralleli 14/23		1	
208-06	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 250, centr.29/32, 2 lat. paralleli 29/32		1	
208-07	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 500, centr.29/32, 2 lat. paralleli 14/23		1	
208-08	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 500, centr.29/32, 2 lat. paralleli 29/32		1	
208-09	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 1000, centr.29/32, 2 lat. paralleli 14/23		1	
208-10	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 1000, centr.29/32, 2 lat. paralleli 29/32		1	
208-11	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 2000, centr.29/32, 2 lat. paralleli 14/23		1	
208-12	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 2000, centr.29/32, 2 lat. paralleli 29/32		1	
208-13	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 3000, centr.29/32, 2 lat. paralleli 29/32		1	
208-14	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 3000, centr.45/40, 2 lat. paralleli 29/32		1	
208-15	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 4000, centr.29/32, 2 lat. paralleli 29/32		1	
208-16	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 4000, centr.45/40, 2 lat. paralleli 29/32		1	
208-17	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 5000, centr.29/32, 2 lat. paralleli 29/32		1	
208-18	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 5000, centr.45/40, 2 lat. paralleli 29/32		1	
208-19	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 6000, centr.29/32, 2 lat. paralleli 29/32		1	
208-20	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 10000, centr.29/32, 2 lat. paralleli 29/32		1	


Palloni fondo sferico, quattro colli, collo centrale e tre colli laterali paralleli, coni normalizzati, vetro Pyrex/Duran.					
209-01	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 250, centr. NS 29/32, tre colli lat. paralleli NS 29/32		1		
209-03	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 500, centr. NS 29/32, tre colli lat. paralleli NS 29/32		1		
209-05	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 1000, centr. NS 29/32, tre colli lat. paralleli NS 29/32		1		
209-07	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 2000, centr. NS 29/32, tre colli lat. paralleli NS 29/32		1		
209-09	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 3000, centr. NS 29/32, tre colli lat. paralleli NS 29/32		1		
209-11	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 4000, centr. NS 29/32, tre colli lat. paralleli NS 29/32		1		
209-13	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 5000, centr. NS 29/32, tre colli lat. paralleli NS 29/32		1		
209-14	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 6000, centr. NS 29/32, tre colli lat. paralleli NS 29/32		1		
209-15	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 10000, centr. NS 29/32, tre colli lat. paralleli NS 29/32		1		
Palloni fondo sferico, quattro colli, collo centrale e tre colli laterali angolati, coni normalizzati, vetro Pyrex/Duran.					
210-01	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 250, centr. NS 29/32, tre colli lat. angolati NS 29/32		1		
210-03	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 500, centr. NS 29/32, tre colli lat. angolati NS 29/32		1		
210-05	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 1000, centr. NS 29/32, tre colli lat. angolati NS 29/32		1		
210-07	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 2000, centr. NS 29/32, tre colli lat. angolati NS 29/32		1		
210-09	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 3000, centr. NS 29/32, tre colli lat. angolati NS 29/32		1		
210-11	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 4000, centr. NS 29/32, tre colli lat. angolati NS 29/32		1		
210-13	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 5000, centr. NS 29/32, tre colli lat. angolati NS 29/32		1		
210-14	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 6000, centr. NS 29/32, tre colli lat. angolati NS 29/32		1		
210-15	Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 10000, centr. NS 29/32, tre colli lat. angolati NS 29/32		1		
Palloni forma a cuore, cono normalizzato, vetro borosilicato.					
222-01	Palloni vetro boros., a cuore ml 10, NS 14/23		10		
222-02	Palloni vetro boros., a cuore ml 25, NS 14/23		10		
222-03	Palloni vetro boros., a cuore ml 50, NS 14/23		10		
222-04	Palloni vetro boros., a cuore ml 50, NS 29/32		10		
222-05	Palloni vetro boros., a cuore ml 100, NS 14/23		10		
222-06	Palloni vetro boros., a cuore ml 100, NS 29/32		10		
222-07	Palloni vetro boros., a cuore ml 250, NS 29/32		10		
222-08	Palloni vetro boros., a cuore ml 500, NS 29/32		10		


Per quantitativi inferiori al confezionamento standard + € 3,50 + iva "imballo speciale".


Palloni forma a cuore, due colli, un cono centrale ed un collo laterale, vetro borosilicato					
223-01	Palloni vetro borosilicato, forma a cuore ml 25, due colli NS 14/23		1		
223-02	Palloni vetro borosilicato, forma a cuore ml 50, due colli NS 14/23		1		
223-03	Palloni vetro borosilicato, forma a cuore ml 50, due colli NS 29/32		1		
223-04	Palloni vetro borosilicato, forma a cuore ml 100, due colli NS 14/23		1		
223-05	Palloni vetro borosilicato, forma a cuore ml 100, due colli NS 29/32		1		
223-06	Palloni vetro borosilicato, forma a cuore ml 250, due colli NS 29/32		1		
223-07	Palloni vetro borosilicato, forma a cuore ml 500, due colli NS 29/32		1		
Palloni kjeldahl, con cono normalizzato, vetro borosilicato.					
250-01	Palloni Kjeldhal vetro boro , ml 30, NS 19/26		1		
250-02	Palloni Kjeldhal vetro boro , ml 50, NS 19/26		1		
250-03	Palloni Kjeldhal, Pyrex, ml 100, NS 19/26		10		
250-04	Palloni Kjeldhal, Pyrex , ml 100, NS 24/29		10		
250-07	Palloni Kjeldhal, Duran , ml 250, NS 29/32		10		
250-08	Palloni Kjeldhal, Pyrex , ml 300, NS 29/32		10		
250-09	Palloni Kjeldhal, Pyrex , ml 500, NS 29/32		10		
250-10	Palloni Kjeldhal, Pyrex , ml 800, NS 29/32		10		
250-11	Palloni Kjeldhal, Duran, ml 1000, NS 29/32		10		
Per quantitativi inferiori al confezionamento standard + € 3,50 + iva "imballo speciale".					
Palloni Kjeldahl, con raccordo sferico, vetro borosilicato.					
251-01	Palloni Kjeldhal, vetro borosilicato, ml 30, GS 18/9		1		
251-02	Palloni Kjeldhal, vetro borosilicato, ml 50, GS 29/15		1		
251-03	Palloni Kjeldhal, Pyrex, ml 100, GS 29/15		1		
251-05	Palloni Kjeldhal, Duran, ml 250, GS 29/15		10		
251-06	Palloni Kjeldhal, Pyrex, ml 300, GS 29/15		10		
251-07	Palloni Kjeldhal, Pyrex, ml 500, GS 35/20		10		
251-08	Palloni Kjeldhal, Pyrex, ml 800, GS 35/20		10		
251-09	Palloni Kjeldhal, Duran, ml 1000, GS 35/20		10		
Per quantitativi inferiori al confezionamento standard + € 3,50 + iva "imballo speciale".					
Tappi a pera per Kjeldahl, vetro borosilicato.					
253-01	Tappi a pera per Kjeldhal modello piccolo		1		
253-02	Tappi a pera per Kjeldhal modello medio		1		
253-03	Tappi a pera per Kjeldhal modello grande		1		
Palloni per distillazione, vetro borosilicato, orlo svasato.					
254-01	Palloni per distillazione, vetro borosilicato, ml 250, orlo svasato		1		
254-02	Palloni per distillazione, vetro borosilicato, ml 500, orlo svasato		1		
254-03	Palloni per distillazione, vetro borosilicato, ml 1000, orlo svasato		1		
254-04	Palloni per distillazione, vetro borosilicato, ml 2000, orlo svasato		1		

Palloni per distillazione, con normalizzato NS 29/32, vetro borosilicato.					
254-10	Palloni per distillazione, vetro borosilicato, ml 250, cono NS 29/32		1		
254-11	Palloni per distillazione, vetro borosilicato, ml 500, cono NS 29/32		1		
254-12	Palloni per distillazione, vetro borosilicato, ml 1000, cono NS 29/32		1		
254-13	Palloni per distillazione, vetro borosilicato, ml 2000, cono NS 29/32		1		
Palloni per distillazione, in corrente di vapore, orlo svasato, vetro borosilicato.					
255-01	Pallone per distillazione in corrente di vapore, ml 250, orlo svasato		1		
255-02	Pallone per distillazione in corrente di vapore, ml 500, orlo svasato		1		
255-03	Pallone per distillazione in corrente di vapore, ml 1000, orlo svasato		1		
255-04	Pallone per distillazione in corrente di vapore, ml 2000, orlo svasato		1		
Palloni per distillazione, in corrente di vapore, cono normalizzato NS 29/32 vetro borosilicato.					
255-10	Pallone per distillazione in corrente di vapore, ml 250, cono NS 29/32		1		
255-11	Pallone per distillazione in corrente di vapore, ml 500, cono NS 29/32		1		
255-12	Pallone per distillazione in corrente di vapore, ml 1000, cono NS 29/32		1		
255-13	Pallone per distillazione in corrente di vapore, ml 2000, cono NS 29/32		1		
Palloni per distillazione, in corrente di vapore, giunto sferico GS 35/20 vetro borosilicato.					
255-20	Pallone per distillazione in corrente di vapore, ml 250, giunto GS 35/20		1		
255-21	Pallone per distillazione in corrente di vapore, ml 500, giunto GS 35/20		1		
255-22	Pallone per distillazione in corrente di vapore, Lt. 1 giunto GS 35/20		1		
255-23	Pallone per distillazione in corrente di vapore, Lt. 2, giunto GS 35/20		1		
Palloni secondo le norme A.S.T.M. E 133, vetro borosilicato.					
256-01	Pallone norme ASTM E133, ml 100		1		
256-02	Pallone norme ASTM E133, ml 125		1		
256-03	Pallone norme ASTM E133, ml 200		1		
256-04	Pallone norme ASTM E133, ml 250		1		


Palloni secondo Claisen, coni maschio e femmina NS 14/23, vetro borosilicato .					
260-01	Palloni Claisen ml 10, coni m/f 14/23			1	
260-02	Palloni Claisen ml 25, coni m/f 14/23			1	
260-03	Palloni Claisen ml 50, coni m/f 14/23			1	
260-04	Palloni Claisen ml 100, coni m/f 14/23			1	
Palloni secondo Claisen, con punte Vigreux, coni maschio e femmina NS 14/23, v. borosilicato.					
261-01	Palloni Claisen con punte Vigreux ml 10, coni m/f 14/23			1	
261-02	Palloni Claisen con punte Vigreux ml 25, coni m/f 14/23			1	
261-03	Palloni Claisen con punte Vigreux ml 50, coni m/f 14/23			1	
261-04	Palloni Claisen con punte Vigreux ml 100, coni m/f 14/23			1	
Imbuti per solidi, vetro borosilicato.					
262-01	Imbuti per solidi diam. 70/80mm cono maschio NS 14/23			1	
262-02	Imbuti per solidi diam. 70/80mm cono maschio NS 19/26			1	
262-03	Imbuti per solidi diam. 100mm cono maschio NS 24/29			1	
262-04	Imbuti per solidi diam. 100mm cono maschio NS 29/32			1	
Imbuti per POLVERI, vetro borosilicato.					
263-01	Imbuti per polveri, diam. 55mm, gambo diam. 20x30mm, altezza totale 60mm			1	
263-02	Imbuti per polveri, diam. 70mm, gambo diam. 22x30mm, altezza totale 70mm			1	
263-03	Imbuti per polveri, diam. 80mm, gambo diam. 24x30mm, altezza totale 80mm			1	
263-04	Imbuti per polveri, diam. 100mm, gambo diam. 26x30mm, altezza totale 100mm			1	
263-05	Imbuti per polveri, diam. 120mm, gambo diam. 34x30mm, altezza totale 105mm			1	

Matracci per la determinazione dello iodio, in vetro Pyrex/Duran, con tappo NS 29/32 a presa alta.				
300-01	Beute per iodio, ml 100, con tappo NS 29/32 a presa alta		1	
300-02	Beute per iodio, ml 200, con tappo NS 29/32 a presa alta		1	
300-03	Beute per iodio, ml 250, con tappo NS 29/32 a presa alta		1	
300-04	Beute per iodio, ml 300, con tappo NS 29/32 a presa alta		1	
300-05	Beute per iodio, ml 500, con tappo NS 29/32 a presa alta		1	
300-06	Beute per iodio, ml 1000, con tappo NS 29/32 a presa alta		1	
Matracci Erlenmeyer, cono normalizzato, vetro Pyrex/Duran				
301-01	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 10, cono NS 14/23		1	
301-02	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 25, cono NS 14/23		10	
301-03	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 50, cono NS 14/23		10	
301-04	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 50, cono NS 29/32		10	
301-05	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 100, cono NS 14/23		10	
301-06	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 100, cono NS 29/32		10	
301-17	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 150, cono NS 29/32		10	
301-07	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 200, cono NS 29/32		10	
301-08	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 250, cono NS 29/32		10	
301-09	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 300, cono NS 29/32		10	
301-10	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 500, cono NS 29/32		10	
301-11	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 1000, cono NS 29/32		10	
301-12	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 2000, cono NS 29/32		10	
301-13	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 3000, cono NS 29/32		2	
301-14	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 3000, cono NS 34/35		2	
301-15	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 5000, cono NS 29/32		1	
301-16	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 5000, cono NS 34/35		1	
Per quantitativi inferiori al confezionamento standard + € 3,50 + iva "imballo speciale".				


Matracci Erlenmeyer graduati, vetro borosilicato, cono normalizzato.					
305-01	Beute vetro borosilicato, ml 25, cono NS 14/23		10		
305-03	Beute vetro borosilicato, ml 50, cono NS 14/23		10		
305-04	Beute vetro borosilicato, ml 50, cono NS 29/32		10		
305-05	Beute vetro borosilicato, ml 100, cono NS 14/23		10		
305-06	Beute vetro borosilicato, ml 100, cono NS 29/32		10		
305-08	Beute vetro borosilicato, ml 250, cono NS 29/32		10		
305-09	Beute vetro borosilicato, ml 300, cono NS 29/32		10		
305-10	Beute vetro borosilicato, ml 500, cono NS 29/32		10		
305-11	Beute vetro borosilicato, ml 1000, cono NS 29/32		10		
Per quantitativi inferiori al confezionamento standard + € 3,50 + iva "imballo speciale".					
Matracci Erlenmeyer, collo a vite SVL, senza tappo, vetro Pyrex/Duran					
302-01	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 5, collo a vite SVL 15		1		
302-02	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 10, collo a vite SVL 15		1		
302-05	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 25, collo a vite SVL 22		10		
302-06	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 50, collo a vite SVL 22		10		
302-07	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 100, collo a vite SVL 30		10		
302-08	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 200, collo a vite SVL 30		10		
302-09	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 250, collo a vite SVL 30		10		
302-10	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 500, collo a vite SVL 30		10		
302-11	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 1000, collo a vite SVL 42		10		
302-12	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 2000, collo a vite SVL 42		10		
302-13	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 3000, collo a vite SVL 42		1		
302-15	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 5000, collo a vite SVL 42		1		
Per quantitativi inferiori al confezionamento standard + € 3,50 + iva "imballo speciale".					
Matracci Erlenmeyer, collo a vite GL, senza tappo, vetro Pyrex/Duran					
302-27	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 100, collo a vite GL 25		10		
302-29	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 250, collo a vite GL 32		10		
302-30	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 500, collo a vite GL 32		10		
302-31	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 1000, collo a vite GL 32		10		
Per quantitativi inferiori al confezionamento standard + € 3,50 + iva "imballo speciale".					


Matracci Erlenmeyer, con tappo SVL, vetro Pyrex/Duran.					
302-51	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 5, tappo a vite SVL 15		1		
302-52	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 10, tappo a vite SVL 15		1		
302-55	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 25, tappo a vite SVL 22		10		SVL
302-56	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 50, tappo a vite SVL 22		10		
302-57	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 100, tappo a vite SVL 30		10		
302-58	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 200, tappo a vite SVL 30		10		
302-59	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 250, tappo a vite SVL 30		10		
302-60	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 500, tappo a vite SVL 30		10		
302-61	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 1000, tappo a vite SVL 42		10		
302-62	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 2000, tappo a vite SVL 42		10		
Per quantitativi inferiori al confezionamento standard + € 3,50 + iva "imballo speciale".					
Matracci Erlenmeyer, collo a vite GL, con tappo (ROSSO) e guarnizione in PTFE, vetro Pyrex/Duran.					
302-77	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 100, tappo a vite GL 25		10		
302-79	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 250, tappo a vite GL 32		10		
302-80	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 500, tappo a vite GL 32		10		
302-81	Beute vetro Pyrex/Duran, ml 1000, tappo a vite GL 32		10		
Per quantitativi inferiori al confezionamento standard + € 3,50 + iva "imballo speciale".					
Matracci Erlenmeyer, collo a vite ISO-GL 45, con tappo (BLU) e anello salvagoccia vetro Simax.					
302-92	Beute vetro Simax, ml 100, con tappo a vite ISO-GL 45		10		ISO GL 45
302-94	Beute vetro Simax, ml 250, con tappo a vite ISO-GL 45		10		
302-96	Beute vetro Simax, ml 500, con tappo a vite ISO-GL 45		10		
302-97	Beute vetro Simax, ml 1000, con tappo a vite ISO-GL 45		10		
Per quantitativi inferiori al confezionamento standard + € 3,50 + iva "imballo speciale".					
Beute per vuoto, con portagomma laterale e cono normalizzato NS 29/32, vetro Pyrex/Duran					
303-01	Beute per vuoto vetro Pyrex/Duran, ml 100, cono NS 29/32		10		
303-02	Beute per vuoto vetro Pyrex/Duran, ml 250, cono NS 29/32		10		
303-03	Beute per vuoto vetro Pyrex/Duran, ml 500, cono NS 29/32		10		
303-04	Beute per vuoto vetro Pyrex/Duran, ml 1000, cono NS 29/32		5		
303-05	Beute per vuoto vetro Pyrex/Duran, ml 2000, cono NS 29/32		5		
303-06	Beute per vuoto vetro Pyrex/Duran, ml 3000, cono NS 29/32		1		
Per quantitativi inferiori al confezionamento standard + € 3,50 + iva "imballo speciale".					


Matracci Erlenmeyer per coltura, vetro Pyrex/Duran, collo diritto diam. 38mm.				
306-04	Beute per cap-o-test, ml 50, Pyrex/Duran		10	
306-06	Beute per cap-o-test, ml 100, Pyrex/Duran		10	
306-07	Beute per cap-o-test, ml 150, Pyrex/Duran		10	
306-08	Beute per cap-o-test, ml 200, Pyrex/Duran		10	
306-09	Beute per cap-o-test, ml 250, Pyrex/Duran		10	
306-10	Beute per cap-o-test, ml 300, Pyrex/Duran		10	
306-11	Beute per cap-o-test, ml 500, Pyrex/Duran		10	
306-12	Beute per cap-o-test, ml 1000, Pyrex/Duran		10	
306-13	Beute per cap-o-test, ml 2000, Pyrex/Duran		10	
Per quantitativi inferiori al confezionamento standard + € 3,50 + iva "imballo speciale".				
Tappi cap-o-test per beute collo diam. 38mm				
306-50	Tappi cap-o-test per beute collo diam. 38mm		10	
Bottiglie per lavaggio gas secondo Drechsel, complete di pescante (terminali con tubo diritto), cono normalizzato NS 29/32, vetro borosilicato.				
401-01	Bottiglie Drechsel, ml 100, pescante semplice		1	
401-02	Bottiglie Drechsel, ml 250, pescante semplice		1	
401-03	Bottiglie Drechsel, ml 500, pescante semplice		1	
401-04	Bottiglie Drechsel, ml 1000, pescante semplice		1	
Bottiglie per lavaggio gas secondo Drechsel, complete di pescante (terminali con tubo diritto) con setto poroso, cono normalizzato NS 29/32, vetro borosilicato.				
401-20	Bottiglie Drechsel, ml 100, pescante con setto poroso		1	
401-21	Bottiglie Drechsel, ml 250, pescante con setto poroso		1	
401-22	Bottiglie Drechsel, ml 500, pescante con setto poroso		1	
401-23	Bottiglie Drechsel, ml 1000, pescante con setto poroso		1	
401-30	Bottiglie Drechsel, ml 100, pescante con candela filtrante		1	
401-31	Bottiglie Drechsel, ml 250, pescante con candela filtrante		1	
401-32	Bottiglie Drechsel, ml 500, pescante con candela filtrante		1	
401-33	Bottiglie Drechsel, ml 1000, pescante con candela filtrante		1	
Pescante per bottiglie Drechsel				
401-09	Pescante semplice (ricambio bottiglie Drechsel) terminali con tubo diritto		1	
401-29	Pescante con setto poroso (ricambio bottiglie Drechsel) terminali con tubo diritto		1	
401-39	Pescante con candela filtrante (ricambio bottiglie Drechsel) terminali con tubo diritto		1	


Bottiglie Simax, secondo Drechsel, con tappo forato GL 45 e guarnizione al silicone , pescante regolabile in altezza, attacchi laterali GL 14 con connettori plastica, vetro borosilicato.				
401-42	Bottiglia Drechsel ml 500 pescante semplice regolabile in altezza		1	
401-43	Bottiglia Drechsel ml 1000 pescante semplice regolabile in altezza		1	
401-44	Bottiglia Drechsel ml 2000 pescante semplice regolabile in altezza		1	
Bottiglie Simax secondo Drechsel, con tappo forato GL 45 e guarnizione al silicone , pescante, con setto poroso (porosità 1), regolabile in altezza, attacchi laterali GL 14 con connettori plastica, vetro boro.				
401-45	Bottiglia Drechsel ml 500 pescante con setto poroso regolabile in altezza		1	
401-46	Bottiglia Drechsel ml 1000 pescante con setto poroso regolabile in altezza		1	
401-47	Bottiglia Drechsel ml 2000 pescante con setto poroso regolabile in altezza		1	
Bottiglie per lavaggio gas, tipo Friedrichs, con normalizzato NS 45/40, vetro borosilicato				
401-50	Bottiglie di Friedrichs cono NS 45/40, ml 250		1	
401-51	Bottiglie di Friedrichs cono NS 45/40, ml 500		1	
Bottiglie per lavaggio gas, con piastra filtrante				
401-70	Bottiglia lavaggio gas, in vetro borosilicato Duran, 500ml, con tappo NS 29/32, piastra sul fondo e tubo centrale con foro		1	
401-75	Bottiglia lavaggio gas, in vetro borosilicato Duran, 350ml, con tappo NS 29/32, piastra sul fondo e tubo esterno		1	
Spruzzette a smerigliatura normalizzata, cono NS 29/32 vetro borosilicato				
402-01	Spruzzette a smerigliatura normalizzata ml 500		1	
402-02	Spruzzette a smerigliatura normalizzata ml 1000		1	
402-10	Tappi per spruzzette		1	


Pipette per prelievo campioni gas, vetro borosilicato, con due rubinetti maschio vetro ad attacchi capillare.				
403-01	Pipette per gas, ml 100, due rubinetti m.vetro attacchi capillare		1	
403-02	Pipette per gas, ml 250, due rubinetti m.vetro attacchi capillare		1	
403-03	Pipette per gas, ml 500, due rubinetti m.vetro attacchi capillare		1	
403-04	Pipette per gas, ml 1000, due rubinetti m.vetro attacchi capillare		1	
403-05	Pipette per gas, ml 2000, due rubinetti m.vetro attacchi capillare		1	
Pipette per prelievo campioni gas, SVL 15 centrale completo di tappo chiuso e guarnizione in PTFE, due rubinetti maschio vetro ad attacchi capillare, vetro borosilicato.				
403-10	Pipette per gas, ml 100, due rubinetti m.vetro attacchi capillare, SVL centrale		1	
403-11	Pipette per gas, ml 250, due rubinetti m.vetro attacchi capillare, SVL centrale		1	
403-12	Pipette per gas, ml 500, due rubinetti m.vetro attacchi capillare, SVL centrale		1	
403-13	Pipette per gas, ml 1000, due rubinetti m.vetro attacchi capillare, SVL centrale		1	
403-14	Pipette per gas, ml 2000, due rubinetti m.vetro attacchi capillare, SVL centrale		1	
Pipette per prelievo campioni gas, vetro borosilicato, con due rubinetti maschio teflon ad attacchi capillare.				
404-01	Pipette per gas, ml 100, due rubinetti m.PTFE attacchi capillare		1	
404-02	Pipette per gas, ml 250, due rubinetti m.PTFE attacchi capillare		1	
404-03	Pipette per gas, ml 500, due rubinetti m.PTFE attacchi capillare		1	
404-04	Pipette per gas, ml 1000, due rubinetti m.PTFE attacchi capillare		1	
404-05	Pipette per gas, ml 2000, due rubinetti m.PTFE attacchi capillare		1	
Pipette per prelievo campioni gas, SVL 15 centrale completo di tappo chiuso e guarnizione in PTFE, due rubinetti maschio PTFE ad attacchi capillare, vetro borosilicato.				
404-10	Pipette per gas, ml 100, due rubinetti m.PTFE attacchi capillare, SVL centrale		1	
404-11	Pipette per gas, ml 250, due rubinetti m.PTFE attacchi capillare, SVL centrale		1	
404-12	Pipette per gas, ml 500, due rubinetti m.PTFE attacchi capillare, SVL centrale		1	
404-13	Pipette per gas, ml 1000, due rubinetti m.PTFE attacchi capillare, SVL centrale		1	
404-14	Pipette per gas, ml 2000, due rubinetti m.PTFE attacchi capillare, SVL centrale		1	
Tubi di sicurezza				
405-01	Tubi di sicurezza diritti		1	
406-01	Tubi di sicurezza ad una bolla		1	
407-01	Tubi di sicurezza a due bolle		1	
408-01	Tubi di sicurezza a due bolle ns 29/32		1	


Imbuti separatori, forma unificata, con tappo su cono, rubinetto maschio vetro, vetro Duran				
501-01	Imbuti separatori, ml 50, rubinetto vetro NS 12,5, con tappo NS 19/26		1	
501-02	Imbuti separatori, ml 100, rubinetto vetro NS 12,5, con tappo NS 19/26		20	
501-04	Imbuti separatori, ml 250, rubinetto vetro NS 12,5, con tappo NS 29/32		10	
501-05	Imbuti separatori, ml 500, rubinetto vetro NS 14,5, con tappo NS 29/32		8	
501-06	Imbuti separatori, ml 1000, rubinetto vetro NS 14,5, con tappo NS 29/32		6	
501-07	Imbuti separatori, ml 2000, rubinetto vetro NS 18,8, con tappo NS 29/32		2	
Imbuti separatori, forma unificata, con tappo su cono, rubinetto maschio teflon, vetro Duran				
501-10	Imbuti separatori, ml 50, rubinetto PTFE NS 12,5, con tappo NS 19/26		--	
501-12	Imbuti separatori, ml 100, rubinetto PTFE NS 12,5, con tappo NS 19/26		1	
501-14	Imbuti separatori, ml 250, rubinetto PTFE NS 12,5, con tappo NS 29/32		1	
501-15	Imbuti separatori, ml 500, rubinetto PTFE NS 14,5, con tappo NS 29/32		1	
501-16	Imbuti separatori, ml 1000, rubinetto PTFE NS 14,5, con tappo NS 29/32		1	
501-17	Imbuti separatori, ml 2000, rubinetto PTFE NS 18,8, con tappo NS 29/32		1	
Imbuti separatori, forma unificata, con tappo su cono, rubinetto maschio teflon, vetro Duran				
501-14	Imbuti separatori, ml 250, rubinetto PTFE NS 12,5, con tappo NS 29/32		10	
501-15	Imbuti separatori, ml 500, rubinetto PTFE NS 14,5, con tappo NS 29/32		8	
501-16	Imbuti separatori, ml 1000, rubinetto PTFE NS 14,5, con tappo NS 29/32		6	
Imbuti separatori cilindrici, con tappo su cono, lisci, rubinetto maschio vetro, vetro borosilicato				
502-01	Imbuti separatori cilindri lisci ml 50, rubinetto vetro, con tappo NS 14/23		1	
502-02	Imbuti separatori cilindri lisci ml 100, rubinetto vetro, con tappo NS 14/23		1	
502-04	Imbuti separatori cilindri lisci ml 250, rubinetto vetro, con tappo NS 29/32		1	
502-05	Imbuti separatori cilindri lisci ml 500, rubinetto vetro, con tappo NS 29/32		1	
502-06	Imbuti separatori cilindri lisci ml 1000, rubinetto vetro, con tappo NS 29/32		1	
502-07	Imbuti separatori cilindri lisci ml 2000, rubinetto vetro, con tappo NS 29/32		1	


Imbuti separatori cilindrici, con tappo su cono, lisci, rubinetto maschio teflon, v. borosilicato					
502-10	Imbuti separatori cilindri lisci ml 50, rubinetto PTFE, con tappo NS 14/23		1		
502-12	Imbuti separatori cilindri lisci ml 100, rubinetto PTFE, con tappo NS 14/23		1		
502-14	Imbuti separatori cilindri lisci ml 250, rubinetto PTFE, con tappo NS 29/32		1		
502-15	Imbuti separatori cilindri lisci ml 500, rubinetto PTFE, con tappo NS 29/32		1		
502-16	Imbuti separatori cilindri lisci ml 1000, rubinetto PTFE, con tappo NS 29/32		1		
502-17	Imbuti separatori cilindri lisci ml 2000, rubinetto PTFE, con tappo NS 29/32		1		
Imbuti separatori cilindrici, con tappo su cono, graduati, rubinetto maschio vetro, vetro borosilicato					
502-20	Imbuti separatori cilindri graduati ml 50, rubinetto vetro, con tappo NS 14/23		1		
502-22	Imbuti separatori cilindri graduati ml 100, rubinetto vetro, con tappo NS 14/23		1		
502-24	Imbuti separatori cilindri graduati ml 250, rubinetto vetro, con tappo NS 29/32		1		
502-25	Imbuti separatori cilindri graduati ml 500, rubinetto vetro, con tappo NS 29/32		1		
502-26	Imbuti separatori cilindri graduati ml 1000, rubinetto vetro, con tappo NS 29/32		1		
Imbuti separatori cilindrici, con tappo su cono, graduati, rubinetto maschio teflon, vetro borosilicato					
502-30	Imbuti separatori cilindri graduati ml 50, rubinetto PTFE, con tappo NS 14/23		1		
502-32	Imbuti separatori cilindri graduati ml 100, rubinetto PTFE, con tappo NS 14/23		1		
502-34	Imbuti separatori cilindri graduati ml 250, rubinetto PTFE, con tappo NS 29/32		1		
502-35	Imbuti separatori cilindri graduati ml 500, rubinetto PTFE, con tappo NS 29/32		1		
502-36	Imbuti separatori cilindri graduati ml 1000, rubinetto PTFE, con tappo NS 29/32		1		
Imbuti gocciolatori forma unificata, con tappo su cono sup., rubinetto maschio vetro, v. Duran					
503-01	Imbuti gocciolatori f/unificata, ml 50, rubinetto vetro, con tappo NS 14/23		1		
503-02	Imbuti gocciolatori f/unificata, ml 100, rubinetto vetro, con tappo NS 19/26		1		
503-04	Imbuti gocciolatori f/unificata, ml 250, rubinetto vetro, con tappo NS 29/32		1		
503-05	Imbuti gocciolatori f/unificata, ml 500, rubinetto vetro, con tappo NS 29/32		1		
503-06	Imbuti gocciolatori f/unificata, ml 1000, rubinetto vetro, con tappo NS 29/32		1		
503-07	Imbuti gocciolatori f/unificata, ml 2000, rubinetto vetro, con tappo NS 29/32		1		



Imbuti gocciolatori forma unificata, con tappo su cono sup., rubinetto maschio teflon, v. Duran					
503-10	Imbuti gocciolatori f/unificata, ml 50, rubinetto PTFE, con tappo NS 14/23		1		
503-12	Imbuti gocciolatori f/unificata, ml 100, rubinetto PTFE, con tappo NS 19/26		1		
503-14	Imbuti gocciolatori f/unificata, ml 250, rubinetto PTFE, con tappo NS 29/32		1		
503-15	Imbuti gocciolatori f/unificata, ml 500, rubinetto PTFE, con tappo NS 29/32		1		
503-16	Imbuti gocciolatori f/unificata, ml 1000, rubinetto PTFE, con tappo NS 29/32		1		
503-17	Imbuti gocciolatori f/unificata, ml 2000, rubinetto PTFE, con tappo NS 29/32		1		
Imbuti gocciolatori cilindrici, lisci, con tappo su cono sup., rubinetto maschio vetro, vetro borosilicato.					
504-01	Imbuti gocc. cil. lisci, ml 50, rubinetto vetro, con tappo 14/23		1		
504-02	Imbuti gocc. cil. lisci, ml 100, rubinetto vetro, con tappo 14/23		1		
504-04	Imbuti gocc. cil. lisci, ml 250, rubinetto vetro, con tappo 29/32		1		
504-05	Imbuti gocc. cil. lisci, ml 500, rubinetto vetro, con tappo 29/32		1		
504-06	Imbuti gocc. cil. lisci, ml 1000, rubinetto vetro, con tappo 29/32		1		
504-07	Imbuti gocc. cil. lisci, ml 2000, rubinetto vetro, con tappo 29/32		1		
Imbuti gocciolatori cilindrici, lisci, con tappo su cono sup., rubinetto maschio teflon, vetro borosilicato					
504-10	Imbuti gocc. cil. lisci, ml 50, rubinetto PTFE, con tappo 14/23		1		
504-12	Imbuti gocc. cil. lisci, ml 100, rubinetto PTFE, con tappo 14/23		1		
504-14	Imbuti gocc. cil. lisci, ml 250, rubinetto PTFE, con tappo 29/32		1		
504-15	Imbuti gocc. cil. lisci, ml 500, rubinetto PTFE, con tappo 29/32		1		
504-16	Imbuti gocc. cil. lisci, ml 1000, rubinetto PTFE, con tappo 29/32		1		
504-17	Imbuti gocc. cil. lisci, ml 2000, rubinetto PTFE, con tappo 29/32		1		
Imbuti gocciolatori cilindrici, graduati, con tappo su cono sup., rubinetto maschio vetro, vetro borosilicato.					
504-20	Imbuti gocc. cil. graduati, ml 50, rubinetto vetro, con tappo 14/23		1		
504-22	Imbuti gocc. cil. graduati, ml 100, rubinetto vetro, con tappo 14/23		1		
504-24	Imbuti gocc. cil. graduati, ml 250, rubinetto vetro, con tappo 29/32		1		
504-25	Imbuti gocc. cil. graduati, ml 500, rubinetto vetro, con tappo 29/32		1		
504-26	Imbuti gocc. cil. graduati, ml 1000, rubinetto vetro, con tappo 29/32		1		

Imbuti gocciolatori cilindrici, graduati, con tappo su cono sup., rubinetto maschio teflon, vetro borosilicato				
504-30	Imbuti gocc. cil. graduati, ml 50, rubinetto PTFE, con tappo 14/23		1	
504-32	Imbuti gocc. cil. graduati, ml 100, rubinetto PTFE, con tappo 14/23		1	
504-34	Imbuti gocc. cil. graduati, ml 250, rubinetto PTFE, con tappo 29/32		1	
504-35	Imbuti gocc. cil. graduati, ml 500, rubinetto PTFE, con tappo 29/32		1	
504-36	Imbuti gocc. cil. graduati, ml 1000, rubinetto PTFE, con tappo 29/32		1	
Imbuti separatori forma unificata, con tubo compensatore di pressione a cono normalizzati, con tappo su cono superiore, rubinetto maschio vetro, vetro Duran.				
505-01	Imb.sep. f.unificata, ml 50, con tubo compensatore, rub. vetro, con tappo NS 14/23		1	
505-02	Imb.sep. f.unificata, ml 100, con tubo compensatore, rub. vetro, con tappo NS 19/26		1	
505-04	Imb.sep. f.unificata, ml 250, con tubo compensatore, rub. vetro, con tappo NS 29/32		1	
505-05	Imb.sep. f.unificata, ml 500, con tubo compensatore, rub. vetro, con tappo NS 29/32		1	
505-06	Imb.sep. f.unificata, ml 1000, con tubo compensatore, rub. vetro, con tappo NS 29/32		1	
505-07	Imb.sep. f.unificata, ml 2000, con tubo compensatore, rub. vetro, con tappo NS 29/32		1	
Imbuti separatori forma unificata, con tubo compensatore di pressione a cono normalizzati, con tappo su cono superiore, rubinetto maschio teflon, vetro Duran.				
505-10	Imb.sep. f.unificata, ml 50, con tubo compensatore, rub. PTFE, con tappo NS 14/23		1	
505-12	Imb.sep. f.unificata, ml 100, con tubo compensatore, rub. PTFE, con tappo NS 19/26		1	
505-14	Imb.sep. f.unificata, ml 250, con tubo compensatore, rub. PTFE, con tappo NS 29/32		1	
505-15	Imb.sep. f.unificata, ml 500, con tubo compensatore, rub. PTFE, con tappo NS 29/32		1	
505-16	Imb.sep. f.unificata, ml 1000, con tubo comp., rub. PTFE, con tappo NS 29/32		1	
505-17	Imb.sep. f.unificata, ml 2000, con tubo compensatore, rub. PTFE, con tappo NS 29/32		1	

Imbuti separatori forma cilindrica, lisci, con tubo compensatore di pressione, coni normalizzati, con tappo su cono sup., rubinetto maschio vetro, vetro borosilicato.					
506-01	Imbuti sep. f.cilindrica, lisci, ml 50, con tubo comp. , rubinetto vetro, con tappo NS 14/23			1	
506-02	Imbuti sep. f.cilindrica, lisci, ml 100, con tubo comp., rubinetto vetro, con tappo NS 14/23			1	
506-04	Imbuti sep. f.cilindrica, lisci, ml 250, con tubo comp., rubinetto vetro, con tappo NS 29/32			1	
506-05	Imbuti sep. f.cilindrica, lisci, ml 500, con tubo comp., rubinetto vetro, con tappo NS 29/32			1	
506-06	Imbuti sep. f.cilindrica, lisci, ml 1000, con tubo comp., rubinetto vetro, con tappo NS 29/32			1	
506-07	Imbuti sep. f.cilindrica, lisci, ml 2000, con tubo comp. , rubinetto vetro, con tappo NS 29/32			1	
Imbuti separatori forma cilindrica, lisci, con tubo compensatore di pressione a coni normalizzati, con tappo su cono sup., rubinetto maschio teflon, vetro borosilicato					
506-10	Imbuti separatori f.cilindrica, lisci, ml 50, con tubo compensatore , rubinetto PTFE, NS 14/23			1	
506-12	Imbuti separatori f.cilindrica, lisci, ml 100, con tubo compensatore, rubinetto PTFE, con tappo NS 14/23			1	
506-14	Imbuti separatori f.cilindrica, lisci, ml 250, con tubo compensatore, rubinetto PTFE, con tappo NS 29/32			1	
506-15	Imbuti separatori f.cilindrica, lisci, ml 500, con tubo compensatore, rubinetto PTFE, con tappo NS 29/32			1	
506-16	Imbuti separatori f.cilindrica, lisci, ml 1000, con tubo compensatore, rubinetto PTFE, con tappo NS 29/32			1	
506-17	Imbuti separatori f.cilindrica, lisci, ml 2000, con tubo compensatore , rubinetto PTFE, con tappo NS 29/32			1	
Imbuti separatori forma cilindrica, graduati, con tubo compensatore di pressione, coni normalizzati, con tappo su cono sup., rubinetto maschio vetro, vetro borosilicato.					
506-20	Imbuti separatori f.cilindrica, graduati, ml 50, con tubo compensatore , rubinetto vetro, con tappo NS 14/23			1	
506-22	Imbuti separatori f.cilindrica, graduati, ml 100, con tubo compensatore, rubinetto vetro, con tappo NS 14/23			1	
506-24	Imbuti separatori f.cilindrica, graduati, ml 250, con tubo compensatore, rubinetto vetro, con tappo NS 29/32			1	
506-25	Imbuti separatori f.cilindrica, graduati, ml 500, con tubo compensatore, rubinetto vetro, con tappo NS 29/32			1	
506-26	Imbuti separatori f.cilindrica, graduati, ml 1000, con tubo compensatore, rubinetto vetro, con tappo NS 29/32			1	



Imbuti separatori forma cilindrica, graduati, con tubo compensatore di pressione, coni normalizzati, con tappo su cono sup., rubinetto maschio teflon, vetro borosilicato.					
506-30	Imbuti separatori f.cilindrica, graduati, ml 50, con tubo compensatore , rubinetto PTFE, con tappo NS 14/23			1	
506-32	Imbuti separatori f.cilindrica, graduati, ml 100, con tubo compensatore, rubinetto PTFE, con tappo NS 14/23			1	
506-34	Imbuti separatori f.cilindrica, graduati, ml 250, con tubo compensatore, rubinetto PTFE, con tappo NS 29/32			1	
506-35	Imbuti separatori f.cilindrica, graduati, ml 500, con tubo compensatore, rubinetto PTFE, con tappo NS 29/32			1	
506-36	Imbuti separatori f.cilindrica, graduati, ml 1000, con tubo compensatore, rubinetto PTFE, con tappo NS 29/32			1	
Imbuti separatori, Squibb, vetro borosilicato, rubinetto maschio teflon , con tappo plastica.					
510-12	Imbuti Squibb, ml 100, rubinetto PTFE, con tappo NS 19/26			1	
510-14	Imbuti Squibb, ml 250, rubinetto PTFE, con tappo NS 29/32			1	
510-15	Imbuti Squibb, ml 500, rubinetto PTFE, con tappo NS 29/32			1	
510-16	Imbuti Squibb, ml 1000, rubinetto PTFE, con tappo NS 29/32			1	
510-17	Imbuti Squibb, ml 2000, rubinetto PTFE, con tappo NS 29/32			1	
Imbuti separatori cilindrici, con tappo su cono, lisci, rubinetto a spillo modello Rotaflo GP					
512-12	Imbuti separatori cilindrici, lisci, ml 100, rubinetto Rotaflo GP, con tappo NS 14/23			1	
512-14	Imbuti separatori cilindrici, lisci, ml 250 rubinetto Rotaflo GP, con tappo NS 29/32			1	
512-15	Imbuti separatori cilindrici, lisci, ml 500 rubinetto Rotaflo GP, con tappo NS 29/32			1	
512-16	Imbuti separatori cilindrici, lisci, ml 1000, rubinetto Rotaflo GP, con tappo NS 29/32			1	
512-17	Imbuti separatori cilindrici, lisci, ml 2000, rubinetto Rotaflo GP, con tappo NS 29/32			1	
Imbuti separatori cilindrici, con tappo su cono, lisci, rubinetto a spillo modello Rotaflo GP, cono maschio con gocciolatore					
512-32	Imbuti separatori cilindrici, lisci, ml 100, rubinetto Rotaflo GP, con tappo NS 14/23, con gocciolatore			1	
512-34	Imbuti separatori cilindrici, lisci, ml 250 rubinetto Rotaflo GP, con tappo NS 29/32, con gocciolatore			1	
512-35	Imbuti separatori cilindrici, lisci, ml 500 rubinetto Rotaflo GP, con tappo NS 29/32, con gocciolatore			1	
512-36	Imbuti separatori cilindrici, lisci, ml 1000, rubinetto Rotaflo GP, con tappo NS 29/32, con gocciolatore			1	



Refrigerante a canna saldata, secondo Liebig, vetro borosilicato.					
601-01	Refrigerante Liebig, mant. 200mm, senza coni		1		
601-02	Refrigerante Liebig, mant. 300mm, senza coni		1		
601-03	Refrigerante Liebig, mant. 400mm, senza coni		1		
601-04	Refrigerante Liebig, mant. 500mm, senza coni		1		
Refrigerante a canna saldata, secondo Liebig, con un cono normalizzato vetro borosilicato					
602-01	Refrigerante Liebig, mant. 200mm, cono maschio NS 14/23		1		
602-02	Refrigerante Liebig, mant. 200mm, cono maschio NS 19/26		1		
602-03	Refrigerante Liebig, mant. 200mm, cono maschio NS 29/32		1		
602-04	Refrigerante Liebig, mant. 300mm, cono maschio NS 19/26		1		
602-05	Refrigerante Liebig, mant. 300mm, cono maschio NS 24/29		1		
602-06	Refrigerante Liebig, mant. 300mm, cono maschio NS 29/32		1		
602-07	Refrigerante Liebig, mant. 400mm, cono maschio NS 24/29		1		
602-08	Refrigerante Liebig, mant. 400mm, cono maschio NS 29/32		1		
602-09	Refrigerante Liebig, mant. 500mm, cono maschio NS 29/32		1		
Refrigerante a canna saldata, secondo Liebig, con due coni normalizzati, vetro borosilicato					
603-01	Refrigerante Liebig, mant. 200mm, coni maschio - femmina NS 14/23		1		
603-02	Refrigerante Liebig, mant. 200mm, coni maschio - femmina NS 19/26		1		
603-03	Refrigerante Liebig, mant. 200mm, coni maschio - femmina NS 29/32		1		
603-04	Refrigerante Liebig, mant. 300mm, coni maschio - femmina NS 19/26		1		
603-05	Refrigerante Liebig, mant. 300mm, coni maschio - femmina NS 24/29		1		
603-06	Refrigerante Liebig, mant. 300mm, coni maschio - femmina NS 29/32		1		
603-07	Refrigerante Liebig, mant. 400mm, coni maschio - femmina NS 24/29		1		
603-08	Refrigerante Liebig, mant. 400mm, coni maschio - femmina NS 29/32		1		
603-09	Refrigerante Liebig, mant. 500mm, coni maschio - femmina NS 29/32		1		


Refrigerante a serpentino, senza coni, vetro borosilicato.					
605-01	Refrigerante serpentino, mant. 200mm, senza coni		1		
605-02	Refrigerante serpentino, mant. 300mm, senza coni		1		
605-03	Refrigerante serpentino, mant. 400mm, senza coni		1		
605-04	Refrigerante serpentino, mant. 500mm, senza coni		1		
Refrigerante a serpentino, con un cono normalizzato, vetro borosilicato.					
606-01	Refrigerante serpentino, mant. 200mm, cono maschio NS 14/23		1		
606-02	Refrigerante serpentino, mant. 200mm, cono maschio NS 19/26		1		
606-03	Refrigerante serpentino, mant. 200mm, cono maschio NS 29/32		1		
606-04	Refrigerante serpentino, mant. 300mm, cono maschio NS 19/26		1		
606-05	Refrigerante serpentino, mant. 300mm, cono maschio NS 24/29		1		
606-06	Refrigerante serpentino, mant. 300mm, cono maschio NS 29/32		1		
606-07	Refrigerante serpentino, mant. 400mm, cono maschio NS 24/29		1		
606-08	Refrigerante serpentino, mant. 400mm, cono maschio NS 29/32		1		
606-09	Refrigerante serpentino, mant. 500mm, cono maschio NS 29/32		1		
Refrigerante a serpentino, con due coni normalizzati, vetro borosilicato.					
607-01	Refrigerante serpentino, mant. 200mm, coni maschio - femmina NS 14/23		1		
607-02	Refrigerante serpentino, mant. 200mm, coni maschio - femmina NS 19/26		1		
607-03	Refrigerante serpentino, mant. 200mm, coni maschio - femmina NS 29/32		1		
607-04	Refrigerante serpentino, mant. 300mm, coni maschio - femmina NS 19/26		1		
607-05	Refrigerante serpentino, mant. 300mm, coni maschio - femmina NS 24/29		1		
607-06	Refrigerante serpentino, mant. 300mm, coni maschio - femmina NS 29/32		1		
607-07	Refrigerante serpentino, mant. 400mm, coni maschio - femmina NS 24/29		1		
607-08	Refrigerante serpentino, mant. 400mm, coni maschio - femmina NS 29/32		1		
607-09	Refrigerante serpentino, mant. 500mm, coni maschio - femmina NS 29/32		1		
Refrigerante a bolle, secondo Allhin, senza coni, vetro borosilicato.					
609-01	Refrigerante a 4 bolle, mant. 200mm, senza coni		1		
609-02	Refrigerante a 6 bolle, mant. 300mm, senza coni		1		
609-03	Refrigerante a 8 bolle, mant. 400mm, senza coni		1		
609-04	Refrigerante a 10 bolle, mant. 500mm, senza coni		1		


Refrigerante a bolle, secondo Allhin, con un cono normalizzato, vetro borosilicato.						
610-01	Refrigerante a 4 bolle, mant. 200mm, cono maschio NS 14/23			1		
610-02	Refrigerante a 4 bolle, mant. 200mm, cono maschio NS 19/26			1		
610-03	Refrigerante a 4 bolle, mant. 200mm, cono maschio NS 29/32			1		
610-04	Refrigerante a 6 bolle, mant. 300mm, cono maschio NS 19/26			1		
610-05	Refrigerante a 6 bolle, mant. 300mm, cono maschio NS 24/29			1		
610-06	Refrigerante a 6 bolle, mant. 300mm, cono maschio NS 29/32			1		
610-07	Refrigerante a 8 bolle, mant. 400mm, cono maschio NS 24/29			1		
610-08	Refrigerante a 8 bolle, mant. 400mm, cono maschio NS 29/32			1		
610-09	Refrigerante a 10 bolle, mant. 500mm, cono maschio NS 29/32			1		
Refrigerante a bolle, secondo Allhin, con due coni normalizzati, vetro borosilicato.						
611-01	Refrigerante a 4 bolle, mant. 200mm, coni maschio - femmina NS 14/23			1		
611-02	Refrigerante a 4 bolle, mant. 200mm, coni maschio - femmina NS 19/26			1		
611-03	Refrigerante a 4 bolle, mant. 200mm, coni maschio - femmina NS 29/32			1		
611-04	Refrigerante a 6 bolle, mant. 300mm, coni maschio - femmina NS 19/26			1		
611-05	Refrigerante a 6 bolle, mant. 300mm, coni maschio - femmina NS 24/29			1		
611-06	Refrigerante a 6 bolle, mant. 300mm, coni maschio - femmina NS 29/32			1		
611-07	Refrigerante a 8 bolle, mant. 400mm, coni maschio - femmina NS 24/29			1		
611-08	Refrigerante a 8 bolle, mant. 400mm, coni maschio - femmina NS 29/32			1		
611-09	Refrigerante a 10 bolle, mant. 500mm, coni maschio - femmina NS 29/32			1		
Refrigerante con serpentino a doppia circolazione, secondo Dimroth, vetro borosilicato						
613-01	Refrigerante Dimroth mant. 200mm, senza coni			1		
613-02	Refrigerante Dimroth mant. 300mm, senza coni			1		
613-03	Refrigerante Dimroth mant. 400mm, senza coni			1		
613-04	Refrigerante Dimroth mant. 500mm, senza coni			1		
Refrigerante con serpentino a doppia circolazione, secondo Dimroth, con un cono normalizzato NS 29/32, vetro borosilicato.						
614-01	Refrigerante Dimroth mant. 200mm, cono maschio NS 29/32			1		
614-02	Refrigerante Dimroth mant. 300mm, cono maschio NS 29/32			1		
614-03	Refrigerante Dimroth mant. 400mm, cono maschio NS 29/32			1		
614-04	Refrigerante Dimroth mant. 500mm, cono maschio NS 29/32			1		



Refrigerante con serpentino a doppia circolazione, secondo Dimroth, con due coni normalizzati NS 29/32, vetro borosilicato.					
615-01	Refrigerante Dimroth mant. 200mm, coni maschio-femmina NS 29/32		1		
615-02	Refrigerante Dimroth mant. 300mm, coni maschio-femmina NS 29/32		1		
615-03	Refrigerante Dimroth mant. 400mm, coni maschio-femmina NS 29/32		1		
615-04	Refrigerante Dimroth mant. 500mm, coni maschio-femmina NS 29/32		1		
Refrigerante a doppia camicia secondo Dawies, vetro borosilicato.					
616-01	Refrigerante Dewies, mant. 200mm, senza coni		1		
616-02	Refrigerante Dewies, mant. 300mm, senza coni		1		
616-03	Refrigerante Dewies, mant. 400mm, senza coni		1		
616-04	Refrigerante Dewies, mant. 500mm, senza coni		1		
Refrigerante a doppia camicia secondo Dawies, con un cono NS 29/32, vetro borosilicato					
617-01	Refrigerante Dewies, mant. 200mm, cono maschio NS 29/32		1		
617-02	Refrigerante Dewies, mant. 300mm, cono maschio NS 29/32		1		
617-03	Refrigerante Dewies, mant. 400mm, cono maschio NS 29/32		1		
617-04	Refrigerante Dewies, mant. 500mm, cono maschio NS 29/32		1		
Refrigerante a doppia camicia secondo Dawies, con due coni normalizzati NS 29/32, vetro borosilicato.					
618-01	Refrigerante Dewies, mant. 200mm, coni maschio-femmina NS 29/32		1		
618-02	Refrigerante Dewies, mant. 300mm, coni maschio-femmina NS 29/32		1		
618-03	Refrigerante Dewies, mant. 400mm, coni maschio-femmina NS 29/32		1		
618-04	Refrigerante Dewies, mant. 500mm, coni maschio-femmina NS 29/32		1		
Refrigerante ad aria, con un cono maschio inferiore NS 29/32, vetro borosilicato					
619-01	Refrigeranti ad aria mant. 500mm, cono maschio NS 29/32		1		
619-02	Refrigeranti ad aria mant. 700mm, cono maschio NS 29/32		1		
619-03	Refrigeranti ad aria mant. 1000mm, cono maschio NS 29/32		1		


Refrigerante a serpentino, incamiciato, due coni normalizzati, vetro borosilicato					
620-02	Refrigerante a serpentina, modello incamiciato, mant. 200mm, due coni m/f 29/32		1		
620-04	Refrigerante a serpentina, modello incamiciato, mant. 400mm, due coni m/f 29/32		1		
620-06	Refrigerante a serpentina, modello incamiciato, mant. 500mm, due coni m/f 29/32		1		
Refrigeranti di FRIEDRICHS					
630-01	Refrigeranti di FRIEDRICHS		1		
Refrigerante modello Dewar, coni maschio e femmina NS 29/32, rubinetto maschio PTFE					
640-01	Refrigerante Dewar, diam.int.50mm, diam.est. 75mm, altezza interna 220mm, rubinetto PTFE		1		
640-05	Refrigerante Dewar, diam.int.60mm, diam.est. 90mm, altezza interna 200mm, rubinetto PTFE		1		
640-10	Refrigerante Dewar, diam.int.80mm, diam.est. 120mm, altezza interna 150mm, rubinetto PTFE		1		
640-15	Refrigerante Dewar, diam.int.80mm, diam.est. 130mm, altezza interna 200mm, rubinetto PTFE		1		
Refrigerante modello Dewar, coni maschio e femmina NS 29/32, rubinetto rofaflo GP					
640-21	Refrigerante Dewar, diam.int.50mm, diam.est. 75mm, altezza interna 220mm, rubinetto Rotaflò modello GP		1		
640-25	Refrigerante Dewar, diam.int.60mm, diam.est. 90mm, altezza interna 200mm, rubinetto Rotaflò modello GP		1		
640-30	Refrigerante Dewar, diam.int.80mm, diam.est. 120mm, altezza interna 150mm, rubinetto Rotaflò modello GP		1		
640-35	Refrigerante Dewar, diam.int.80mm, diam.est. 130mm, altezza interna 200mm, rubinetto Rotaflò modello GP		1		
Refrigerante modello Dewar, coni maschio e femmina NS 29/32, vetro borosilicato					
640-41	Refrigerante Dewar, diam.int.50mm, diam.est. 75mm, altezza interna 220mm, fondo emisferico		1		
640-45	Refrigerante Dewar, diam.int.60mm, diam.est. 90mm, altezza interna 200mm, fondo emisferico		1		
640-50	Refrigerante Dewar, diam.int.80mm, diam.est. 120mm, altezza interna 150mm, fondo emisferico		1		
640-55	Refrigerante Dewar, diam.int.80mm, diam.est. 130mm, altezza interna 200mm, fondo emisferico		1		



Contabelle				
641-01	Contabelle diam.est. 30x120mm utile, altezza totale 170mm		1	
641-05	Contabelle diam.est. 40x170mm utile, altezza totale 210mm		1	
641-10	Contabelle diam.est. 50x210mm utile, altezza totale 250mm		1	
641-15	Contabelle diam.est. 65x250mm utile, altezza totale 300mm		1	
Palloni fondo tondo, vetro borosilicato, con rubinetto laterale maschio vetro (Palloni di Schlenk)				
645-05	Palloni ml 50, cono NS 29/32, rubinetto maschio vetro foro 1,5/2mm		1	
645-08	Palloni ml 100, cono NS 29/32, rubinetto maschio vetro foro 1,5/2mm		1	
645-11	Palloni ml 250, cono NS 29/32, rubinetto maschio vetro foro 1,5/2mm		1	
645-14	Palloni ml 500, cono NS 29/32, rubinetto maschio vetro foro 1,5/2mm		1	
645-17	Palloni ml 1000, cono NS 29/32, rubinetto maschio vetro foro 1,5/2mm		1	
Provette fondo tondo, vetro borosilicato, cono NS, rubinetto laterale maschio vetro				
645-35	Provette diam. 16x100mm (cap.nom. ml10), cono NS 14/23, rubinetto laterale maschio vetro		1	
645-38	Provette diam. 16x160mm (cap.nom. ml15), cono NS 14/23, rubinetto laterale maschio vetro		1	
645-41	Provette diam. 18x180mm (cap.nom. ml25), cono NS 14/23, rubinetto laterale maschio vetro		1	
645-44	Provette diam. 20x200mm (cap.nom. ml30), cono NS 14/23, rubinetto laterale maschio vetro		1	
645-47	Provette diam. 26x200mm (cap.nom. ml50), cono NS 19/26, rubinetto laterale maschio vetro		1	
Corpi centrali estrattori Soxhlet, vetro borosilicato.				
701-01	Corpi centrali per Soxhlet, ml 30, cono f. 29/32 - cono maschio NS 29/32		1	
701-02	Corpi centrali per Soxhlet, ml 70, cono f. 34/35 - cono maschio NS 29/32		1	
701-03	Corpi centrali per Soxhlet, ml 100, cono f. 45/40 - cono maschio NS 29/32		1	
701-04	Corpi centrali per Soxhlet, ml 150, cono f. 45/40 - cono maschio NS 29/32		1	
701-05	Corpi centrali per Soxhlet, ml 200, cono f. 55/45 - cono maschio NS 29/32		1	
701-06	Corpi centrali per Soxhlet, ml 250, cono f. 55/45 - cono maschio NS 29/32		1	
701-07	Corpi centrali per Soxhlet, ml 300, cono f. 60/46 - cono maschio NS 29/32		1	
701-08	Corpi centrali per Soxhlet, ml 500, cono f. 60/45 - cono maschio NS 29/32		1	
701-09	Corpi centrali per Soxhlet, ml 1000, cono f. 71/51 - cono maschio NS 29/32		1	
701-10	Corpi centrali per Soxhlet, ml 2000, cono f. 85/55 - cono maschio NS 29/32		1	





Corpi centrali estrattori Soxhlet, con rubinetto inferiore laterale maschio vetro, vetro borosilicato.						
701-21	Corpi centr. per Soxhlet, ml 30, cono f. 29/32 - cono m. NS 29/32, rubinetto laterale maschio vetro			1		
701-22	Corpi centr. per Soxhlet, ml 70, cono f. 34/35 - cono m. NS 29/32, rubinetto laterale maschio vetro			1		
701-23	Corpi centr. per Soxhlet, ml 100, cono f. 45/40 - cono m. NS 29/32, rubinetto laterale maschio vetro			1		
701-24	Corpi centr. per Soxhlet, ml 150, cono f. 45/40 - cono m. NS 29/32, rubinetto laterale maschio vetro			1		
701-25	Corpi centr. per Soxhlet, ml 200, cono f. 55/45 - cono m. NS 29/32, rubinetto laterale maschio vetro			1		
701-26	Corpi centr. per Soxhlet, ml 250, cono f. 55/45 - cono m. NS 29/32, rubinetto laterale maschio vetro			1		
701-27	Corpi centr. per Soxhlet, ml 300, cono f. 60/46 - cono m. NS 29/32, rubinetto laterale maschio vetro			1		
701-28	Corpi centr. per Soxhlet, ml 500, cono f. 60/45 - cono m. NS 29/32, rubinetto laterale maschio vetro			1		
701-29	Corpi centr. per Soxhlet, ml 1000, cono f. 71/51 - cono m. NS 29/32, rubinetto laterale maschio vetro			1		
701-30	Corpi centr. per Soxhlet, ml 2000, cono f. 85/55 - cono m. NS 29/32, rubinetto laterale maschio vetro			1		
Refrigeranti a bolle per estrattori Soxhlet, vetro borosilicato.						
702-01	Refrigeranti a bolle per Soxhlet, ml 30, cono maschio NS 29/32			1		
702-02	Refrigeranti a bolle per Soxhlet, ml 70, cono maschio NS 34/35			1		
702-03	Refrigeranti a bolle per Soxhlet, ml 100, cono maschio NS 45/40			1		
702-04	Refrigeranti a bolle per Soxhlet, ml 150, cono maschio NS 45/40			1		
702-05	Refrigeranti a bolle per Soxhlet, ml 200, cono maschio NS 55/45			1		
702-06	Refrigeranti a bolle per Soxhlet, ml 250, cono maschio NS 55/45			1		
702-07	Refrigeranti a bolle per Soxhlet, ml 300, cono maschio NS 60/46			1		
702-08	Refrigeranti a bolle per Soxhlet, ml 500, cono maschio NS 60/46			1		
702-09	Refrigeranti a bolle per Soxhlet, ml 1000, cono maschio NS 71/51			1		
702-10	Refrigeranti a bolle per Soxhlet, ml 2000, cono maschio NS 85/55			1		



Refrigeranti Dimroth per estrattori Soxhlet, vetro borosilicato.				
702-21	Refrigeranti Dimroth per Soxhlet, mantello ml 200, cono m. NS 29/32		1	
702-22	Refrigeranti Dimroth per Soxhlet, mantello ml 200, cono m. NS 34/35		1	
702-23	Refrigeranti Dimroth per Soxhlet, mantello ml 200, cono m. NS 45/40		1	
702-25	Refrigeranti Dimroth per Soxhlet, mantello ml 300, cono m. NS 55/45		1	
702-27	Refrigeranti Dimroth per Soxhlet, mantello ml 300, cono m. NS 60/46		1	
702-29	Refrigeranti Dimroth per Soxhlet, mantello ml 300, cono m. NS 71/51		1	
702-30	Refrigeranti Dimroth per Soxhlet, mantello ml 300, cono m. NS 85/55		1	
Estrattori per solventi infiammabili, vetro borosilicato.				
703-01	Estrattori per solventi infiammabili, ml 100, con refrigerante Dimroth mant. 300mm, beuta ml 100		1	
703-02	Estrattori per solventi infiammabili, ml 250, con refrigerante Dimroth mant. 300mm, beuta ml 250		1	
703-03	Estrattori per solventi infiammabili, ml 500, con refrigerante Dimroth mant. 300mm, beuta ml 500		1	
703-04	Estrattori per solventi infiammabili, ml 1000, con refrigerante Dimroth mant. 300mm, beuta ml 1000		1	
Estrattori secondo Kumagawa, vetro borosilicato.				
704-01	Estrattore di Kumagawa completo		1	
704-02	Recipiente a sifone ml 60 (ricambio Kumagawa)		1	
704-03	Refrigerante secondo Vigreux (ricambio Kumagawa)		1	
704-04	Pallone speciale ml 500 (ricambio Kumagawa)		1	
Estrattori per solventi pesanti, vetro borosilicato.				
705-01	Estrattore per solventi pesanti, capacità ml 100		1	
705-02	Estrattore per solventi pesanti, capacità ml 250		1	
705-03	Estrattore per solventi pesanti, capacità ml 500		1	
705-04	Estrattore per solventi pesanti, capacità ml 1000		1	
Refrigerante per evaporatore cono normalizzato NS 29/32, vetro borosilicato.				
750-01	Refrigerante per evaporatore, versione cono maschio NS 29/32		1	
751-01	Refrigerante per evaporatore, versione con GS 35/20		1	

Pallone per evaporatore, forma a pera, cono normalizzato, vetro Duran				
752-01	Pallone per evaporatore, forma a pera, ml 50, cono NS 29/32, vetro borosilicato		1	
752-02	Pallone per evaporatore, forma a pera, ml 100, cono NS 29/32, vetro borosilicato		1	
752-03	Pallone per evaporatore, forma a pera, ml 250, cono NS 29/32, vetro Duran		1	
752-04	Pallone per evaporatore, forma a pera, ml 500, cono NS 29/32, vetro Duran		1	
752-05	Pallone per evaporatore, forma a pera, ml 1000, cono NS 29/32, vetro Duran		1	
752-06	Pallone per evaporatore, forma a pera, ml 2000, cono NS 29/32, vetro Duran		1	
752-08	Pallone per evaporatore, forma a pera, ml 3000, cono NS 29/32, vetro Duran		1	
Pallone per evaporatore, forma a pera, cono normalizzato, vetro borosilicato *LOW COST*				
752-01/eco	Pallone per evaporatore, forma a pera, ml 50, cono NS 29/32, vetro borosilicato *LOW COST*		10 (**)	
752-02/eco	Pallone per evaporatore, forma a pera, ml 100, cono NS 29/32, vetro borosilicato *LOW COST*		10 (**)	
752-03/eco	Pallone per evaporatore, forma a pera, ml 250, cono NS 29/32, vetro borosilicato *LOW COST*		10 (**)	
752-04/eco	Pallone per evaporatore, forma a pera, ml 500, cono NS 29/32, vetro borosilicato *LOW COST*		10 (**)	
752-05/eco	Pallone per evaporatore, forma a pera, ml 1000, cono NS 29/32, vetro borosilicato *LOW COST*		10 (**)	
(**) Confezione indivisibile!				<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;">NUOVO PRODOTTO **LOW COST**</div>
Pallone per evaporatore, forma a pera, cono normalizzato, vetro borosilicato, con copertura di sicurezza				
752-22	Pallone per evaporatore, forma a pera, ml 100, cono NS 29/32, vetro borosilicato, PLASTIFICATO		1	
752-23	Pallone per evaporatore, forma a pera, ml 250, cono NS 29/32, vetro borosilicato, PLASTIFICATO		1	
752-24	Pallone per evaporatore, forma a pera, ml 500, cono NS 29/32, vetro borosilicato, PLASTIFICATO		1	
752-25	Pallone per evaporatore, forma a pera, ml 1000, cono NS 29/32, vetro borosilicato, PLASTIFICATO		1	


Pallone per evaporatore, forma a pera, cono normalizzato, con frangionda, vetro Duran					
752-52	Pallone per evaporatore , forma a pera, con TRE frangionda, ml 100, cono NS 29/32, vetro borosilicato		1		
752-53	Pallone per evaporatore , forma a pera, con TRE frangionda, ml 250, cono NS 29/32, vetro borosilicato		1		
752-54	Pallone per evaporatore , forma a pera, con QUATTRO frangionda, ml 500, cono NS 29/32, vetro borosilicato		1		
752-55	Pallone per evaporatore , forma a pera, con QUATTRO frangionda, ml 1000, cono NS 29/32, vetro borosilicato		1		
752-56	Pallone per evaporatore , forma a pera, con QUATTRO frangionda, ml 2000, cono NS 29/32, vetro borosilicato		1		
Pallone per evaporatore, fondo sferico, con giunto sferico, vetro Pyrex/Duran.					
753-01	Pallone per evaporatore, fondo tondo, ml 50, GS 28/15, vetro borosilicato		10		
753-02	Pallone per evaporatore, fondo tondo, ml 50, GS 35/20, vetro borosilicato		10		
753-03	Pallone per evaporatore, fondo tondo, ml 100, GS 28/15, vetro borosilicato		10		
753-04	Pallone per evaporatore, fondo tondo, ml 100, GS 35/20, vetro borosilicato		10		
753-05	Pallone per evaporatore, fondo tondo, ml 250, GS 28/15, vetro borosilicato		10		
753-06	Pallone per evaporatore, fondo tondo, ml 250, GS 35/20, vetro borosilicato		10		
753-07	Pallone per evaporatore, fondo tondo, ml 500, GS 28/15, vetro borosilicato		10		
753-08	Pallone per evaporatore, fondo tondo, ml 500, GS 35/20, vetro borosilicato		10		
753-09	Pallone per evaporatore, fondo tondo, ml 1000, GS 28/15, vetro borosilicato		10		
753-10	Pallone per evaporatore, fondo tondo, ml 1000, GS 35/20, vetro borosilicato		10		
753-11	Pallone per evaporatore, fondo tondo, ml 2000, GS 28/15, vetro borosilicato		10		
753-12	Pallone per evaporatore, fondo tondo, ml 2000, GS 35/20, vetro borosilicato		10		
Per quantitativi inferiori al confezionamento standard + € 3,50 + iva "imballo speciale".					
Pallone, fondo tondo, con giunto sferico, vetro Duran, con copertura di sicurezza (autoclavabile fino a 121°C)					
753-54	Pallone , fondo tondo, ml 100, GS 35/20, vetro borosilicato, CON COPERTURA DI SICUREZZA		1		
753-56	Pallone , fondo tondo, ml 250, GS 35/20, vetro borosilicato, CON COPERTURA DI SICUREZZA		1		
753-58	Pallone , fondo tondo, ml 500, GS 35/20, vetro borosilicato, CON COPERTURA DI SICUREZZA		1		
753-60	Pallone, fondo tondo, ml 1000, GS 35/20, vetro borosilicato, CON COPERTURA DI SICUREZZA		1		PLASTIFICATO


Tubo di raccordo per evaporatore, 2 coni normalizzati NS 29/32, vetro borosilicato				
755-01	Tubo di raccordo per evaporatore, due coni NS 29/32		1	
Tubo di raccordo per evaporatore, cono normalizzato NS 19/26, borosilicato.				
756-01	Tubo di raccordo per evaporatore, cono NS 19/26		1	
Protezione antispruzzo per evaporatore rotante, vetro borosilicato				
757-01	Protezione antispruzzo per evaporatore rotante, vetro borosilicato		1	
Provettoni con imboccatura e strozzatura diam.est.48mm, altezza totale 260mm, v.borosilicato				
758-01	Provettoni con imboccatura e strozzatura diam. 48x260mm totale		1	
Provettoni v.borosilicato, fondo tondo, diam.est.42mm (toll. +/- 1,0mm), alt.300mm, con flangia				
759-01	Provettoni diam. 42x300mm, con flangia		1	
COD				
760-01	Refrigerante per COD (senza campanella)		1	
760-02	Refrigerante per COD (con campanella)		1	
760-10	Campanella antischizzo per COD		1	
760-20	Provettoni per COD con rigonfiamento sotto cono		1	
760-21	Provettoni per COD con anello sotto cono		1	
Pompe ad acqua , in vetro borosilicato.				
801-01	Pome ad acqua in vetro		1	

Colonne per cromatografia "FLASH", rubinetto di scarico con valvola a spillo, serbatoio superiore con GS 35/20, vetro borosilicato.				
820-01	Colonne Flash diam. 10x450mm utile, serbatoio ml 100, rubinetto a spillo		1	
820-05	Colonne Flash diam. 20x450mm utile, serbatoio ml 100, rubinetto a spillo		1	
820-13	Colonne Flash diam. 30x450mm utile, serbatoio ml 250, rubinetto a spillo		1	
820-16	Colonne Flash diam. 40x450mm utile, serbatoio ml 250, rubinetto a spillo		1	
Colonne per cromatografia "FLASH", rubinetto di scarico con maschio in teflon, serbatoio superiore con GS 35/20, vetro borosilicato.				
821-01	Colonne Flash diam. 10x450mm utile, serbatoio ml 100, rubinetto PTFE		1	
821-05	Colonne Flash diam. 20x450mm utile, serbatoio ml 100, rubinetto PTFE		1	
821-13	Colonne Flash diam. 30x450mm utile, serbatoio ml 250, rubinetto PTFE		1	
821-16	Colonne Flash diam. 40x450mm utile, serbatoio ml 250, rubinetto PTFE		1	
Rubinetto superiore per colonne "FLASH", giunto sferico maschio GS 35/20				
825-01	Rubinetto a spillo GS m. 35/20 per colonn Flash		1	
825-02	Rubinetto maschio PTFE GS m. 35/20 per colonn Flash		1	
Colonne per cromatografia, con setto poroso (P2), in vetro borosilicato.				
901-01	Colonne diam. 10x100mm (utile) setto por.		1	
901-02	Colonne diam. 10x200mm (utile) setto por.		1	
901-03	Colonne diam. 10x300mm (utile) setto por.		1	
901-04	Colonne diam. 10x400mm (utile) setto por.		1	
901-05	Colonne diam. 20x100mm (utile) setto por.		1	
901-06	Colonne diam. 20x200mm (utile) setto por.		1	
901-07	Colonne diam. 20x300mm (utile) setto por.		1	
901-08	Colonne diam. 20x400mm (utile) setto por.		1	
901-09	Colonne diam. 20x500mm (utile) setto por.		1	
901-10	Colonne diam. 25x300mm (utile) setto por.		1	
901-11	Colonne diam. 25x400mm (utile) setto por.		1	
901-12	Colonne diam. 25x500mm (utile) setto por.		1	
901-13	Colonne diam. 30x300mm (utile) setto por.		1	
901-14	Colonne diam. 30x400mm (utile) setto por.		1	
901-15	Colonne diam. 30x500mm (utile) setto por.		1	
901-16	Colonne diam. 40x400mm (utile) setto por.		1	
901-17	Colonne diam. 40x500mm (utile) setto por.		1	


Colonne per cromatografia, tipo semplice, in vetro borosilicato.			
901-30	Colonne diam. 10x100mm (utile), semplici	1	
901-32	Colonne diam. 10x200mm (utile), semplici	1	
901-33	Colonne diam. 10x300mm (utile), semplici	1	
901-34	Colonne diam. 10x400mm (utile), semplici	1	
901-35	Colonne diam. 20x100mm (utile), semplici	1	
901-36	Colonne diam. 20x200mm (utile), semplici	1	
901-37	Colonne diam. 20x300mm (utile), semplici	1	
901-38	Colonne diam. 20x400mm (utile), semplici	1	
901-39	Colonne diam. 20x500mm (utile), semplici	1	
901-40	Colonne diam. 25x300mm (utile), semplici	1	
901-41	Colonne diam. 25x400mm (utile), semplici	1	
901-42	Colonne diam. 25x500mm (utile), semplici	1	
901-43	Colonne diam. 30x300mm (utile), semplici	1	
901-44	Colonne diam. 30x400mm (utile), semplici	1	
901-45	Colonne diam. 30x500mm (utile), semplici	1	
901-46	Colonne diam. 40x400mm (utile), semplici	1	
901-47	Colonne diam. 40x500mm (utile), semplici	1	
Colonne per cromatografia, rubinetto maschio vetro, vetro borosilicato.			
902-01	Colonne diam. 10x100mm (utile), rubinetto maschio vetro	1	
902-02	Colonne diam. 10x200mm (utile), rubinetto maschio vetro	1	
902-03	Colonne diam. 10x300mm (utile), rubinetto maschio vetro	1	
902-04	Colonne diam. 10x400mm (utile), rubinetto maschio vetro	1	
902-05	Colonne diam. 20x100mm (utile), rubinetto maschio vetro	1	
902-06	Colonne diam. 20x200mm (utile), rubinetto maschio vetro	1	
902-07	Colonne diam. 20x300mm (utile), rubinetto maschio vetro	1	
902-08	Colonne diam. 20x400mm (utile), rubinetto maschio vetro	1	
902-09	Colonne diam. 20x500mm (utile), rubinetto maschio vetro	1	
902-10	Colonne diam. 25x300mm (utile), rubinetto maschio vetro	1	
902-11	Colonne diam. 25x400mm (utile), rubinetto maschio vetro	1	
902-12	Colonne diam. 25x500mm (utile), rubinetto maschio vetro	1	
902-13	Colonne diam. 30x300mm (utile), rubinetto maschio vetro	1	
902-14	Colonne diam. 30x400mm (utile), rubinetto maschio vetro	1	
902-15	Colonne diam. 30x500mm (utile), rubinetto maschio vetro	1	
902-16	Colonne diam. 40x400mm (utile), rubinetto maschio vetro	1	
902-17	Colonne diam. 40x500mm (utile), rubinetto maschio vetro	1	


Colonne per cromatografia, rubinetto maschio teflon, vetro borosilicato.				
902-30	Colonne diam. 10x100mm (utile), rubinetto maschio PTFE		1	
902-32	Colonne diam. 10x200mm (utile), rubinetto maschio PTFE		1	
902-33	Colonne diam. 10x300mm (utile), rubinetto maschio PTFE		1	
902-34	Colonne diam. 10x400mm (utile), rubinetto maschio PTFE		1	
902-35	Colonne diam. 20x100mm (utile), rubinetto maschio PTFE		1	
902-36	Colonne diam. 20x200mm (utile), rubinetto maschio PTFE		1	
902-37	Colonne diam. 20x300mm (utile), rubinetto maschio PTFE		1	
902-38	Colonne diam. 20x400mm (utile), rubinetto maschio PTFE		1	
902-39	Colonne diam. 20x500mm (utile), rubinetto maschio PTFE		1	
902-40	Colonne diam. 25x300mm (utile), rubinetto maschio PTFE		1	
902-41	Colonne diam. 25x400mm (utile), rubinetto maschio PTFE		1	
902-42	Colonne diam. 25x500mm (utile), rubinetto maschio PTFE		1	
902-43	Colonne diam. 30x300mm (utile), rubinetto maschio PTFE		1	
902-44	Colonne diam. 30x400mm (utile), rubinetto maschio PTFE		1	
902-45	Colonne diam. 30x500mm (utile), rubinetto maschio PTFE		1	
902-46	Colonne diam. 40x400mm (utile), rubinetto maschio PTFE		1	
902-47	Colonne diam. 40x500mm (utile), rubinetto maschio PTFE		1	





Colonne per cromatografia, con raccordo femmina normalizzato e rubinetto vetro, vetro borosilicato.					
903-01	Colonne diam. 10x100mm (utile), cono f. NS 14/23 e rubinetto m. vetro		1		
903-02	Colonne diam. 10x200mm (utile), cono f. NS 14/23 e rubinetto m. vetro		1		
903-03	Colonne diam. 10x300mm (utile), cono f. NS 14/23 e rubinetto m. vetro		1		
903-04	Colonne diam. 10x400mm (utile), cono f. NS 14/23 e rubinetto m. vetro		1		
903-05	Colonne diam. 20x100mm (utile), cono f. NS 19/26 e rubinetto m. vetro		1		
903-06	Colonne diam. 20x200mm (utile), cono f. NS 19/26 e rubinetto m. vetro		1		
903-07	Colonne diam. 20x300mm (utile), cono f. NS 19/26 e rubinetto m. vetro		1		
903-08	Colonne diam. 20x400mm (utile), cono f. NS 19/26 e rubinetto m. vetro		1		
903-09	Colonne diam. 20x500mm (utile), cono f. NS 19/26 e rubinetto m. vetro		1		
903-10	Colonne diam. 25x300mm (utile), cono f. NS 24/29 e rubinetto m. vetro		1		
903-11	Colonne diam. 25x400mm (utile), cono f. NS 24/29 e rubinetto m. vetro		1		
903-12	Colonne diam. 25x500mm (utile), cono f. NS 24/29 e rubinetto m. vetro		1		
903-13	Colonne diam. 30x300mm (utile), cono f. NS 29/32 e rubinetto m. vetro		1		
903-14	Colonne diam. 30x400mm (utile), cono f. NS 29/32 e rubinetto m. vetro		1		
903-15	Colonne diam. 30x500mm (utile), cono f. NS 29/32 e rubinetto m. vetro		1		
903-16	Colonne diam. 30x400mm (utile), cono f. NS 34/35 e rubinetto m. vetro		1		
903-17	Colonne diam. 30x500mm (utile), cono f. NS 34/35 e rubinetto m. vetro		1		
903-18	Colonne diam. 40x400mm (utile), cono f. NS 45/40 e rubinetto m. vetro		1		
903-19	Colonne diam. 40x500mm (utile), cono f. NS 45/40 e rubinetto m. vetro		1		


Colonne per cromatografia, con raccordo femmina normalizzato e rubinetto PTFE, vetro borosilicato.					
903-30	Colonne diam. 10x100mm (utile), cono f. NS 14/23 e rubinetto m. PTFE		1		
903-32	Colonne diam. 10x200mm (utile), cono f. NS 14/23 e rubinetto m. PTFE		1		
903-33	Colonne diam. 10x300mm (utile), cono f. NS 14/23 e rubinetto m. PTFE		1		
903-34	Colonne diam. 10x400mm (utile), cono f. NS 14/23 e rubinetto m. PTFE		1		
903-35	Colonne diam. 20x100mm (utile), cono f. NS 19/26 e rubinetto m. PTFE		1		
903-36	Colonne diam. 20x200mm (utile), cono f. NS 19/26 e rubinetto m. PTFE		1		
903-37	Colonne diam. 20x300mm (utile), cono f. NS 19/26 e rubinetto m. PTFE		1		
903-38	Colonne diam. 20x400mm (utile), cono f. NS 19/26 e rubinetto m. PTFE		1		
903-39	Colonne diam. 20x500mm (utile), cono f. NS 19/26 e rubinetto m. PTFE		1		
903-40	Colonne diam. 25x300mm (utile), cono f. NS 24/29 e rubinetto m. PTFE		1		
903-41	Colonne diam. 25x400mm (utile), cono f. NS 24/29 e rubinetto m. PTFE		1		
903-42	Colonne diam. 25x500mm (utile), cono f. NS 24/29 e rubinetto m. PTFE		1		
903-43	Colonne diam. 30x300mm (utile), cono f. NS 29/32 e rubinetto m. PTFE		1		
903-44	Colonne diam. 30x400mm (utile), cono f. NS 29/32 e rubinetto m. PTFE		1		
903-45	Colonne diam. 30x500mm (utile), cono f. NS 29/32 e rubinetto m. PTFE		1		
903-46	Colonne diam. 30x400mm (utile), cono f. NS 34/35 e rubinetto m. PTFE		1		
903-47	Colonne diam. 30x500mm (utile), cono f. NS 34/35 e rubinetto m. PTFE		1		
903-48	Colonne diam. 40x400mm (utile), cono f. NS 45/40 e rubinetto m. PTFE		1		
903-49	Colonne diam. 40x500mm (utile), cono f. NS 45/40 e rubinetto m. PTFE		1		
Colonne per cromatografia, con raccordo femmina superiore, con maschio inferiore con presa per vuoto, rubinetto vetro, vetro borosilicato.					
903-50	Col.d.int.10x200mm (utile), coni m/f 14/23 con presa per vuoto, rub.vetro		1		
903-52	Col.d.int.20x400mm (utile), coni m/f 29/32 con presa per vuoto, rub.vetro		1		
903-54	Col.d.int.30x600mm (utile), coni m/f 29/32 con presa per vuoto, rub.vetro		1		
903-56	Col.d.int.40x800mm (utile), coni m/f 29/32 con presa per vuoto, rub.vetro		1		





Colonne per cromatografia, con raccordo femmina normalizzato e raccordo inferiore maschio con presa per vuoto, rubinetto teflon, vetro borosilicato.				
903-60	Col.d.int.10x200mm (utile), coni m/f 14/23 con presa per vuoto, rub.PTFE		1	
903-62	Col.d.int.20x400mm (utile), coni m/f 29/32 con presa per vuoto, rub.PTFE		1	
903-64	Col.d.int.30x600mm (utile), coni m/f 29/32 con presa per vuoto, rub.PTFE		1	
903-66	Col.d.int.40x800mm (utile), coni m/f 29/32 con presa per vuoto, rub.PTFE		1	
Colonne per cromatografia, con setto poroso (P2) e rubinetto vetro, vetro borosilicato.				
904-01	Colonne diam. 10x100mm (utile), setto poroso, rubinetto maschio vetro		1	
904-02	Colonne diam. 10x200mm (utile), setto poroso, rubinetto maschio vetro		1	
904-03	Colonne diam. 10x300mm (utile), setto poroso, rubinetto maschio vetro		1	
904-04	Colonne diam. 10x400mm (utile), setto poroso, rubinetto maschio vetro		1	
904-05	Colonne diam. 20x100mm (utile), setto poroso, rubinetto maschio vetro		1	
904-06	Colonne diam. 20x200mm (utile), setto poroso, rubinetto maschio vetro		1	
904-07	Colonne diam. 20x300mm (utile), setto poroso, rubinetto maschio vetro		1	
904-08	Colonne diam. 20x400mm (utile), setto poroso, rubinetto maschio vetro		1	
904-09	Colonne diam. 20x500mm (utile), setto poroso, rubinetto maschio vetro		1	
904-10	Colonne diam. 25x300mm (utile), setto poroso, rubinetto maschio vetro		1	
904-11	Colonne diam. 25x400mm (utile), setto poroso, rubinetto maschio vetro		1	
904-12	Colonne diam. 25x500mm (utile), setto poroso, rubinetto maschio vetro		1	
904-13	Colonne diam. 30x300mm (utile), setto poroso, rubinetto maschio vetro		1	
904-14	Colonne diam. 30x400mm (utile), setto poroso, rubinetto maschio vetro		1	
904-15	Colonne diam. 30x500mm (utile), setto poroso, rubinetto maschio vetro		1	
904-16	Colonne diam. 40x400mm (utile), setto poroso, rubinetto maschio vetro		1	
904-17	Colonne diam. 40x500mm (utile), setto poroso, rubinetto maschio vetro		1	


Colonne per cromatografia, con setto poroso (P2) e rubinetto teflon, vetro borosilicato.				
904-30	Colonne diam. 10x100mm (utile), setto poroso, rubinetto maschio PTFE		1	
904-32	Colonne diam. 10x200mm (utile), setto poroso, rubinetto maschio PTFE		1	
904-33	Colonne diam. 10x300mm (utile), setto poroso, rubinetto maschio PTFE		1	
904-34	Colonne diam. 10x400mm (utile), setto poroso, rubinetto maschio PTFE		1	
904-35	Colonne diam. 20x100mm (utile), setto poroso, rubinetto maschio PTFE		1	
904-36	Colonne diam. 20x200mm (utile), setto poroso, rubinetto maschio PTFE		1	
904-37	Colonne diam. 20x300mm (utile), setto poroso, rubinetto maschio PTFE		1	
904-38	Colonne diam. 20x400mm (utile), setto poroso, rubinetto maschio PTFE		1	
904-39	Colonne diam. 20x500mm (utile), setto poroso, rubinetto maschio PTFE		1	
904-40	Colonne diam. 25x300mm (utile), setto poroso, rubinetto maschio PTFE		1	
904-41	Colonne diam. 25x400mm (utile), setto poroso, rubinetto maschio PTFE		1	
904-42	Colonne diam. 25x500mm (utile), setto poroso, rubinetto maschio PTFE		1	
904-43	Colonne diam. 30x300mm (utile), setto poroso, rubinetto maschio PTFE		1	
904-44	Colonne diam. 30x400mm (utile), setto poroso, rubinetto maschio PTFE		1	
904-45	Colonne diam. 30x500mm (utile), setto poroso, rubinetto maschio PTFE		1	
904-46	Colonne diam. 40x400mm (utile), setto poroso, rubinetto maschio PTFE		1	
904-47	Colonne diam. 40x500mm (utile), setto poroso, rubinetto maschio PTFE		1	

Colonne per cromatografia, con setto poroso (P2), con femmina, rubinetto vetro, vetro borosilicato.					
905-01	Colonne diam. 10x100mm (utile), cono f. NS 14/23, rub. m.vetro e s.p.		1		
905-02	Colonne diam. 10x200mm (utile), cono f. NS 14/23, rub. m.vetro e s.p.		1		
905-03	Colonne diam. 10x300mm (utile), cono f. NS 14/23, rub. m.vetro e s.p.		1		
905-04	Colonne diam. 10x400mm (utile), cono f. NS 14/23, rub. m.vetro e s.p.		1		
905-05	Colonne diam. 20x100mm (utile), cono f. NS 19/26, rub. m.vetro e s.p.		1		
905-06	Colonne diam. 20x200mm (utile), cono f. NS 19/26, rub. m.vetro e s.p.		1		
905-07	Colonne diam. 20x300mm (utile), cono f. NS 19/26, rub. m.vetro e s.p.		1		
905-08	Colonne diam. 20x400mm (utile), cono f. NS 19/26, rub. m.vetro e s.p.		1		
905-09	Colonne diam. 20x500mm (utile), cono f. NS 19/26, rub. m.vetro e s.p.		1		
905-10	Colonne diam. 25x300mm (utile), cono f. NS 24/29, rub. m.vetro e s.p.		1		
905-11	Colonne diam. 25x400mm (utile), cono f. NS 24/29, rub. m.vetro e s.p.		1		
905-12	Colonne diam. 25x500mm (utile), cono f. NS 24/29, rub. m.vetro e s.p.		1		
905-13	Colonne diam. 30x300mm (utile), cono f. NS 29/32, rub. m.vetro e s.p.		1		
905-14	Colonne diam. 30x400mm (utile), cono f. NS 29/32, rub. m.vetro e s.p.		1		
905-15	Colonne diam. 30x500mm (utile), cono f. NS 29/32, rub. m.vetro e s.p.		1		
905-16	Colonne diam. 30x400mm (utile), cono f. NS 34/35, rub. m.vetro e s.p.		1		
905-17	Colonne diam. 30x500mm (utile), cono f. NS 34/35, rub. m.vetro e s.p.		1		
905-18	Colonne diam. 40x400mm (utile), cono f. NS 45/40, rub. m.vetro e s.p.		1		
905-19	Colonne diam. 40x500mm (utile), cono f. NS 45/40, rub. m.vetro e s.p.		1		



Colonne per cromatografia, con setto poroso, cono femmina, rubinetto teflon, v.borosilicato					
905-30	Colonne d. 10x100mm (utile), cono f. NS 14/23, rub. m. PTFE e s.p.		1		
905-32	Colonne d. 10x200mm (utile), cono f. NS 14/23, rub. m. PTFE e s.p.		1		
905-33	Colonne d. 10x300mm (utile), cono f. NS 14/23, rub. m. PTFE e s.p.		1		
905-34	Colonne d. 10x400mm (utile), cono f. NS 14/23, rub. m. PTFE e s.p.		1		
905-35	Colonne d. 20x100mm (utile), cono f. NS 19/26, rub. m. PTFE e s.p.		1		
905-36	Colonne d. 20x200mm (utile), cono f. NS 19/26, rub. m. PTFE e s.p.		1		
905-37	Colonne d. 20x300mm (utile), cono f. NS 19/26, rub. m. PTFE e s.p.		1		
905-38	Colonne d. 20x400mm (utile), cono f. NS 19/26, rub. m. PTFE e s.p.		1		
905-39	Colonne d. 20x500mm (utile), cono f. NS 19/26, rub. m. PTFE e s.p.		1		
905-40	Colonne d. 25x300mm (utile), cono f. NS 24/29, rub. m. PTFE e s.p.		1		
905-41	Colonne d. 25x400mm (utile), cono f. NS 24/29, rub. m. PTFE e s.p.		1		
905-42	Colonne d. 25x500mm (utile), cono f. NS 24/29, rub. m. PTFE e s.p.		1		
905-43	Colonne d. 30x300mm (utile), cono f. NS 29/32, rub. m. PTFE e s.p.		1		
905-44	Colonne d. 30x400mm (utile), cono f. NS 29/32, rub. m. PTFE e s.p.		1		
905-45	Colonne d. 30x500mm (utile), cono f. NS 29/32, rub. m. PTFE e s.p.		1		
905-46	Colonne d. 30x400mm (utile), cono f. NS 34/35, rub. m. PTFE e s.p.		1		
905-47	Colonne d. 30x500mm (utile), cono f. NS 34/35, rub. m. PTFE e s.p.		1		
905-48	Colonne d. 40x400mm (utile), cono f. NS 45/40, rub. m. PTFE e s.p.		1		
905-49	Colonne d. 40x500mm (utile), cono f. NS 45/40, rub. m. PTFE e s.p.		1		
Colonne per cromatografia, con setto poroso (P2), cono femmina, raccordo inferiore maschio con presa per vuoto, rubinetto vetro, v. borosilicato					
905-50	Col.d.int.10x200mm (utile), coni m/f 14/23 con presa per vuoto, setto poroso, rub.vetro		1		
905-52	Col.d.int.20x400mm (utile), coni m/f 29/32 con presa per vuoto, setto poroso, rub.vetro		1		
905-54	Col.d.int.30x600mm (utile), coni m/f 29/32 con presa per vuoto, setto poroso, rub.vetro		1		
905-56	Col.d.int.40x800mm (utile), coni m/f 29/32 con presa per vuoto, setto poroso, rub.vetro		1		

Colonne per cromatografia, con setto poroso (P2), con femmina, raccordo inferiore maschio con presa per vuoto, rubinetto teflon, v. borosilicato					
905-60	Col.d.int.10x200mm (utile), coni m/f 14/23 con presa per vuoto, setto poroso, rub. PTFE		1		
905-62	Col.d.int.20x400mm (utile), coni m/f 29/32 con presa per vuoto, setto poroso, rub. PTFE		1		
905-64	Col.d.int.30x600mm (utile), coni m/f 29/32 con presa per vuoto, setto poroso, rub. PTFE		1		
905-66	Col.d.int.40x800mm (utile), coni m/f 29/32 con presa per vuoto, setto poroso, rub. PTFE		1		
Nebulizzatori per cromatografia, vetro borosilicato, completo di beuta ml 300					
905-80	Nebulizzatori cono NS 29/32, con beuta ml 300		1		
905-85	Nebulizzatori cono NS 29/32, regolabili in altezza, con beuta ml 300		1		
Colonne secondo Vigreux, con due coni NS 29/32, vetro borosilicato.					
906-01	Colonne Vigreux diam. 20x200mm, coni m/f 29/32		1		
906-02	Colonne Vigreux diam. 20x400mm, coni m/f 29/32		1		
906-03	Colonne Vigreux diam. 25x400mm, coni m/f 29/32		1		
906-04	Colonne Vigreux diam. 20x600mm, coni m/f 29/32		1		
906-05	Colonne Vigreux diam. 25x600mm, coni m/f 29/32		1		
906-06	Colonne Vigreux diam. 20x800mm, coni m/f 29/32		1		
906-07	Colonne Vigreux diam. 25x800mm, coni m/f 29/32		1		
906-08	Colonne Vigreux diam. 20x1000mm, coni m/f 29/32		1		
906-09	Colonne Vigreux diam. 25x1000mm, coni m/f 29/32		1		
Colonne secondo Vigreux, con un cono NS 29/32 ed un GS 35/20, vetro borosilicato.					
907-01	Colonne Vigreux diam. 20x200mm, cono f. NS 29/32 - GS m. 35/20		1		
907-02	Colonne Vigreux diam. 20x400mm, cono f. NS 29/32 - GS m. 35/20		1		
907-03	Colonne Vigreux diam. 25x400mm, cono f. NS 29/32 - GS m. 35/20		1		
907-04	Colonne Vigreux diam. 20x600mm, cono f. NS 29/32 - GS m. 35/20		1		
907-05	Colonne Vigreux diam. 25x600mm, cono f. NS 29/32 - GS m. 35/20		1		
907-06	Colonne Vigreux diam. 20x800mm, cono f. NS 29/32 - GS m. 35/20		1		
907-07	Colonne Vigreux diam. 25x800mm, cono f. NS 29/32 - GS m. 35/20		1		
907-08	Colonne Vigreux diam. 20x1000mm, cono f. NS 29/32 - GS m. 35/20		1		
907-09	Colonne Vigreux diam. 25x1000mm, cono f. NS 29/32 - GS m. 35/20		1		


Colonne secondo Vigreux, con due GS 35/20, vetro borosilicato				
908-01	Colonne Vigreux diam. 20x200mm, coni GS m/f 35/20		1	
908-02	Colonne Vigreux diam. 20x400mm, coni GS m/f 35/20		1	
908-03	Colonne Vigreux diam. 25x400mm, coni GS m/f 35/20		1	
908-04	Colonne Vigreux diam. 20x600mm, coni GS m/f 35/20		1	
908-05	Colonne Vigreux diam. 25x600mm, coni GS m/f 35/20		1	
908-06	Colonne Vigreux diam. 20x800mm, coni GS m/f 35/20		1	
908-07	Colonne Vigreux diam. 25x800mm, coni GS m/f 35/20		1	
908-08	Colonne Vigreux diam. 20x1000mm, coni GS m/f 35/20		1	
908-09	Colonne Vigreux diam. 25x1000mm, coni GS m/f 35/20		1	
Colonne secondo Vigreux, con camicia sottovuoto, due coni NS 29/32, vetro borosilicato.				
909-01	Colonne Vigreux, diam. 20x200mm, coni m/f 29/32, camicia sottovuoto		1	
909-02	Colonne Vigreux, diam. 20x400mm, coni m/f 29/32, camicia sottovuoto		1	
909-03	Colonne Vigreux, diam. 25x400mm, coni m/f 29/32, camicia sottovuoto		1	
909-04	Colonne Vigreux, diam. 20x600mm, coni m/f 29/32, camicia sottovuoto		1	
909-05	Colonne Vigreux, diam. 25x600mm, coni m/f 29/32, camicia sottovuoto		1	
Colonne Hempel, con 2 coni NS 29/32, vetro borosilicato.				
910-01	Colonne Hempel lunghezza utile 200mm, m/f 29/32		1	
910-02	Colonne Hempel lunghezza utile 300mm, m/f 29/32		1	
910-03	Colonne Hempel lunghezza utile 400mm, m/f 29/32		1	
910-04	Colonne Hempel lunghezza utile 500mm, m/f 29/32		1	
910-05	Colonne Hempel lunghezza utile 600mm, m/f 29/32		1	
910-06	Colonne Hempel lunghezza utile 800mm, m/f 29/32		1	
Colonne Hempel, con camicia sottovuoto, due coni NS 29/32, vetro borosilicato.				
910-51	Colonne Hempel, con camicia sottovuoto, lung. 200mm m/f 29/32		1	
910-52	Colonne Hempel, con camicia sottovuoto, lung. 300mm m/f 29/32		1	
910-54	Colonne Hempel, con camicia sottovuoto, lung. 500mm m/f 29/32		1	



Anelli di Rasching per colonne, in vetro sodo-calcico				
911-00	Anelli di Rasching diam. 4x4mm, sp. 0,8-0,90		1	
911-01	Anelli di Rasching diam. 6x6mm, sp. 0,90		1	
911-02	Anelli di Rasching diam. 8x8mm, sp. 0,90		1	
911-03	Anelli di Rasching diam. 10x10mm, sp. 0,90		1	
Navicelle per pesata, vetro borosilicato.				
915-05	Navicelle per pesata, apertura larghezza 25mm, lunghezza 35mm		1	
915-10	Navicelle per pesata, apertura larghezza 25mm, lunghezza 55mm		1	
915-12	Navicelle per pesata, apertura larghezza 32mm, lunghezza 40mm		1	
915-15	Navicelle per pesata, apertura larghezza 32mm, lunghezza 68mm		1	
915-20	Navicelle per pesata, apertura larghezza 35mm, lunghezza 50mm		1	
Tubi colorimetrici di Nessler, tarati, vetro borosilicato.				
920-01	Tubi Nessler, tarati ml 50, fondo piano, con becco		1	
920-02	Tubi Nessler, tarati ml 100, fondo piano, con becco		1	
920-03	Tubi Nessler, tarati ml 50 e ml 100, fondo piano, con becco		1	
Tubi colorimetrici di Nessler, tarati, cono NS 24/29, vetro borosilicato.				
921-01	Tubi Nessler, tarati ml 50, fondo piano, con NS 24/29		1	
921-02	Tubi Nessler, tarati ml 100, fondo piano, con NS 24/29		1	
921-03	Tubi Nessler, tarati ml 50 e ml 100, fondo piano, con NS 24/29		1	
Tubi colorimetrici di Nessler, con fondo ottico, tarati, vetro borosilicato.				
922-01	Tubi Nessler, tarati ml 50, fondo ottico, con becco		1	
922-02	Tubi Nessler, tarati ml 100, fondo ottico, con becco		1	
922-03	Tubi Nessler, tarati ml 50 e ml 100, fondo ottico, con becco		1	
Tubi colorimetrici di Nessler, con fondo ottico, tarati, cono NS 24/29, vetro borosilicato				
923-01	Tubi Nessler, tarati ml 50, fondo ottico, con NS 24/29		1	
923-02	Tubi Nessler, tarati ml 100, fondo ottico, con NS 24/29		1	
923-03	Tubi Nessler, tarati ml 50 e ml 100, fondo ottico, con NS 24/29		1	



Tubi per cloruro di calcio, con bolla e portagomma piegato, v. borosilicato.						
1001-01	Tubi per cloruro di calcio, con bolla e PG piegato, lunghezza 100mm		1			
1001-02	Tubi per cloruro di calcio, con bolla e PG piegato, lunghezza 120mm		1			
1001-03	Tubi per cloruro di calcio, con bolla e PG piegato, lunghezza 150mm		1			
1001-04	Tubi per cloruro di calcio, con bolla e PG piegato, lunghezza 200mm		1			
1001-05	Tubi per cloruro di calcio, con bolla e PG piegato, lunghezza 250mm		1			
1001-06	Tubi per cloruro di calcio, con bolla e PG piegato, lunghezza 300mm		1			
Tubi per cloruro di calcio, con bolla e portagomma diritto, vetro borosilicato.						
1002-01	Tubi per cloruro di calcio, con bolla e PG diritto, lunghezza 100mm		1			
1002-02	Tubi per cloruro di calcio, con bolla e PG diritto, lunghezza 120mm		1			
1002-03	Tubi per cloruro di calcio, con bolla e PG diritto, lunghezza 150mm		1			
1002-04	Tubi per cloruro di calcio, con bolla e PG diritto, lunghezza 200mm		1			
1002-05	Tubi per cloruro di calcio, con bolla e PG diritto, lunghezza 250mm		1			
1002-06	Tubi per cloruro di calcio, con bolla e PG diritto, lunghezza 300mm		1			
Tubi per cloruro di calcio, con bolla e cono normalizzato piegato, v. borosilicato.						
1003-01	Tubi per coluro di calcio, con bolla e cono NS 14/23, lunghezza 100mm		1			
1003-02	Tubi per coluro di calcio, con bolla e cono NS 29/32, lunghezza 100mm		1			
1003-03	Tubi per coluro di calcio, con bolla e cono NS 14/23, lunghezza 120mm		1			
1003-04	Tubi per coluro di calcio, con bolla e cono NS 29/32, lunghezza 120mm		1			
1003-05	Tubi per coluro di calcio, con bolla e cono NS 14/23, lunghezza 150mm		1			
1003-06	Tubi per coluro di calcio, con bolla e cono NS 29/32, lunghezza 150mm		1			
1003-07	Tubi per coluro di calcio, con bolla e cono NS 14/23, lunghezza 200mm		1			
1003-08	Tubi per coluro di calcio, con bolla e cono NS 29/32, lunghezza 200mm		1			
1003-09	Tubi per coluro di calcio, con bolla e cono NS 14/23, lunghezza 250mm		1			
1003-10	Tubi per coluro di calcio, con bolla e cono NS 29/32, lunghezza 250mm		1			
1003-11	Tubi per coluro di calcio, con bolla e cono NS 14/23, lunghezza 300mm		1			
1003-12	Tubi per coluro di calcio, con bolla e cono NS 14/23, lunghezza 300mm		1			

Tubi per cloruro di calcio, forma a "U", con attacchi laterali a portagomma, vetro borosilicato					
1004-01	Tubi per cloruro di calcio forma a U, diam. 10x100mm, attacchi a port.		1		
1004-02	Tubi per cloruro di calcio forma a U, diam. 12x120mm, attacchi a port.		1		
1004-03	Tubi per cloruro di calcio forma a U, diam. 14x140mm, attacchi a port.		1		
1004-04	Tubi per cloruro di calcio forma a U, diam. 16x160mm, attacchi a port.		1		
1004-05	Tubi per cloruro di calcio forma a U, diam. 18x180mm, attacchi a port.		1		
1004-06	Tubi per cloruro di calcio forma a U, diam. 20x200mm, attacchi a port.		1		
1004-07	Tubi per cloruro di calcio forma a U, diam. 25x250mm, attacchi a port.		1		
Tubi per cloruro di calcio, forma a "U", con attacchi laterali e tappi in vetro smerigliati, vetro borosilicato.					
1005-01	Tubi per cloruro di calcio forma a U, diam. 10x100mm, con tappi vetro NS 10/19		1		
1005-02	Tubi per cloruro di calcio forma a U, diam. 12x120mm, con tappi vetro NS 10/19		1		
1005-03	Tubi per cloruro di calcio forma a U, diam. 14x140mm, con tappi vetro NS 12/21		1		
1005-04	Tubi per cloruro di calcio forma a U, diam. 16x160mm, con tappi vetro NS 14/23		1		
1005-05	Tubi per cloruro di calcio forma a U, diam. 18x180mm, con tappi vetro NS 14/23		1		
1005-06	Tubi per cloruro di calcio forma a U, diam. 20x200mm, con tappi vetro NS 14/23		1		
Tubi a "U" semplici, vetro borosilicato.					
1008-01	Tubi a U semplici, diam. 10x100mm		1		
1008-02	Tubi a U semplici, diam. 12x120mm		1		
1008-03	Tubi a U semplici, diam. 14x140mm		1		
1008-04	Tubi a U semplici, diam. 16x160mm		1		
1008-05	Tubi a U semplici, diam. 18x180mm		1		
1008-06	Tubi a U semplici, diam. 20x200mm		1		
Apparecchio secondo Thiele, vetro borosilicato.					
1050-01	Apparecchio secondo Thiele		1		
Apparecchio secondo Anthes, vetro borosilicato.					
1051-01	Apparecchio secondo Anthes		1		

Capillari per punto fusione, aperti				
1052-00	Capillari aperti diam. 0,8-1x80mm, conf. 500 pz		1	
1052-11	Capillari aperti diam. 0,8-1x100mm, conf. 500 pz		1	
1052-01	Capillari aperti diam. 0,8-1x150mm, conf. 500 pz		1	
1052-02	Capillari aperti diam. 0,8-1x180mm, conf. 500 pz		1	
1054-01	Capillari aperti diam. 1-1,5x80mm, conf. 200 pz		1	
1054-02	Capillari aperti diam. 1-1,5x100mm, conf. 200 pz		1	
1054-09	Capillari aperti diam. 1-1,5x120mm, conf. 200 pz		1	
1054-03	Capillari aperti diam. 1-1,5x150mm, conf. 200 pz		1	
1054-04	Capillari aperti diam. 1-1,5x180mm, conf. 200 pz		1	
1054-05	Capillari aperti diam. 1,8-2,2x80mm, conf. 100 pz		1	
1054-06	Capillari aperti diam. 1,8-2,2x100mm, conf. 100 pz		1	
1054-07	Capillari aperti diam. 1,8-2,2x150mm, conf. 100 pz		1	
1054-08	Capillari aperti diam. 1,8-2,2x180mm, conf. 100 pz		1	
Capillari per punto fusione, chiusi ad una estremità'				
1055-01	Capillari chiusi diam. 1-1,5x80mm, conf. 200 pz		1	
1055-02	Capillari chiusi diam. 1-1,5x100mm, conf. 200 pz		1	
1055-03	Capillari chiusi diam. 1-1,5x120mm, conf. 200 pz		1	
1055-04	Capillari chiusi diam. 1-1,5x150mm, conf. 200 pz		1	
1055-05	Capillari chiusi diam. 1,8-2,5x80mm, conf. 100 pz		1	
1055-06	Capillari chiusi diam. 1,8-2,5x100mm, conf. 100 pz		1	
1055-07	Capillari chiusi diam. 1,8-2,5x120mm, conf. 100 pz		1	
1055-08	Capillari chiusi diam. 1,8-2,5x150mm, conf. 100 pz		1	
Tubo capillare chiuso alle estremità'				
1056-01	Tubo capillare diam.est. 0,8-1mm, lunghezza 1mt (prezzo al Kg)		1	
1056-02	Tubo capillare diam.est. 1-1,5mm, lunghezza 1mt (prezzo al Kg)		1	
1056-03	Tubo capillare diam.est. 1,8-2,2mm, lunghezza 1mt (prezzo al Kg)		1	
Capillari per ematocrito monouso, eparinizzati, diam.est. 1,4mm (+/- 0,1mm) , spessore 0,2mm (+/- 0,02mm), lunghezza 75mm (+/- 0,02mm), capacità ul 75, senza anello di calibrazione, Color-Code rosso, confezione indivisibile 1000pz (10 astucci da 100 capillari) **prezzo a confezione**				
1061-01	Capillari per ematocrito eparinizzati, non graduati, 40µl, colore rosso (prezzo al mille)		1	

Capillari per ematocrito monouso, non eparinizzati, diam.est. 1,4mm (+/- 0,1mm) , spessore 0,2mm (+/- 0,02mm), lunghezza 75mm (+/-0,02mm), capacità ul 75, senza anello, di calibrazione, Color-Code blu, confezione indivisibile 1000pz (10 astucci da 100capillari) **prezzo a confezione**					
1061-10	Capillari per ematocrito non eparinizzati, non graduati, 40µl, colore blu (prezzo al mille)		1		
Capillari per ematocrito monouso, eparinizzati, diam.est. 1,40-1,75mm, diam.int. 0,55mm, con anello di calibrazione a 60mm, confezione indivisibile 1000pz (10 astucci da 100 capillari) **prezzo a confezione**					
1061-20	Capillari per ematocrito eparinizzati, segno di taratura a 60mm, 40µl, (prezzo al mille)		1		
Raccordi conici femmina, normalizzati, vetro borosilicato.					
1100-01a	Coni femmina NS 7/16		1		
1100-00	Coni femmina NS 10/19		1		
1100-01	Coni femmina NS 12/21		1		
1100-02	Coni femmina NS 14/23		1		
1100-03	Cono femmina NS 19/26		1		
1100-04	Cono femmina NS 24/29		1		
1100-05	Cono femmina NS 29/32		1		
1100-06	Cono femmina NS 34/35		1		
1100-07	Cono femmina NS 45/40		1		
1100-08	Cono femmina NS 60/46		1		
1100-09	Cono femmina NS 71/51		1		
Raccordi conici maschio, normalizzati, vetro borosilicato.					
1102-01a	Coni maschio NS 7/16		1		
1102-00	Coni maschio NS 10/19		1		
1102-01	Coni maschio NS 12/21		1		
1102-02	Coni maschio NS 14/23		1		
1102-03	Cono maschio NS 19/26		1		
1102-04	Cono maschio NS 24/29		1		
1102-05	Cono maschio NS 29/32		1		
1102-06	Cono maschio NS 34/35		1		
1102-07	Cono maschio NS 45/40		1		
1102-08	Cono maschio NS 60/46		1		
1102-09	Cono maschio NS 71/51		1		
Raccordi conici maschio normalizzati, con prolunga, vetro borosilicato.					
1104-00	Coni maschio NS 10/19 con becco		1		
1104-01	Coni maschio NS 12/21 con becco		1		
1104-02	Coni maschio NS 14/23 con becco		1		
1104-03	Coni maschio NS 19/26 con becco		1		
1104-04	Coni maschio NS 24/29 con becco		1		
1104-05	Coni maschio NS 29/32 con becco		1		
1104-06	Coni maschio NS 34/35 con becco		1		
1104-07	Coni maschio NS 45/40 con becco		1		
Pinze KECK per raccordi conici in poliacetato					
KC-10	Pinze Keck per coni NS 10/19		1		
KC-14	Pinze Keck per coni NS 14/23		1		
KC-19	Pinze Keck per coni NS 19/26		1		
KC-24	Pinze Keck per coni NS 24/29		1		
KC-29	Pinze Keck per coni NS 29/32		1		
KC-35	Pinze Keck per coni NS 34/35		1		
KC-45	Pinze Keck per coni NS 45/40		1		

Connettori in plastica, con tappo forato GL e o-ring al silicone.			
1100-50	Connettori plastica diritti, tappo forato GL 14 e guarnizione silicone	1	
1100-55	Connettori plastica piegati tappo forato GL 14 e guarnizione silicone	1	
1100-57	Connettori plastica diritti, tappo forato GL 18 e guarnizione silicone	1	
1100-58	Connettori plastica diritti, tappo forato GL 25 e guarnizione silicone	1	
Raccordi sferici femmina, normalizzati, vetro borosilicato.			
1100-20	Giunti sferici femmina GS 13/5	1	
1100-22	Giunti sferici femmina GS 18/9	1	
1100-23	Giunti sferici femmina GS 28/15	1	
1100-24	Giunti sferici femmina GS 35/20	1	
1100-25	Giunti sferici femmina GS 41/25	1	
1100-26	Giunti sferici femmina GS 51/30	1	
1100-27	Giunti sferici femmina GS 64/40	1	
Raccordi sferici maschio, normalizzati, vetro borosilicato.			
1102-20	Giunti sferici maschio GS 13/5	1	
1102-22	Giunti sferici maschio GS 18/9	1	
1102-23	Giunti sferici maschio GS 28/15	1	
1102-24	Giunti sferici maschio GS 35/20	1	
1102-25	Giunti sferici maschio GS 41/25	1	
1102-26	Giunti sferici maschio GS 51/30	1	
1102-27	Giunti sferici maschio GS 64/40	1	
Raccordi sferici femmina, ROTULEX, vetro borosilicato.			
1101-01	Giunti Rotulex femmina GS 13/5	5	
1101-02	Giunti Rotulex femmina GS 18/9	5	
1101-03	Giunti Rotulex femmina GS 29/15	5	
1101-04	Giunti Rotulex femmina GS 35/20	30	
1101-05	Giunti Rotulex femmina GS 41/25	30	
1101-07	Giunti Rotulex femmina GS 64/40	20	
Raccordi sferici maschio, ROTULEX, vetro borosilicato.			
1103-01	Giunti Rotulex maschio GS 13/5	5	
1103-02	Giunti Rotulex maschio GS 18/9	5	
1103-03	Giunti Rotulex maschio GS 29/15	5	
1103-04	Giunti Rotulex maschio GS 35/20	30	
1103-05	Giunti Rotulex maschio GS 41/25	30	
1103-07	Giunti Rotulex maschio GS 64/40	20	
Anelli di tenuta in teflon per giunti ROTULEX.			
1103-30	Anelli di tenuta per GS rotulex 13/5	1	
1103-32	Anelli di tenuta per GS rotulex 18/9	1	
1103-33	Anelli di tenuta per GS rotulex 29/15	1	
1103-34	Anelli di tenuta per GS rotulex 35/20	1	
1103-35	Anelli di tenuta per GS rotulex 41/25	1	
1103-37	Anelli di tenuta per GS rotulex 64/40	1	
Pinze a molla per giunti ROTULEX.			
1105-30	Pinza a molla per GS rotulex 13/5	1	
1105-32	Pinza a molla per GS rotulex 18/9	1	
1105-33	Pinza a molla per GS rotulex 29/15	1	
1105-34	Pinza a molla per GS rotulex 35/20	1	
1105-35	Pinza a molla per GS rotulex 41/25	1	





Raccordi curvati, con gocciolatore corto, cono normalizzato, vetro borosilicato.				
1106-01	Raccordi curvati cono f. 14/23, con gocciolatore corto		1	
1106-02	Raccordi curvati cono f. 19/26, con gocciolatore corto		1	
1106-03	Raccordi curvati cono f. 24/29, con gocciolatore corto		1	
1106-04	Raccordi curvati cono f. 29/32, con gocciolatore corto		1	
Raccordi curvati, con gocciolatore lungo, cono normalizzato, vetro borosilicato				
1107-01	Raccordi curvati cono f. 14/23, con gocciolatore lungo		1	
1107-02	Raccordi curvati cono f. 19/26, con gocciolatore lungo		1	
1107-03	Raccordi curvati cono f. 24/29, con gocciolatore lungo		1	
1107-04	Raccordi curvati cono f. 29/32, con gocciolatore lungo		1	
Raccordi dritti, con attacco per il vuoto cono normalizzati, vetro borosilicato				
1108-01	Raccordi dritti, cono m/f 14/23, con presa per vuoto		1	
1108-02	Raccordi dritti, cono m/f 19/26, con presa per vuoto		1	
1108-03	Raccordi dritti, cono m/f 24/29, con presa per vuoto		1	
1108-04	Raccordi dritti, cono m/f 29/32, con presa per vuoto		1	
Raccordi a curva con attacco per il vuoto cono normalizzati, vetro borosilicato				
1109-01	Raccordi curvati, cono m/f 14/23, con presa per vuoto		1	
1109-02	Raccordi curvati, cono m/f 19/26, con presa per vuoto		1	
1109-03	Raccordi curvati, cono m/f 24/29, con presa per vuoto		1	
1109-04	Raccordi curvati, cono m/f 29/32, con presa per vuoto		1	
Raccordi multipli, a due cono femmina paralleli normalizzati, vetro borosilicato				
1110-01	Raccordi multipli, due cono femmina 14/23, un cono maschio 14/23		1	
1110-02	Raccordi multipli, due cono femmina 19/26, un cono maschio 19/26		1	
1110-03	Raccordi multipli, due cono femmina 24/29, un cono maschio 24/29		1	
1110-04	Raccordi multipli, due cono femmina 29/32, un cono maschio 29/32		1	
Raccordi curvi 105°, per distillazione, cono normalizzati, vetro borosilicato				
1111-01	Raccordi curvati angolo 105°, due cono maschio NS 14/23		1	
1111-02	Raccordi curvati angolo 105°, due cono maschio NS 19/26		1	
1111-03	Raccordi curvati angolo 105°, due cono maschio NS 24/29		1	
1111-04	Raccordi curvati angolo 105°, due cono maschio NS 29/32		1	




Raccordi curvi 105°, con cono femmina e cono maschio normalizzato, vetro borosilicato				
1112-01	Raccordi curvati angolo 105°, cono maschio-femmina NS 14/23		1	
1112-02	Raccordi curvati angolo 105°, cono maschio-femmina NS 19/26		1	
1112-03	Raccordi curvati angolo 105°, cono maschio-femmina NS 24/29		1	
1112-04	Raccordi curvati angolo 105°, cono maschio-femmina NS 29/32		1	
Raccordi con portagomma laterale, con normalizzati, vetro borosilicato.				
1113-01	Raccordi cono maschio-femmina NS 14/23, con portagomma laterale		1	
1113-02	Raccordi cono maschio-femmina NS 19/26, con portagomma laterale		1	
1113-03	Raccordi cono maschio-femmina NS 24/29, con portagomma laterale		1	
1113-04	Raccordi cono maschio-femmina NS 29/32, con portagomma laterale		1	
Teste di distillazione semplici, un cono femmina e due coni maschio, vetro borosilicato				
1114-01	Teste di distillazione semplice, c/f 14/23, due coni m. 14/23		1	
1114-02	Teste di distillazione semplice, c/f 14/23, due coni m. 29/32		1	
Teste di distillazione, con braccio lungo, un cono femmina e due coni maschio, vetro borosilicato				
1114-08	Teste di distillazione con braccio lungo, c/f 14/23, due coni m. 14/23		1	
1114-10	Teste di distillazione con braccio lungo, c/f 14/23, due coni m. 29/32		1	
Teste di distillazione secondo Claisen, con normalizzati, vetro borosilicato.				
1115-01	Teste di distillazione secondo Claisen, due c/f 14/23, due c/m 14/23		1	
1115-02	Teste di distillazione secondo Claisen, due c/f 14/23, due c/m 29/32		1	
Raccordi multipli a tre coni femmina ed un cono maschio, vetro borosilicato.				
1116-01	Raccordi multipli, tre coni femmina 29/32, un cono maschio 29/32		1	
Raccordi multipli a due coni femmina ed un cono maschio, vetro borosilicato.				
1117-01	Raccordi multipli, due coni femmina 14/23, un cono maschio 29/32		1	
1117-02	Raccordi multipli, due coni femmina 29/32, un cono maschio 29/32		1	
Raccordi con cono femmina e portagomma diritto, vetro borosilicato.				
1118-01	Raccordi cono femmina NS 14/23 e portagomma diritto		1	
1118-02	Raccordi cono femmina NS 19/26 e portagomma diritto		1	
1118-03	Raccordi cono femmina NS 24/29 e portagomma diritto		1	
1118-04	Raccordi cono femmina NS 29/32 e portagomma diritto		1	

Raccordi con cono maschio e portagomma dritto, vetro borosilicato.				
1119-01	Raccordi cono maschio NS 14/23 e portagomma dritto		1	
1119-02	Raccordi cono maschio NS 19/26 e portagomma dritto		1	
1119-03	Raccordi cono maschio NS 24/29 e portagomma dritto		1	
1119-04	Raccordi cono maschio NS 29/32 e portagomma dritto		1	
Raccordi con cono maschio e portagomma piegato, vetro borosilicato.				
1120-01	Raccordi cono maschio NS 14/23 e portagomma piegato		1	
1120-02	Raccordi cono maschio NS 19/26 e portagomma piegato		1	
1120-03	Raccordi cono maschio NS 24/29 e portagomma piegato		1	
1120-04	Raccordi cono maschio NS 29/32 e portagomma piegato		1	
Raccordi adattatori o di riduzione, vetro borosilicato.				
1121-01	Raccordi di riduzione c/m 19/26 - c/f 14/23		1	
1121-02	Raccordi di riduzione c/m 24/29 - c/f 14/23		1	
1121-03	Raccordi di riduzione c/m 24/29 - c/f 19/26		1	
1121-04	Raccordi di riduzione c/m 29/32 - c/f 14/23		1	
1121-05	Raccordi di riduzione c/m 29/32 - c/f 19/26		1	
1121-06	Raccordi di riduzione c/m 29/32 - c/f 24/29		1	
1121-07	Raccordi di riduzione c/m 34/35 - c/f 19/26		1	
1121-08	Raccordi di riduzione c/m 34/35 - c/f 24/29		1	
1121-09	Raccordi di riduzione c/m 34/35 - c/f 29/32		1	
1121-10	Raccordi di riduzione c/m 45/40 - c/f 29/32		1	
1121-11	Raccordi di riduzione c/m 45/40 - c/f 34/35		1	
1121-12	Raccordi di riduzione c/m 60/46 - c/f 29/32		1	
1121-13	Raccordi di riduzione c/m 60/46 - c/f 34/35		1	
1121-14	Raccordi di riduzione c/m 60/46 - c/f 45/40		1	


Raccordi di espansione, vetro borosilicato.				
1122-01	Raccordo di espansione c/m 14/23 - c/f 19/26		1	
1122-02	Raccordo di espansione c/m 14/23 - c/f 24/29		1	
1122-03	Raccordo di espansione c/m 14/23 - c/f 29/32		1	
1122-04	Raccordo di espansione c/m 19/26 - c/f 24/29		1	
1122-05	Raccordo di espansione c/m 19/26 - c/f 29/32		1	
1122-06	Raccordo di espansione c/m 19/26 - c/f 34/35		1	
1122-07	Raccordo di espansione c/m 24/29 - c/f 29/32		1	
1122-08	Raccordo di espansione c/m 24/29 - c/f 34/35		1	
1122-09	Raccordo di espansione c/m 29/32 - c/f 34/35		1	
1122-10	Raccordo di espansione c/m 29/32 - c/f 45/40		1	
1122-11	Raccordo di espansione c/m 29/32 - c/f 60/46		1	
1122-12	Raccordo di espansione c/m 34/35 - c/f 45/40		1	
1122-13	Raccordo di espansione c/m 34/35 - c/f 60/46		1	
1122-14	Raccordo di espansione c/m 45/40 - c/f 60/46		1	
Raccordi misti sferico-conici, in vetro borosilicato.				
1123-01	Raccordi misti sferico-conici GS m. 29/15 - cono f. 14/23		1	
1123-02	Raccordi misti sferico-conici GS m. 29/15 - cono f. 19/26		1	
1123-03	Raccordi misti sferico-conici GS m. 29/15 - cono f. 24/29		1	
1123-04	Raccordi misti sferico-conici GS m. 29/15 - cono f. 29/32		1	
1123-05	Raccordi misti sferico-conici GS m. 35/20 - cono f. 14/23		1	
1123-06	Raccordi misti sferico-conici GS m. 35/20 - cono f. 24/29		1	
1123-07	Raccordi misti sferico-conici GS m. 35/20 - cono f. 29/32		1	
Raccordi misti conico-sferici, in vetro borosilicato.				
1124-01	Raccordi misti conico-sferici cono m. 14/23 -GS f. 29/15		1	
1124-02	Raccordi misti conico-sferici cono m. 24/29 -GS f. 29/15		1	
1124-03	Raccordi misti conico-sferici cono m. 24/29 -GS f. 35/20		1	
1124-05	Raccordi misti conico-sferici cono m. 29/32 -GS f. 29/15		1	
1124-06	Raccordi misti conico-sferici cono m. 29/32 -GS f. 35/20		1	
Raccordi di prolungamento per distillazione, vetro borosilicato.				
1125-01	Raccordi di prolungamento per distillazione, cono m/m 14/23		1	
1125-02	Raccordi di prolungamento per distillazione, cono m/m 29/32		1	


Teste antispruzzo con raccordo lungo, vetro borosilicato.				
1126-01	Teste antispruzzo con raccordo lungo, coni m/m 14/23		1	
1126-02	Teste antispruzzo con raccordo lungo, coni m/m 29/32		1	
Raccordi antispruzzo, coni normalizzati, vetro borosilicato.				
1127-01	Raccordi antispruzzo diritti, coni m/f 14/23		1	
1127-02	Raccordi antispruzzo diritti, coni m/f 29/32		1	
1127-03	Raccordi antispruzzo diritti, cono femmina NS 29/32 - cono maschio NS 14/23		1	
Teste antispruzzo con raccordo corto inclinato, vetro borosilicato.				
1128-01	Raccordi antispruzzo piegati, coni m/m 14/23		1	
1128-02	Raccordi antispruzzo piegati, coni m/m 29/32		1	
Raccordi cono maschio normalizzato, con rubinetto maschio vetro , portagomma diritto, vetro borosilicato				
1129-01	Raccordi c/m NS 14/23, rubinetto diritto m. vetro NS 12,5 foro 1,5/2mm		1	
1129-02	Raccordi c/m NS 19/26, rubinetto diritto m. vetro NS 12,5 foro 1,5/2mm		1	
1129-03	Raccordi c/m NS 24/29, rubinetto diritto m. vetro NS 14,5 foro 1,5/2mm		1	
1129-04	Raccordi c/m NS 29/32, rubinetto diritto m. vetro NS 14,5 foro 1,5/2mm		1	
Raccordi cono maschio normalizzato, con rubinetto maschio teflon, portagomma diritto, vetro borosilicato.				
1129-11	Raccordi c/m NS 14/23, rubinetto diritto m. PTFE NS 12,5 foro 1,5/2mm		1	
1129-12	Raccordi c/m NS 19/26, rubinetto diritto m. PTFE NS 12,5 foro 1,5/2mm		1	
1129-13	Raccordi c/m NS 24/29, rubinetto diritto m. PTFE NS 14,5 foro 1,5/2mm		1	
1129-14	Raccordi c/m NS 29/32, rubinetto diritto m. PTFE NS 14,5 foro 1,5/2mm		1	
Raccordi cono maschio normalizzato, con rubinetto maschio vetro, tubetto piegato, vetro borosilicato.				
1130-01	Raccordi c/m NS 14/23, rubinetto piegato m. vetro NS 12,5 foro 1,5/2mm		1	
1130-02	Raccordi c/m NS 19/26, rubinetto piegato m. vetro NS 12,5 foro 1,5/2mm		1	
1130-03	Raccordi c/m NS 24/29, rubinetto piegato m. vetro NS 14,5 foro 1,5/2mm		1	
1130-04	Raccordi c/m NS 29/32, rubinetto piegato m. vetro NS 14,5 foro 1,5/2mm		1	



Raccordi con maschio normalizzato, con rubinetto maschio teflon, tubetto piegato, vetro borosilicato.				
1130-11	Raccordi c/m NS 14/23, rubinetto piegato m. PTFE NS 12,5 foro 1,5/2mm		1	
1130-12	Raccordi c/m NS 19/26, rubinetto piegato m. PTFE NS 12,5 foro 1,5/2mm		1	
1130-13	Raccordi c/m NS 24/29, rubinetto piegato m. PTFE NS 14,5 foro 1,5/2mm		1	
1130-14	Raccordi c/m NS 29/32, rubinetto piegato m. PTFE NS 14,5 foro 1,5/2mm		1	
Rubinetto per essiccatore con normalizzato, vetro borosilicato.				
1131-01	Rubinetto per essiccatore con maschio NS 14/23		1	
1131-02	Rubinetto per essiccatore con maschio NS 19/26		1	
1131-03	Rubinetto per essiccatore con maschio NS 24/29		1	
1131-04	Rubinetto per essiccatore con maschio NS 29/32		1	
Convogliatore di frazione, con quattro coni maschio inferiore NS 14/23, maschio superiore NS 29/32, raccordo superiore diritto con attacco per il vuoto, completo di palloni.				
1132-01	Convogliatore di frazione diritto con quattro palloni ml 50		1	
1132-02	Convogliatore di frazione diritto con quattro palloni ml 100		1	
Convogliatore di frazione, con quattro coni maschio inferiore NS 14/23, maschio superiore NS 29/32, raccordo superiore a curva con attacco per il vuoto, completo di palloni.				
1133-01	Convogliatore di frazione angolato con quattro palloni ml 50		1	
1133-02	Convogliatore di frazione diritto con quattro palloni ml 100		1	
Raccordo per distillazione, con refrigerante Liebig incorporato, vetro borosilicato.				
1134-01	Raccordo per distillazione con Liebig mant. 200mm		1	
1134-02	Raccordo per distillazione con Liebig mant. 300mm		1	
1134-03	Raccordo per distillazione con Liebig mant. 400mm		1	
Raccordo per distillazione, con refrigerante Liebig incorporato, e presa per il vuoto, vetro borosilicato.				
1135-01	Raccordo per distillazione con Liebig mant. 200mm e presa vuoto		1	
1135-02	Raccordo per distillazione con Liebig mant. 300mm e presa vuoto		1	
1135-03	Raccordo per distillazione con Liebig mant. 400mm e presa vuoto		1	


Raccordo per distillazione secondo Claisen, con refrigerante Liebig incorporato, vetro borosilicato.				
1136-01	Raccordo per distillazione Claisen con Liebig mant. 200mm		1	
1136-02	Raccordo per distillazione Claisen con Liebig mant. 300mm		1	
1136-03	Raccordo per distillazione Claisen con Liebig mant. 400mm		1	
Raccordo per distillazione secondo Claisen, con refrigerante Liebig incorporato e presa per il vuoto, vetro borosilicato.				
1137-01	Raccordo per distillazione Claisen con Liebig mant. 200mm e presa vuoto		1	
1137-02	Raccordo per distillazione Claisen con Liebig mant. 300mm e presa vuoto		1	
1137-03	Raccordo per distillazione Claisen con Liebig mant. 400mm e presa vuoto		1	
Raccordo per distillazione secondo Claisen, con colonna Vigreux, con raccordo conico maschio angolato a 75° NS 29/32, cono femmina NS 14/23, cono maschio inferiore NS 29/32, v.borosilicato.				
1138-01	Raccordo Claisen con Vigreux		1	
Raccordo per distillazione secondo Claisen, con colonna di rettifica Vigreux, con raccordo conico maschio angolato a 75° NS 29/32, cono femmina NS 14/23, cono maschio inferiore NS 29/32, v. borosilicato				
1139-01	Raccordo Claisen con colonna di rettifica Vigreux mant. 300mm		1	
1139-02	Raccordo Claisen con colonna di rettifica Vigreux mant. 400mm		1	
1139-03	Raccordo Claisen con colonna di rettifica Vigreux mant. 500mm		1	
1139-04	Raccordo Claisen con colonna di rettifica Vigreux mant. 600mm		1	
Tubi immissione aria, forma codata, cono maschio e tubetto diritto, vetro borosilicato.				
1140-01	Tubo immissione aria, cono m. 14/23 e tubetto diritto		1	
1140-02	Tubo immissione aria, cono m. 29/32 e tubetto diritto		1	
Tubi immissione aria, forma codata, cono maschio e tubetto piegato, vetro borosilicato				
1141-01	Tubo immissione aria, cono m. 14/23 e tubetto piegato		1	
1141-02	Tubo immissione aria, cono m. 29/32 e tubetto piegato		1	

Raccordi a vite dritti, con filettatura SVL, vetro borosilicato.			
1151-00	Raccordi a vite SVL 15 lunghezza 100mm		10
1151-01	Raccordi a vite SVL 15 lunghezza 120mm		10
1151-02	Raccordi a vite SVL 15 lunghezza 150mm		10
1151-03	Raccordi a vite SVL 22 lunghezza 130mm		10
1151-04	Raccordi a vite SVL 22 lunghezza 150mm		10
1151-05	Raccordi a vite SVL 30 lunghezza 130mm		10
1151-06	Raccordi a vite SVL 30 lunghezza 150mm		10
1151-07	Raccordi a vite SVL 42 lunghezza 130mm		10
1151-08	Raccordi a vite SVL 42 lunghezza 150mm		10
1151-09	Raccordi a vite SVL 60 lunghezza 145mm		--
Raccordi a vite dritti, con filettatura GL, vetro borosilicato.			
1151-30	Raccordi a vite GL 14 lunghezza 120mm		10
1151-32	Raccordi a vite GL 18 lunghezza 130mm		10
1151-33	Raccordi a vite GL 25 lunghezza 125mm		10
1151-34	Raccordi a vite GL 32 lunghezza 130mm		10
1151-35	Raccordi a vite GL 45 lunghezza 130mm		10
1151-40	Raccordi a vite GL 80 (su tubo diam. 75x130mm, sp. 3,2)		1
1151-42	Raccordi a vite GL 100 (su tubo diam. 95mm, sp. 3,5)		1
Tappi a vite chiusi GL in PP, con guarnizione silicone/PTFE (temp. max 180°C)			
1151-80	Tappi a vite chiusi GL 14 con guarnizione sil/ptfe		1
1151-82	Tappi a vite chiusi GL 18 con guarnizione sil/ptfe		1
1151-83	Tappi a vite chiusi GL 25 con guarnizione sil/ptfe		1
1151-84	Tappi a vite chiusi GL 32 con guarnizione sil/ptfe		1
1151-85	Tappi a vite chiusi GL 45 con guarnizione sil/ptfe		1
1151-90	Tappi a vite chiusi GL 80 con guarnizione sil/ptfe		1
1151-92	Tappi a vite chiusi GL 100 con guarnizione sil/ptfe (temp. max 140°C)		1
Raccordi misti, cono maschio e raccordo a vite SVL, vetro borosilicato.			
1155-01	Raccordi misti cono m. 14/23 - SVL 15		1
1155-02	Raccordi misti cono m. 19/26 - SVL 15		1
1155-03	Raccordi misti cono m. 19/26 - SVL 22		1
1155-04	Raccordi misti cono m. 24/29 - SVL 15		1
1155-05	Raccordi misti cono m. 24/29 - SVL 22		1
1155-06	Raccordi misti cono m. 24/29 - SVL 30		1
1155-07	Raccordi misti cono m. 29/32 - SVL 15		1
1155-08	Raccordi misti cono m. 29/32 - SVL 22		1
1155-09	Raccordi misti cono m. 29/32 - SVL 30		1
1155-10	Raccordi misti cono m. 34/35 - SVL 22		1
1155-11	Raccordi misti cono m. 34/35 - SVL 30		1
1155-12	Raccordi misti cono m. 45/40 - SVL 42		1
Tappo forato SVL 15 con guarnizione gomma foro 8mm			
1155-19	Tappo forato SVL 15 con guarnizione gomma foro 8mm		1







Raccordi misti, cono maschio e raccordo a vite GL, vetro borosilicato.			
1155-20	Raccordi misti cono m. 14/23 - GL 14	1	
1155-23	Raccordi misti cono m. 14/23 - GL 18	1	
1155-25	Raccordi misti cono m. 29/32 - GL 14	1	
1155-27	Raccordi misti cono m. 29/32 - GL 18	1	
Tappo forato GL 14 con guarnizione silicone/ptfe foro 6mm			
1155-39	Tappo forato GL 14 con guarnizione silicone/ptfe foro 6mm	1	
Raccordi misti, cono femmina e raccordo a vite SVL, vetro borosilicato.			
1156-01	Raccordi misti cono f. 14/23 - SVL 15	1	
1156-02	Raccordi misti cono f. 14/23 - SVL 22	1	
1156-03	Raccordi misti cono f. 19/26 - SVL 15	1	
1156-04	Raccordi misti cono f. 19/26 - SVL 22	1	
1156-05	Raccordi misti cono f. 24/29 - SVL 15	1	
1156-06	Raccordi misti cono f. 24/29 - SVL 22	1	
1156-07	Raccordi misti cono f. 24/29 - SVL 30	1	
1156-08	Raccordi misti cono f. 29/32 - SVL 15	1	
1156-09	Raccordi misti cono f. 29/32 - SVL 22	1	
1156-10	Raccordi misti cono f. 29/32 - SVL 30	1	
1156-11	Raccordi misti cono f. 34/35 - SVL 22	1	
1156-12	Raccordi misti cono f. 34/35 - SVL 30	1	
1156-13	Raccordi misti cono f. 34/35 - SVL 42	1	
1156-14	Raccordi misti cono f. 45/40 - SVL 42	1	
Raccordi femmina "Rodaviss" -PROVATELI PER GLI APPARECCHI IN VETRO-			
1160-01	Cono rodaviss femmina NS 14/23	10	
1160-02	Cono rodaviss femmina NS 19/26	10	
1160-03	Cono rodaviss femmina NS 24/29	10	
1160-04	Cono rodaviss femmina NS 29/32	10	
1160-05	Cono rodaviss femmina NS 34/35	10	
1160-06	Cono rodaviss femmina NS 45/40	10	
Raccordi maschio "Rodaviss" con anello di sbloccaggio.			
1161-01	Cono rodaviss maschio NS 14/23	10	
1161-02	Cono rodaviss maschio NS 19/26	10	
1161-03	Cono rodaviss maschio NS 24/29	10	
1161-04	Cono rodaviss maschio NS 29/32	10	
1161-05	Cono rodaviss maschio NS 34/35	10	
1161-06	Cono rodaviss maschio NS 45/40	10	
Capsule di sbloccaggio in polyamide			
1163-01	Clip antibloccaggio per coni rodaviss NS 14/23	10	
1163-02	Clip antibloccaggio per coni rodaviss NS 19/26	10	
1163-03	Clip antibloccaggio per coni rodaviss NS 24/29	10	
1163-04	Clip antibloccaggio per coni rodaviss NS 29/32	10	
1163-05	Clip antibloccaggio per coni rodaviss NS 34/35	10	
1163-06	Clip antibloccaggio per coni rodaviss NS 45/40	10	



Tappi chiusi per Rodaviss			
1164-01	Tappi chiusi per coni rodaviss NS 14/23		10
1164-02	Tappi chiusi per coni rodaviss NS 19/26		10
1164-03	Tappi chiusi per coni rodaviss NS 24/29		10
1164-04	Tappi chiusi per coni rodaviss NS 29/32		10
1164-05	Tappi chiusi per coni rodaviss NS 34/35		10
1164-06	Tappi chiusi per coni rodaviss NS 45/40		10
			
Tappi forati per "Rodaviss", in resina di melamina resistente fino a 250°			
1166-01	Tappi forati per coni rodaviss NS 14/23		10
1166-02	Tappi forati per coni rodaviss NS 19/26		10
1166-03	Tappi forati per coni rodaviss NS 24/29		10
1166-04	Tappi forati per coni rodaviss NS 29/32		10
1166-05	Tappi forati per coni rodaviss NS 34/35		10
1166-06	Tappi forati per coni rodaviss NS 45/40		10
			
Guarnizioni in NITRILE per tappi forati.			
1168-01	Guarnizioni nitrile per coni rodaviss NS 14/23		10
1168-02	Guarnizioni nitrile per coni rodaviss NS 19/26		10
1168-03	Guarnizioni nitrile per coni rodaviss NS 24/29		10
1168-04	Guarnizioni nitrile per coni rodaviss NS 29/32		10
1168-05	Guarnizioni nitrile per coni rodaviss NS 34/35		10
1168-06	Guarnizioni nitrile per coni rodaviss NS 45/40		10
			
Agitatori smerigliati a siringa con guida esterna intercambiabile senza cono, vetro borosilicato.			
4000-01	Agitatori smerigliati intercambiabili, senza cono, diam. 10,5mm		1
4000-02	Agitatori smerigliati intercambiabili, senza cono, diam. 12,5mm		1
4000-03	Agitatori smerigliati intercambiabili, senza cono, diam. 14,5mm		1
4000-04	Agitatori smerigliati intercambiabili, senza cono, diam. 17,5mm		1
4000-05	Agitatori smerigliati intercambiabili, senza cono, diam. 19,5mm		1
			
Agitatori smerigliati a siringa con guida esterna intercambiabile e cono NS 29/32, vetro borosilicato.			
4001-01	Agitatori smerigliati intercambiabili, cono NS 29/32, diam. 10,5mm		1
4001-02	Agitatori smerigliati intercambiabili, cono NS 29/32, diam. 12,5mm		1
4001-03	Agitatori smerigliati intercambiabili, cono NS 29/32, diam. 14,5mm		1
4001-04	Agitatori smerigliati intercambiabili, cono NS 29/32, diam. 17,5mm		1
4001-05	Agitatori smerigliati intercambiabili, cono NS 29/32, diam. 19,5mm		1
			

Agitatori smerigliati a siringa con guida esterna intercambiabile, cono NS 29/32, paletta a mezzaluna in teflon, attacco con bottone, vetro borosilicato					
4001-01M	Agitatori smerigliati intercambiabili, cono NS 29/32, diam. 10,5mm, lunghezza utile 150mm (per palloni ml 500/1000), paletta in PTFE con aggancio con bottone		1		
4001-02M	Agitatori smerigliati intercambiabili, cono NS 29/32, diam. 12,5mm, lunghezza utile 230mm (per palloni ml 2/3000), paletta in PTFE con aggancio con bottone		1		
4001-03M	Agitatori smerigliati intercambiabili, cono NS 29/32, diam. 14,5mm, lunghezza utile 270mm (per palloni ml 5/6000), paletta in PTFE con aggancio con bottone		1		
Agitatori smerigliati a siringa con guida esterna intercambiabile, cono NS 29/32, paletta a mezzaluna in teflon, attacco con clip, vetro borosilicato.					
(non adatti a reattori modello intero, corpo unico e palloni)					
4001-01C	Agitatori smerigliati intercambiabili, cono NS 29/32, diam. 10,5mm, lunghezza utile 150mm (per palloni ml 500/1000), paletta in PTFE aggancio con clip		1		
4001-02C	Agitatori smerigliati intercambiabili, cono NS 29/32, diam. 12,5mm, lunghezza utile 230mm (per palloni ml 2/3000), paletta in PTFE aggancio con clip		1		
4001-03C	Agitatori smerigliati intercambiabili, cono NS 29/32, diam. 14,5mm, lunghezza utile 270mm (per palloni ml 5/6000), paletta in PTFE aggancio con clip		1		
Agitatori smerigliati a siringa con guida esterna intercambiabile, cono NS 29/32, paletta in vetro, vetro borosilicato.					
4001-01V	Agitatori smerigliati intercambiabili, cono NS 29/32, diam. 10,5mm, lunghezza utile 150mm (per palloni ml 500/1000), paletta in vetro		1		
4001-02V	Agitatori smerigliati intercambiabili, cono NS 29/32, diam. 12,5mm, lunghezza utile 230mm (per palloni ml 2/3000), paletta in vetro		1		
4001-03V	Agitatori smerigliati intercambiabili, cono NS 29/32, diam. 14,5mm, lunghezza utile 270mm (per palloni ml 5/6000), paletta in vetro		1		
Agitatori semplici in vetro con estremità arrotondate.					
4002-00	Agitatori semplici diam. 4mm, lung.250mm		50		
4002-01	Agitatori semplici diam. 5mm, lung.250mm		50		
4002-02	Agitatori semplici diam. 6mm, lung.250mm		50		
4002-02B	Agitatori semplici diam. 7mm, lung.250mm		50		
4002-03	Agitatori semplici diam. 8mm, lung.250mm		50		
4002-04	Agitatori semplici diam. 9mm, lung.300mm		50		
4002-05	Agitatori semplici diam. 10mm, lung.300mm		50		
Agitatori con spatola in vetro.					
4003-01	Agitatori con spatola diam. 4x220mm		1		
4003-02	Agitatori con spatola diam. 5x250mm		1		
4003-03	Agitatori con spatola diam. 6x250mm		1		
4003-04	Agitatori con spatola diam. 8x250mm		1		

Guida a premistoppa autolubrificante, per agitatori, cono 29/32 (adatta al vuoto)					
4005-05	Guida a premistoppa per agitatori cono m. 29/32		1		
Asta rettificata con terminale a vite per agitatori con guide a premistoppa, solo parte vetro					
4005-10	con guida a premistoppa, lung. 315mm (per palloni ml 500/1000/2000)		5		
4005-12	con guida a premistoppa, lung. 405mm (per palloni ml 1000/2000/4000)		5		
4005-14	con guida a premistoppa, lung. 490mm (per palloni ml 2000/4000/10000)		5		
4005-16	con guida a premistoppa, lung. 580mm (per palloni ml 20000)		5		
Palette in PTFE con aggancio a vite per agitatori a premistoppa					
4005-20	Palette in PTFE con aggancio a vite, larghezza 70mm, modello con lame pieghevoli		1		
4005-22	Palette in PTFE con aggancio a vite, larghezza 70mm, modello con lame a mezzaluna		5		
4005-24	Palette in PTFE con aggancio a vite, larghezza 80mm, modello con lame 6 eliche		1		
4005-26	Palette in PTFE con aggancio a vite, larghezza 54mm, modello ancora		5		
4005-28	Palette in PTFE con aggancio a vite, larghezza 90mm, modello ancora		1		
Guida per agitatori , idonea al vuoto, composta da una parte in vetro borosilicato con maschio NS 29/32 ed una guida interna in PTFE con anello di tenuta; adatta ad aste rettificatae (di vetro, metallo o PTFE) diametro 10mm.					
4005-50	Guida per agitatore in vetro, cono m. 29/32, con interno guida PTFE		1		
Guida per agitatori, idonea al vuoto, in PTFE, adatta ad aste rettificatae (di vetro, metallo o PTFE) diametro 10mm.					
4005-51	Guida per agitatore in PTFE, cono m. 29/32		1		
Asta vetro per agitatore, rettificata, autolubrificante, paletta ad mezzaluna in PTFE					
4005-53	Aste vetro rettificatae (per guida per agitatori 4005-50 e 4005-51) diam. 10x350mm, con paletta PTFE		1		
4005-55	Aste vetro rettificatae (per guida per agitatori 4005-50 e 4005-51) diam. 10X400mm, con paletta PTFE		1		

Asta per agitatore, ricoperta in PTFE con anima in metallo, paletta ad mezzaluna in PTFE				
4005-63	Asta in metallo ricoperta PTFE (per guida per agitatori 4005-50 e 4005-51) diam. 10x350mm, con paletta a mezzaluna		1	
4005-65	Asta in metallo ricoperta PTFE (per guida per agitatori 4005-50 e 4005-51) diam. 10x450mm, con paletta a mezzaluna		1	
Paletta a mezzaluna in PTFE per aste di agitazione				
4005-70	Paletta a mezzaluna PTFE largh. 75mm, altezza 24mm, sp. 3mm		1	
4005-72	Paletta a mezzaluna PTFE largh. 90mm, altezza 24mm, sp. 3mm		1	
4005-74	Paletta a mezzaluna PTFE largh. 125mm, altezza 24mm, sp. 3mm		1	
Asta per agitatore, ricoperta in PTFE con anima in metallo, con doppia paletta in PTFE				
4005-80	Asta in metallo ricoperta PTFE con doppia paletta (per guida art. 4005-50 e 4005-51) diam. 10x600mm, paletta largh.110x20 sp.5		1	
disponibili altre misure				
Voltmetro di Hoffmann:				
1300-05	Voltmetro di Hoffmann (corpo graduato 60:1/5 con rubinetti maschio vetro, senza accessori)		1	
1300-11	Elettrodi in carbone per voltmetro di Hoffmann prezzo per la coppia		1	
1300-13	Elettrodi in platino per voltmetro di Hoffmann prezzo per la coppia		1	
1300-15	Supporto metallico per Hoffmann		1	
Calcimetro secondo Dietrich-Fruling, vetro borosilicato:				
1300-16	Calcimetro Dietrich-Fruling (buretta, provetta, bottiglia, polmone, flacone, tappo gomma) senza connessioni in gomma e senza sostegno		1	
1300-20	Buretta grad. ml200 div.1/1ml per calc. - particolare A- (ricambio calcimetro Dietrch-Fruling)		1	
1300-22	Provetta tarata ml 10 -particolare B- (ricambio calcimetro Dietrch-Fruling)		1	
1300-24	Bottiglia di livello ml 250 -particolare D- (ricambio calcimetro Dietrch-Fruling)		1	
1300-26	Polmone di espansione ml 250 -particolare C- (ricambio calcimetro Dietrch-Fruling)		1	
1300-28	Flacone termostatabile -particolare E- con tappo gomma (ricambio calcimetro Dietrch-Fruling)		1	
1300-29	Sostegno per calcimetro -particolare F- (ricambio calcimetro Dietrch-Fruling) c/pinze		1	

Calcimetro De Astis, vetro borosilicato, parte in vetro composta da: Cilindro graduato ml 100 : 1/1; tubo di livello in vetro per cilindro; due tubi in vetro piegati a 30°; Beuta Pyrex/Duran ml 250; tubetto per matraccio; provetta graduata ml 5:1/10; bicchiere ml 400 con portagomma laterale.				
1300-30	Calcimetro De Astis solo parte in vetro con set (3pz)tappi in gomma (senza pinza metallica e connessioni in gomma)		1	
1300-31	Provetta graduata ml 5:1/10		1	
1300-32	Tappi in gomma rossa forati - tre pezzi- (ricambio calcimetro De Astis)		1	
1300-33	Pinza metallica (ricambio calcimetro De Astis)		1	
1300-35	Cilindro graduato ml 100:1/10 (ricambio calcimetro De Astis), solo vetro senza tappi in gomma		1	
1300-37	Bicchiere vetro Simax f/bassa ml 400, con portagomma laterale		1	
Calcimetro secondo Pizzarelli, composto da cilindro graduato ml 100:1/1; imbuto di carico con tubo equilibratore, rubinetto maschio vetro.				
1300-50	Calcimetro Pizzarelli solo parte in vetro complete di tappi in gomma		1	
Apparecchio per la determinazione dell'azoto secondo Kjeldhal (pallone Kjeldhal ml 800).				
1301-01	Apparecchio Kjeldhal -solo vetro-		1	
1301-02	Apparecchio Kjeldhal -completo di pinze e sostegni-		1	
1301-10	Pontè di raccordo con imbuto di carico rubinetto PTFE, bolla paraspruzzi con punte Vigreux, GS 35/20 (ricambio apparecchio Kjeldhal)		1	
1301-13	Refrigerante a serpentino mant. 300mm, GS f. 35/20 - GS m. 18/9 (ricambio apparecchio Kjeldhal)		1	
1301-15	Bolla di gorgogliamento GS 18/9 (ricambio apparecchio Kjeldhal)		1	
251-08	Pallone Kjeldhal ml 800 GS 35/20 (ricambio apparecchio Kjeldhal)		1	
1130/14D	Beuta Pyrex/Duran ml 250 c/stretto (ricambio apparecchio Kjeldhal)		1	
1301-22	Camino di aspirazione fumi a due posti (ricambio apparecchio Kjeldhal)		1	
1301-23	Camino di aspirazione fumi a tre posti (ricambio apparecchio Kjeldhal)		1	
1301-24	Camino di aspirazione fumi a quattro posti (ricambio apparecchio Kjeldhal)		1	
1301-26	Camino di aspirazione fumi a sei posti (ricambio apparecchio Kjeldhal)		1	

Acidimetro di Cazenave per la determinazione dell'acidità volatile nei vini, in vetro borosilicato, composto da: * Matraccio ml 750 NS 45/40; * Tubo bollitore cono NS 45/40; *Tubo adduttore con bolla di sicurezza; *Refrigerante a bolle; *Matraccio di raccolta ml 200.					
1302-01	Acidimetro di Cazenave -solo parte in vetro senza tappi in gomma-		1		
1302-02	Acidimetro di Cazenave -parte in vetro, pinze e sostegni e tappi in gomma-		1		
1302-03	Tappi in gomma rossa forati (ricambio per acidimetro di Cazenave)		1		
1302-04	Matraccio ml 750 NS 45/40 con cono laterale (ricambio per acidimetro di Cazenave)		1		
1302-06	Tubo bollitore cono NS 45/40 (ricambio per acidimetro di Cazenave)		1		
1302-07	Tubo adduttore con bolla di sicurezza (ricambio per acidimetro di Cazenave)		1		
1302-08	Refrigerante a 4 bolle per acidimetro (ricambio per acidimetro di Cazenave)		1		
1302-09	Tubo di sfianto per acidimetro (ricambio per acidimetro di Cazenave)		1		
1130/12D	Beuta Pyrex/Duran ml 200 c/stretto (ricambio per acidimetro di Cazenave)		1		
Acidimetro di Cazenave, modificato da Miconi, per la determinazione dell'acidità volatile nei vini, in vetro borosilicato, composto da: *Matraccio Erlenmeyer ml 750 tarato a ml 350; *Matraccio Erlenmeyer ml 200 tarato ml 120; *Tubo bollitore con tubo estrattore con punte vigreux GS 18/9; * Tubo adduttore due GS 18/9; * Refrigerante a doppia circolazione con GS 18/9.					
1303-01	Acidimetro di Cazenave Miconi -solo parte in vetro senza tappi in gomma-		1		
1303-02	Acidimetro di Cazenave Miconi -parte in vetro, pinze e sostegni e tappi in gomma-		1		
1303-03	Tappo in gomma forato (ricambio per acidimetro Cazenave Miconi)		1		
1303-04	Matraccio ml 1000 tarato ml 350 (ricambio per acidimetro Cazenave Miconi)		1		
1303-05	Tubo adduttore con 2GS 18/9 (ricambio per acidimetro Cazenave Miconi)		1		
1303-06	Matraccio ml 200 tarato ml 120 (ricambio per acidimetro Cazenave Miconi)		1		
1303-07	Tubo bollitore con Vigreux (ricambio per acidimetro Cazenave Miconi)		1		
1303-08	Refrigerante a doppia circolaz.(ricambio per acidimetro Cazenave Miconi)		1		

Acidimetro ufficiale ministero dell'agricoltura, per la determinazione dell'acidità volatile nei vini, in vetro borosilicato, composto da: *Palloni fondo tondo collo lungo ml 1000; *Tubo adduttore con bolla di sicurezza; Refrigerante a bolle mant. 300; *Matraccio Erlenmeyer di raccolta ml 200.






1304-01	Acidimetro ufficiale ministero dell'agricoltura - solo parte in vetro senza tappi in gomma-		1		
1304-02	Acidimetro ufficiale ministero dell'agricoltura - parte in vetro, pinze e sostegni e tappi in gomma-		1		
1304-03	Tappi in gomma rossa forati (ricambio per acidmetro ufficiale cod. 1304-**))		1		
1304-10	Pallone ml 1000 collo lungo (ricambio per acidmetro ufficiale cod. 1304-**) prezzo unitario		1		
1304-12	Tubetto diritto (ricambio per acidmetro ufficiale cod. 1304-**))		1		
1304-14	Ponte (ricambio per acidmetro ufficiale cod. 1304-**))		1		
1304-16	Tubo adduttore con bolla (ricambio per acidmetro ufficiale cod. 1304-**))		1		
1304-18	Refrigerante a bolle mant. 300 (ricambio per acidmetro ufficiale cod. 1304-**))		1		





Distillatore per la determinazione dell'alcool nei vini, in vetro borosilicato, composta da: *Pallone f.tondo ml 500 GS 35/20; * Tubo adduttore con bolla di sicurezza GS 35/20; *Refrigerante a doppia circolazione GS 35/20; *Matraccio di raccolta.



1305-01	Distillatore per la determinazione dell'alcool nei vini - solo parte in vetro-		1		
1305-02	Distillatore per la determinazione dell'alcool nei vini - completo di pinze e sostegni-		1		
1305-10	Palloni ml 500 GS 35/20 (parte di ricambio distillatore alcool vini cod. 1305-**))		1		
1305-12	Tubo adduttore (parte di ricambio distillatore alcool vini cod. 1305-**))		1		
1305-14	Refrigerante a doppia circolazione (parte di ricambio distillatore alcool vini cod. 1305-**))		1		

Distillatore per la determinazione dell'anidride carbonica secondo Schroetdter, vetro borosilicato.




1306-01	Distillatore per la determ. anidride carbonica sec. Schroetdeter		1		
---------	--	--	---	--	--

Apparecchio di Marcusson, per la determinazione dell'umidità negli oli minerali, secondo le norme ASTM D95/70 e E123/64.				
1307-13	Tubi di raccolta Marcusson GRADUATI ml 5:1/20 fondo conico (escluso pallone e refrigerante)	1		
1307-14	Tubi di raccolta Marcusson GRADUATI ml 10:1/10 fondo conico (escluso pallone e refrigerante)	1		
1307-15	Tubi di raccolta Marcusson GRADUATI ml 25:1/5 fondo conico (escluso pallone e refrigerante)	1		
1307-23	Tubi di raccolta Marcusson GRADUATI ml 5:1/20 con rubinetto (escluso pallone e refrigerante)	1		
1307-24	Tubi di raccolta Marcusson GRADUATI ml 10:1/10 con rubinetto (escluso pallone e refrigerante)	1		
1307-25	Tubi di raccolta Marcusson GRADUATI ml 25:1/5 con rubinetto (escluso pallone e refrigerante)	1		
1307-33	Tubi di raccolta Marcusson GRADUATI ml 5:1/20 con sifone (escluso pallone e refrigerante)	1		
1307-34	Tubi di raccolta Marcusson GRADUATI ml 10:1/10 con sifone (escluso pallone e refrigerante)	1		
1307-35	Tubi di raccolta Marcusson GRADUATI ml 25:1/5 con sifone (escluso pallone e refrigerante)	1		
Distillatore per erbe, composto da refrigerante a bolle e beuta con cono NS 45/40, vetro borosilicato senza termometro (corredato di tappo a vite forato SVL15 con guarnizione gomma)				
1308-01	Distillatore per erbe con beuta ml 1000	1		
1308-02	Distillatore per erbe con beuta ml 2000	1		
1308-04	Refrigerante per distillatore per erbe (ricambio cod. 1308-**))	1		
Distillatori acqua				
1310-01	Caldaia di ebollizione per distillatore ad acqua Lt. 3	1		
1311-10	Candela quarzo per distillatore acqua Lt. 3 e Lt. 6	1		
1311-15	Adattatore per vecchio modello candela in quarzo	1		
1312-01	Refrigerante per distillatore ad acqua Lt. 3	1		
1313-01	Livello per distillatore ad acqua Lt. 3	1		
1351-01	Caldaia di ebollizione per distillatore ad acqua Lt. 6	1		
1352-01	Refrigerante per distillatore ad acqua Lt. 6	1		
1353-01	Livello per distillatore ad acqua Lt. 6	1		
Distillatore in corrente di vapore, in vetro borosilicato, composto da:				
*Pallone ml 2000 NS29/32; * Raccordo di immissione vapore due NS 29/32;				
*Refrigerante di Liebig 2 NS 29/32 mant. 500; * Raccordo con gocciolatore NS 29/32				
1314-01	Distillatore in corrente di vapore	1		


Distillatore con immissione di liquido, in vetro borosilicato, composto da: *Pallone ml 2000 NS29/32;* Imbuto cilindrico liscio ml 1000 con NS 29/32; *Raccordo di distillazione secondo Claisen con NS 29/32; *Raccordo di distillazione con refrigerante di Liebig e presa per il vuoto cono NS29/32; *Pallone ml 2000 cono 29/32				
1315-01	Distillatore con immissione di liquido		1	
Distillatore per liquidi schiumogeni, in vetro borosilicato, composto da: *Pallone ml 1000 NS 29/32;* Raccordo con bolla antischiuma NS 29/32; *Raccordo a ponte con M. NS 29/32 e F. NS 14/23; *Refrigerante a serpentino NS 29/32, *Raccordo diritto con presa per il vuoto; * Pallone ml 500 cono NS 29/32.				
1316-01	Distillatore per liquidi schiumogeni		1	
Distillatore per solventi, in vetro borosilicato, composto da: *Pallone ml 1000 NS 29/32; * Raccordo di distillazione con refrigerante a serpentino con F. NS 14/23 e M. 29/32; * Tappi in vetro NS 14/23.				
1317-01	Distillatore per solventi		1	
Distillatore per solventi infiammabili, vetro borosilicato, composto da: *Pallone ml 2000 NS 29/32; * Raccordo distillazione con refrigerante a serpentino mant. 300 cono M.29/32 e F.14/23; * Bottiglia di raccolta ml 2000; *Tappo in vetro soffiato NS 14/23.				
1318-01	Distillatore per solventi infiammabili		1	
Distillatore sec. Claisen, vetro borosilicato, composto da: *Pallone ml 2000 NS 29/32; *Raccordo per distillazione secondo Claisen con refrigerante Liebig incorporato mant.400 cono M/F 29/32;* Tubetto per immissione gas-aria NS 14/23; *Ricevitore di frazione graduato ml 50 con presa per vuoto; *Pallone ml 500 NS 29/32.				
1319-01	Distillatore sec. Claisen		1	

Micro distillatore secondo Claisen, vetro borosilicato, composto da: *Pallone f.cuore ml 250 NS 29/32;* Raccordo distillazione Claisen con refrigerante Liebig mant. 300 cono M. NS 29/32 e F. NS14/23;* convogliatore di frazioni c. presa per il vuoto palloni ml 50 NS 14/23.				
1320-01	Micro distillatore sec. Claisen		1	
Apparecchio, in vetro borosilicato, per la determinazione dell'arsenico e dell'antimonio nei metalli.				
1321-01	Apparecchio per la determinazione dell'arsenico e antimonio nei metalli		1	
Apparecchio, in vetro borosilicato, per la determinazione dell'arsenico negli acciai secondo Ledebur.				
1322-01	Apparecchio per la determinazione dell'arsenico negli acciai sec. Ledebur		1	
Apparecchio di idrolisi e di assorbimento per la determinazione dei residui di "DITIOCARBAMMATI", vetro borosilicato, composto da:				
A) Pallone ml 500 3 coni NS 29/32; B) Tubo in vetro per l'introduzione di aria; C) Imbuto separatore ml 100 rub. tefl. NS 29/32; D) Refrigerante ad acqua; E) Assorbitore GS 18/9; F) Assorbitore GS 18/9 con rubinetto maschio PTFE; G) Raccordo con due GS 18/9; H) Raccordo piegato a 90° con GS 18/9.				
1322-10	Apparecchio ditiocarbammati completo (solo vetro senza connessioni in gomma)		1	
1322-10A	Pallone ml 500, tre coni (ricambio Ditiocarbmmati art. 1322-10)		1	
1322-10B	Tubo vetro x introduz. Aria (ricambio Ditiocarbmmati art. 1322-10)		1	
1322-10C	Imb.sep. ml 100 c/rubinetto (ricambio Ditiocarbmmati art. 1322-10)		1	
1322-10D	Refrigerante ad acqua (ricambio Ditiocarbmmati art. 1322-10)		1	
1322-10E	Assorbitore completo di sfere (ricambio Ditiocarbmmati art. 1322-10)		1	
1322-10F	Assorbitore con rubinetto completo di sfere (ricambio Ditiocarbmmati art. 1322-10)		1	
1322-10G	Raccordo a ponte due GS 18/9 (ricambio Ditiocarbmmati art. 1322-10)		1	
1322-10H	Raccordo piegato 90° GS 18/9 (ricambio Ditiocarbmmati art. 1322-10)		1	


Apparecchio d'estrazione per tensioattivi, in v. borosilicato, composto da:				
A) Bottiglia per lavaggio gas secondo Drechsel ml 250 pescante con setto poroso;				
B) Raccordo con due GS 18/9-28/15; C) Colonna di strippaggio diam. 60mm setto poroso P1;				
D) Raccordo piegato con maschio NS 29/32; E) Rubinetto a tre vie				
1322-20	Apparecchio d'estrazione per tensioattivi (solo vetro)		1	
1322-20A	Bottiglia Drechsel ml 250 con un braccio terminale GS f. 18/9		1	
1322-20B	Raccordo GS m. sup. 18/9 - inf. 28/15		1	
1322-20C	Colonna diam.int, 60mm, due rub. NS 14,5 maschio vetro, setto poroso diam. 60 P. 1, cono femmina NS 29/32, GS m. 28/15		1	
1322-20D	Raccordo cono maschio NS 29/32, tubo piegato terminale a PG		1	
1322-20E	Rubinetto a tre vie NS 18,8 m.vetro, 2 GS 28/15		1	
Apparecchio per la determinazione dell'anidride solforosa (SO2) nelle conserve vegetali, in vetro borosilicato, composto da: A) Pallone f. tondo ml 500 3 colli; B) Imbuto di carico ml 50 con rubinetto e gocciolatore; C) Raccordo per l'immissione dell'azoto, D) Bolla paraspruzzi 2 coni m/f NS 29/32; E) Refrigerante a bolle mant. 400 con raccordo incorporato, F) Pallone di raccolta forma cuore; G) Bottiglia Drechsel ml 250.				
1322-30	Apparecchio determinazione SO2 nelle conserve vegetali		1	
1322-30A	Pallone ml 500 tre colli (ricambio app. SO2 nelle conserve vegetali art. 1322-30)		1	
1322-30B	Imbuto di carico ml 50 c/rub. (ricambio app. SO2 nelle conserve vegetali art. 1322-30)		1	
1322-30C	Raccordo immiss.azoto (ricambio app. SO2 nelle conserve vegetali art. 1322-30)		1	
1322-30D	Bolla paraspruzzi (ricambio app. SO2 nelle conserve vegetali art. 1322-30)		1	
1322-30E	Refrigerante a bolle (ricambio app. SO2 nelle conserve vegetali art. 1322-30)		1	
1322-30F	Pallone di raccolta (ricambio app. SO2 nelle conserve vegetali art. 1322-30)		1	
1322-30G	Bottiglia Drechsel (ricambio app. SO2 nelle conserve vegetali art. 1322-30)		1	
Apparecchio per la determinazione dell'anidride solforosa (SO2) nei vini, in vetro borosilicato.				
1322-40	Apparecchio determinazione SO2 nei vini (ricambio app. SO2 nei vini art. 1322-40)		1	
1322-40A	Pallone ml 250 cono 29/32 c/ganci (ricambio app. SO2 nei vini art. 1322-40)		1	
1322-40B	Pallone ml 100 cono 29/32 c/ganci (ricambio app. SO2 nei vini art. 1322-40)		1	
1322-40C	Refrigerante completo di refrigerante laterale e pescante (ricambio app. SO2 nei vini art. 1322-40)		1	
1322-40C/1	Pescante ricambio per particolare 1322-40C		1	
1322-40D	Pallone raccolta speciale NS 24/29 (ricambio app. SO2 nei vini art. 1322-40) solo pallone		1	
1322-40F	Bottiglia con tubetti e tappo in gomma rossa con due fori (ricambio app. SO2 nei vini art. 1322-40)		1	



Apparecchio per la distillazione dei cianuri, v. borosilicato.				
1322-50	Apparecchio per la distillazione dei cianuri con pallone ml 500		1	
1322-51	Apparecchio per la distillazione dei cianuri con pallone ml 1000		1	
1322-50a	Pallone ml 500 ricambio apparecchio cianuri		1	
1322-51a	Pallone ml 1000 ricambio apparecchio cianuri			
1322-50b	Imbuto di carico (ricambio app.cianuri)		1	
1322-50c	Refrigerante 4 bolle (ricambio app.cianuri)		1	
1322-50d	Ponte (ricambio app. cianuri)		1	
401-21	Bottiglie Drechsel, ml 250, pescante con setto poroso			
1322-50f	Beuta x vuoto ml 500 c/liscio c/tappo forato e tubicino			
Pesa acidi secondo Lunge, v. borosilicato.				
1323-01	Pesa acidi di Lunge, senza rubinetto		1	
1323-02	Pesa acidi di Lunge, con rubinetto		1	
Picnometri di Gay-Lussac, con tappo a foro capillare, tarati.				
1324-00	Picnometri Guy-Lussac, tarati ml 1		1	
1324-002	Picnometri Guy-Lussac, tarati ml 2		1	
1324-01	Picnometri Guy-Lussac, tarati ml 5		1	
1324-02	Picnometri Guy-Lussac, tarati ml 10		1	
1324-03	Picnometri Guy-Lussac, tarati ml 25		1	
1324-04	Picnometri Guy-Lussac, tarati ml 50		1	
1324-05	Picnometri Guy-Lussac, tarati ml 100		1	
Picnometri di Regnault, per solidi, senza tappo.				
1324-20	Picnometri di Regnault, per solidi, senza tappo, ml 5		1	
1324-21	ml 10		1	
1324-22	Picnometri di Regnault, per solidi, senza tappo, ml 25		1	
1324-23	Picnometri di Regnault, per solidi, senza tappo, ml 50		1	
1324-24	Picnometri di Regnault, per solidi, senza tappo, ml 100		1	
Picnometri di Regnault, per solidi, con tappo.				
1324-30	Picnometri Regnault, per solidi, c/tappo, ml5		1	
1324-31	Picnometri Regnault, x solidi, c/tappo, ml10		1	
1324-32	Picnometri Regnault, x solidi, c/tappo, ml25		1	
1324-33	Picnometri Regnault, x solidi, c/tappo, ml50		1	
1324-34	Picnometri Regnault, x solidi, c/tappo, ml100		1	
Picnometri di HUBBARD, forma cilindrica.				
1324-40	Picnometri di Hubbard, forma cilindrica, ml 24		1	
Picnometri di HUBBARD-CARMICK, forma conica				
1324-45	Picnometri di Hubbard-Carmik, forma conico ml 25		1	



Picnometri per analisi terreni, tappo con tubetto capillare				
1324-60	Picnometri analisi terreni, ml 100, completi di tappo capillare cono NS 29/32		1	
1324-61	Picnometri analisi terreni, ml 250, completi di tappo capillare cono NS 34/35		1	
1324-62	Picnometri analisi terreni, ml 500 completi di tappo capillare cono NS 40/38		1	
1324-63	Picnometri analisi terreni, ml 1000, completi di tappo capillare cono NS 45/40		1	
1324-64	Picnometri analisi terreni, ml 2000, completi di tappo capillare cono NS 45/40		1	
1324-70	Tappi per picnometri analisi terreni (ricambio) NS 29/32		1	
1324-71	Tappi per picnometri analisi terreni (ricambio) NS 34/35		1	
1324-72	Tappi per picnometri analisi terreni (ricambio) NS 40/38		1	
1324-73	Tappi per picnometri analisi terreni (ricambio) NS 45/40		1	
Picnometri con termometro cono NS 10/19, tubo capillare laterale cono NS 7/16, non tarati				
1324-80	Picnometri con termometro, non tarati, ml 5		1	
1324-81	Picnometri con termometro, non tarati, ml 10		1	
1324-82	Picnometri con termometro, non tarati, ml 25		1	
1324-83	Picnometri con termometro, non tarati, ml 50		1	
1324-84	Picnometri con termometro, non tarati, ml 100		1	
Levigatore di Andreasen, v. borosilicato.				
1325-01	Levigatore di Andreasen, v. borosilicato.		1	
Levigatore secondo Appiani, v. borosilicato, con sifone interno.				
1326-01	Levigatore secondo Appiani, v. borosilicato, con sifone interno.		1	
Levigatore secondo Appiani modificato Bastoni, v. borosilicato, con sifone di scarico laterale.				
1326-10	Levigatore secondo Appiani modificato Bastoni, v. borosilicato, con sifone di scarico laterale.		1	

Levigatore di Esenwein, v.borosilicato, con pipetta tarata ml 10 con rubinetto.				
1326-50	Levigatore di Esenwein, v.borosilicato, con pipetta tarata ml 10 con rubinetto.		1	
Cilindro per analisi terreni tarato ml 1130 e 1205, v. borosilicato				
1327-01	Cilindro per analisi terreni tarato ml 1130 e 1205, v. borosilicato		1	
Cilindro per terreni tarato ml 1000, v. borosilicato.				
1327-10	Cilindro per terreni tarato ml 1000, v. borosilicato.		1	
Cilindro per bilance idrostatiche, senza becco, tarato mm 100, v. borosilicato, diam. 38mm, alt. 150mm.				
1327-20	Cilindro per bilance idrostatiche		1	
Cilindro Fresenius collo smerigliato con tappo a rubinetto in vetro soffiato, vetro borosilicato				
1328-01	Cilindro Fresenius ml 100		1	
1328-02	Cilindro Fresenius ml 250		1	
1328-03	Cilindro Fresenius ml 500		1	
1328-04	Cilindro Fresenius ml 1000		1	
Cilindro senza becco per alcolometri, v. borosilicato.				
1328-50	Cilindri senza becco per alcolometri, diam. 36x350mm		1	
1328-53	Cilindri senza becco per alcolometri, diam. 40x400mm		1	
1328-56	Cilindri senza becco per alcolometri, diam. 50x500mm		1	
Cilindro per areometria con piede e vaschetta superiore, vetro borosilicato.				
1329-01	Cilindro per areometri con piede e vaschetta, diam. 40x250mm		1	
1329-02	Cilindro per areometri con piede e vaschetta, diam. 44x300mm		1	
1329-03	Cilindro per areometri con piede e vaschetta, diam. 52x400mm		1	
Cilindro secondo le norme A.S.T.M. E 133, graduazione incisa ml 100, v. borosilicato.				
1329-20	Cilindri ASTM E133		1	



Gorgogliatori per prelievamento campioni, v. borosilicato.				
1329-30	Gorgogliatori per prelievamento campioni, modello tubo pescante con setto poroso		1	
1329-32	Gorgogliatori per prelievamento campioni, modello tubo pescante semplice		1	
1329-32C	Camicia esterna ricambio art. 1329-32		1	
1329-34	Gorgogliatori per prelievamento campioni, modello tubo pescante con candela filtrante		1	
1329-36	Gorgogliatori per prelievamento campioni, modello tubo pescante piastra filtrante, cono NS 40/38		1	
1329-36C	Camicia esterna ricambio art. 1329-36		1	
1329-38	Gorgogliatori per prelievamento campioni, modello con bolla centrale, tubo pescante con candela filtrante		1	
1329-40	Gorgogliatori per prelievamento campioni, modello graduato		1	
Reattori f. cilindrica, fondo piano, flangia Schott scanalata, vetro borosilicato				
1330-01	Reattore forma cilindrica, fondo piano, flangia scanalata DN 60, corpo diam. 90mm, altezza totale 150mm, capacità nominale ml 500 (liscio, non graduato)		1	
1330-01G	Reattore forma cilindrica, fondo piano, flangia scanalata DN 60, corpo diam. 90mm, altezza totale 150mm, capacità nominale ml 500 (GRADUATO - COLORE GRAD. BIANCA)		1	
1330-02	Reattori forma cilindrica, fondo piano, flangia scanalata DN 100, corpo diam. 105mm, altezza totale 190mm, capacità nominale ml 1000 (liscio, non graduato)		1	
1330-02G	Reattori forma cilindrica, fondo piano, flangia scanalata DN 100, corpo diam. 105mm, altezza totale 190mm, capacità nominale ml 1000 (GRADUATO - COLORE GRAD. BIANCA)		1	
1330-03	Reattori forma cilindrica, fondo piano, flangia scanalata DN 120, corpo diam. 130mm, altezza totale 200mm, capacità nominale ml 2000 (liscio, non graduato)		1	
1330-03G	Reattori forma cilindrica, fondo piano, flangia scanalata DN 120, corpo diam. 130mm, altezza totale 200mm, capacità nominale ml 2000 (GRADUATO - COLORE GRAD. BIANCA)		1	
1330-04	Reattori forma cilindrica, fondo piano, flangia scanalata DN 150, corpo diam. 200mm, altezza totale 280mm, capacità nominale ml 5000 (liscio, non graduato)		1	
1330-04G	Reattori forma cilindrica, fondo piano, flangia scanalata DN 150, corpo diam. 200mm, altezza totale 280mm, capacità nominale ml 5000 (GRADUATO - COLORE GRAD. BIANCA)		1	
1330-05	Reattori forma cilindrica, fondo piano, flangia scanalata DN 150, corpo diam. 200mm, altezza totale 370mm, capacità nominale ml 10000 (liscio, non graduato)		1	
1330-05G	Reattori forma cilindrica, fondo piano, flangia scanalata DN 150, corpo diam. 200mm, altezza totale 370mm, capacità nominale ml 10000 (GRADUATO - COLORE GRAD. BIANCA)		1	


Reattori f. cilindrica, fondo semi-sferico flangia Schott scanalata, vetro borosilicato.					
1331-01	Reattore forma cilindrica, fondo semi-sferico, flangia scanalata DN 60, corpo diam. 90mm, altezza totale 160mm, capacità nominale ml 500 (liscio, non graduato)			1	
1331-01G	Reattore forma cilindrica, fondo semi-sferico, flangia scanalata DN 60, corpo diam. 90mm, altezza totale 160mm, capacità nominale ml 500 (GRADUATO - COLORE GRAD. BIANCA)			1	
1331-02	Reattori forma cilindrica, fondo semi-sferico, flangia scanalata DN 100, corpo diam. 105mm, altezza totale 205mm, capacità nominale ml 1000 (liscio, non graduato)			1	
1331-02G	Reattori forma cilindrica, fondo semi-sferico, flangia scanalata DN 100, corpo diam. 105mm, altezza totale 205mm, capacità nominale ml 1000 (GRADUATO - COLORE GRAD. BIANCA)			1	
1331-03	Reattori forma cilindrica, fondo semi-sferico, flangia scanalata DN 120, corpo diam. 140mm, altezza totale 230mm, capacità nominale ml 2000 (liscio, non graduato)			1	
1331-03G	Reattori forma cilindrica, fondo semi-sferico, flangia scanalata DN 120, corpo diam. 140mm, altezza totale 230mm, capacità nominale ml 2000 (GRADUATO - COLORE GRAD. BIANCA)			1	
1331-04	Reattori forma cilindrica, fondo semi-sferico, flangia scanalata DN 150, corpo diam. 215mm, altezza totale 310mm, capacità nominale ml 5000 (liscio, non graduato)			1	
1331-04G	Reattori forma cilindrica, fondo semi-sferico, flangia scanalata DN 150, corpo diam. 215mm, altezza totale 310mm, capacità nominale ml 5000 (GRADUATO - COLORE GRAD. BIANCA)			1	
Reattori forma sferica, vetro Pyrex o Duran, flangia Schott scanalata					
1332-04	Reattore forma sferica, ml 1000, flangia scanalata DN 100			1	
1332-05	Reattore forma sferica, ml 2000, flangia scanalata DN 120			1	
1332-07	Reattore forma sferica, ml 4000, flangia scanalata DN 120			1	
1332-08	Reattore forma sferica, ml 5000, flangia scanalata DN 120			1	
1332-09	Reattore forma sferica, ml 6000, flangia scanalata DN 120			1	
1332-10	Reattore forma sferica, ml 10000, flangia scanalata DN 150			1	
1332-11	Reattore forma sferica, ml 20000, flangia scanalata DN 150			1	

Reattori incamiciati, fondo sferico, flangia Schott scanalata, attacchi laterali a portagomma, rubinetto di scarico "TORION", vetro borosilicato.				
1333-01	Reattore incamiciato, forma cilindrica, rubinetto di scarico Torion -foro9/10mm-, ml 1000 (LISCIO-NON GRADUATO), flangia scanalata DN 100, attacchi laterali a portagomma		1	
1333-01G	Reattore incamiciato, forma cilindrica, rubinetto di scarico Torion -foro9/10mm-, ml 1000 (GRADUATO - COLORE GRAD. BIANCA) , flangia scanalata DN 100, attacchi laterali a portagomma		1	
1333-02	Reattore incamiciato, forma cilindrica, rubinetto di scarico Torion -foro9/10mm- , ml 2000 (LISCIO - NON GRADUATO), flangia scanalata DN 120, attacchi laterali a portagomma		1	
1333-02G	Reattore incamiciato, forma cilindrica, rubinetto di scarico Torion -foro9/10mm-, ml 2000 (GRADUATO - COLORE GRAD. BIANCA) , flangia scanalata DN 120, attacchi laterali a portagomma		1	
1333-04	Reattore incamiciato, forma cilindrica, rubinetto di scarico Torion -foro9/10mm-, ml 3000 (LISCIO - NON GRADUATO), flangia scanalata DN 120, attacchi laterali a portagomma		1	
1333-04G	Reattore incamiciato, forma cilindrica, rubinetto di scarico Torion -foro9/10mm- , ml 3000 (GRADUATO - COLORE GRAD. BIANCA), flangia scanalata DN 120, attacchi laterali a portagomma		1	
1333-03	Reattore incamiciato, forma cilindrica, rubinetto di scarico TIPO Torion -foro 10/11mm- , ml 5000 (LISCIO - NON GRADUATO), flangia scanalata DN 150, attacchi laterali a portagomma		1	
1333-03G	Reattore incamiciato, forma cilindrica, rubinetto di scarico TIPO Torion -foro 10/11mm- , ml 5000, (GRADUATO - COLORE GRAD. BIANCA), flangia scanalata DN 150, attacchi laterali a portagomma		1	
Reattori forma cilindrica termostatici, vetro borosilicato, fondo piano, flangia Schott scanalata				
1334-01	Reattore forma cilindrica, incamiciato, fondo piano, ml 1000 (LISCI - NON GRADUATO), flangia scanalata DN 100		1	
1334-01G	Reattore forma cilindrica, incamiciato, fondo piano, ml 1000 (GRADUATO - COLORE GRAD.BIANCA), flangia scanalata DN 100		1	
1334-02	Reattore forma cilindrica, incamiciato, fondo piano, ml 2000 (LISCIO - NON GRADUATO), flangia scanalata DN 120		1	
1334-02G	Reattore forma cilindrica, incamiciato, fondo piano, ml 2000 (GRADUATO - COLORE GRAD. BIANCA), flangia scanalata DN 120		1	

Reattori forma cilindrica termostatici, vetro borosilicato, fondo semi-sferico, flangia Schott scanalata					
1335-01	Reattore forma cilindrica, incamiciato, fondo semi-sferico, ml 1000 (LISCI - NON GRADUATO), flangia scanalata DN 100		1		
1335-01G	Reattore forma cilindrica, incamiciato, fondo semi-sferico, ml 1000 (GRADUATO - COLORE GRAD.BIANCA), flangia scanalata DN 100		1		
1335-02	Reattori forma cilindrica, incamiciati, fondo semi-sferico, ml 2000, flangia scanalata DN 120		1		
1335-02G	Reattore forma cilindrica, incamiciato, fondo semi-sferico, ml 2000 (GRADUATO - COLORE GRAD.BIANCA), flangia scanalata DN 120		1		
Coperchio Schott per reattore, ad uno o più colli, flangia DN					
1336-01	Coperchio per DN 60, tre colli: 1centrale NS 29/32, due laterali NS 14/23		1		
1336-05	Coperchio per DN 100, tre colli NS 29/32 (in sede d'ordine specificare posizione e angolazione)		1		
1336-02	Coperchio per DN 100, quattro colli NS 29/32 (in sede d'ordine specificare posizione e angolazione)		1		
1336-06	Coperchio per DN 120, tre colli NS 29/32 (in sede d'ordine specificare posizione e angolazione)		1		
1336-03	Coperchio per DN 120, quattro colli NS 29/32 (in sede d'ordine specificare posizione e angolazione)		1		
1336-04	Coperchio per DN 150, quattro colli NS 29/32 (in sede d'ordine specificare posizione e angolazione)		1		
1336-07	Coperchio per DN 150, cinque colli NS 29/32 (in sede d'ordine specificare posizione e angolazione)		1		
Ghiera metallica a tre segmenti, originale Duran (completa di o-ring al silicone).					
1337-01	Chiusura a serraggio rapido per DN 60, completa di o-ring al silicone		1		
1337-02	Chiusura a serraggio rapido per DN 100, completa di o-ring al silicone		1		
1337-03	Chiusura a serraggio rapido per DN 120, completa di o-ring al silicone		1		
1337-04	Chiusura a serraggio rapido per DN 150, completa di o-ring al silicone		1		
Filtri di WITT, vetro borosilicato, completi di bicchiere flangiato con attacco a portagomma, coperchio flangiato con collo centrale NS 29/32 e imbuto, senza bicchiere interno.					
1338-01	Filtri di Witt, bicchiere diam. 100x140mm, imbuto diam. 75mm		1		
1338-02	Filtri di Witt, bicchiere diam. 120x190mm, imbuto diam. 100mm		1		
1338-03	Filtri di Witt, bicchiere diam. 160x210mm, imbuto diam. 100mm		1		

Bottiglie di Woulff, vetro borosilicato, con tre colli NS (secondo le norme DIN 12480).				
1338-11	Bottiglia di Woulff, ml 500, diam. 90x155mm totale, tre colli NS 19/26		1	
1338-12	Bottiglia di Woulff, ml 1000, d. 110x185mm totale, tre colli NS 24/29		1	
1338-13	Bottiglia di Woulff, ml 2000, diam. 135x225mm totale, tre colli NS 29/32		1	
Bicchieri termostato, vetro borosilicato, attacchi a port..				
1338-30	Bicchieri incamiciato, ml 250, camicia interna diam.est. 60mm, altezza totale 140mm		1	
1338-32	Bicchieri incamiciato, ml 600, camicia interna diam.est. 80mm, altezza totale 180mm		1	
1338-34	Bicchieri incamiciato, ml 1000, camicia interna diam.est. 95mm, altezza totale 200mm		1	
1338-36	Bicchieri incamiciato, ml 2000, camicia interna diam.est. 130mm, altezza totale 220mm		1	
Sistema di filtrazione a gambo libero per membrane Ø25mm				
1360-50	Sistema di filtrazione per membrane Ø25mm, composto da: *)Bicchiere superiore 15ml; *) Base con setto poroso per membrane Ø25mm gambo libero; *) Tappo silicone forato (foro Ø 9,5mm); *) Pinza in alluminio anodizzato		1	
1360-51	Bicchiere graduato 25ml, ricambio per sistema di filtrazione		1	
1360-52	Base flangiata con setto poroso, per membrane Ø25mm		1	
1360-53	Tappo silicone forato N. 5		1	
1360-56	Pinza in alluminio anodizzato per membrane Ø25mm		1	
Sistema di filtrazione a gambo libero con piastra filtrante Ø 90mm				
1360-60	Sistema di filtrazione con piastra filtrante, composto da: *)Bicchiere superiore 1000ml; *) Base con setto poroso P.3 per membrane Ø90mm gambo libero; *) Tappo silicone forato (adatto a collo di beuta x vuoto Lt. 1; *) Pinza in alluminio anodizzato		1	
1360-61	Bicchiere graduato 1000ml, ricambio per sistema di filtrazione		1	
1360-62	Base flangiata con setto poroso Ø90mm P. 3, ricambio per sistema filtrazione		1	
1360-63	Tappo silicone forato (adatto a beuta x vuoto Lt. 1)		1	
1360-66	Pinza in alluminio anodizzato per sistema filtrazione Ø90mm		1	

Sistema di filtrazione a gambo libero per membrane Ø 47mm				
1360-70	Sistema di filtrazione composto da: bicchiere graduato 300ml, base flangiata con setto poroso a gambo libero, pinza in alluminio, SENZA tappo		1	 <div style="border: 2px dashed red; padding: 5px; text-align: center;">Per membrane Ø47mm</div>
1360-71	Bicchieri graduato 300ml, ricambio per sistema di filtrazione		1	
1360-72	Base flangiata con setto poroso, per sistema di filtrazione		1	
1360-73	Tappo silicone forato (adatto a beuta x vuoto Lt. 1)		1	
1360-74	Bicchieri graduato 500ml, ricambio per sistema di filtrazione		1	
1360-75	Bicchieri graduato 1000ml, ricambio per sistema di filtrazione		1	
Sistema di filtrazione con beuta				
1360-80	Sistema di filtrazione composto da: bicchiere graduato 300ml, base flangiata con setto poroso cono femmina NS 40/38 con presa per vuoto, beuta per vuoto 1Lt. cono maschio NS 40/38, pinza in alluminio		1	
1360-82	Base flangiata con setto poroso e cono femmina NS 40/38, ricambio per sistema di filtrazione		1	
1360-83	Beuta per vuoto, ml 1000, cono maschio NS 40/38, ricambio per sistema di filtrazione		1	
Sistema di filtrazione con flacone ISO				
1360-90	Sistema di filtrazione composto da: Bicchiere graduato 300ml, base flangiata con setto poroso e presa per vuoto, flacone collo a vite ISO-GL 45 1Lt., tappo forato GL 45 e quarzitone sil/ptfe		1	
Tappi soffiati, smerigliati, vetro borosilicato.				
1503-00	Tappi soffiati smerigliati, NS 7/16		1	
1503-01	Tappi soffiati smerigliati, NS 10/19		1	
1503-02	Tappi soffiati smerigliati, NS 12/21		1	
1503-03	Tappi soffiati smerigliati, NS 14/23		1	
1503-04	Tappi soffiati smerigliati, NS 19/26		1	
1503-05	Tappi soffiati smerigliati, NS 24/29		1	
1503-06	Tappi soffiati smerigliati, NS 29/32		1	
1503-07	Tappi soffiati smerigliati, NS 34/35		1	
1503-08	Tappi soffiati smerigliati, NS 45/40		1	
Tappi conici in polietilene				
1503-20	Tappi conici in polietilene, NS 7/16		1	
1503-21	Tappi conici in polietilene, NS 10/19		1	
1503-22	Tappi conici in polietilene, NS 12/21		1	
1503-23	Tappi conici in polietilene, NS 14/23		1	
1503-24	Tappi conici in polietilene, NS 19/26		1	
1503-25	Tappi conici in polietilene, NS 24/29		1	
1503-26	Tappi conici in polietilene, NS 29/32		1	
1503-27	Tappi conici in polietilene, NS 34/35		1	

Tappi soffiati, smerigliati, vetro borosilicato, colore AMBRATO				
1503-50	Tappi soffiati smerigliati, NS 7/16, AMBRA		1	
1503-51	Tappi soffiati smerigliati, NS 10/19, AMBRA		1	
1503-52	Tappi soffiati smerigliati, NS 12/21, AMBRA		1	
1503-53	Tappi soffiati smerigliati, NS 14/23, AMBRA		1	
1503-54	Tappi soffiati smerigliati, NS 19/26, AMBRA		1	
1503-55	Tappi soffiati smerigliati, NS 24/29, AMBRA		1	
1503-56	Tappi soffiati smerigliati, NS 29/32, AMBRA		1	
1503-57	Tappi soffiati smerigliati, NS 34/35, AMBRA		1	
1503-58	Tappi soffiati smerigliati, NS 45/40, AMBRA		1	
Tappi in vetro borosilicato con testa ottagonale, cono NS				
1503-71	Tappi vetro pieno, NS 10/19, testa ottagonale		1	 
1503-72	Tappi vetro pieno, NS 12/21, testa ottagonale		1	
1503-73	Tappi vetro pieno, NS 14/23, testa ottagonale		1	
1503-74	Tappi vetro pieno, NS 19/26, testa ottagonale		1	
1503-75	Tappi vetro pieno, NS 24/29, testa ottagonale		1	
1503-76	Tappi vetro semi-pieno, NS 29/32, testa ottagonale		1	
1503-77	Tappi vetro semi-pieno, NS 34/35, testa ottagonale		1	
1503-78	Tappi vetro semi-pieno, NS 45/40, testa ottagonale		1	
Raccordi doppi con oliva, vetro borosilicato				
1504-00	Raccordi doppi con portagomma diam. 6mm, lunghezza 215mm		1	
1504-01	Raccordi doppi con portagomma diam. 8mm, lunghezza 215mm		1	
1504-02	Raccordi doppi con portagomma diam. 9mm, lunghezza 215mm		1	
1504-03	Raccordi doppi con portagomma diam. 10mm, lunghezza 205mm		1	
1504-04	Raccordi doppi con portagomma diam. 11mm, lunghezza 115mm		1	
1504-05	Raccordi doppi con portagomma diam. 12mm, lunghezza 115mm		1	
Tubi a bolle per refrigeranti, vetro borosilicato				
1508-01	Tubi a 4 bolle per refrigeranti		1	
1508-02	Tubi a 6 bolle per refrigeranti		1	
1508-03	Tubi a 8 bolle per refrigeranti		1	
1508-04	Tubi a 10 bolle per refrigeranti		1	
Tubi a serpentino per refrigeranti, vetro borosilicato				
1509-01	Tubi a serpentino diam. 7x180mm		1	
1509-02	Tubi a serpentino diam. 7x280mm		1	
1509-03	Tubi a serpentino diam. 7x380mm		1	
1509-04	Tubi a serpentino diam. 8x480mm		1	

Burette con oliva, vetro borosilicato, striscia Schelbach, classe AS, corpo orig. tedesco					
2000-01	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schelbach, ml 10:1/20, corpo orig.tedesco		10 (*)		
2000-02	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schelbach, ml 10:1/50, corpo orig.tedesco		10 (*)		
2000-03	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schelbach, ml 25:1/10, corpo orig.tedesco		10 (*)		
2000-04	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schelbach, ml 25:1/20, corpo orig.tedesco		10 (*)		
2000-05	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schelbach, ml 50:1/10, corpo orig.tedesco		10 (*)		
(*) confezione 10 pezzi anche di capacità assortite; per quantitativo inferiore + € 3,50 per spese di imballo					
Burette con oliva, vetro borosilicato, colore AMBRA, classe AS.					
2002-01	Burette classe AS, vetro borosilicato, colore ambra, ml 10:1/20, con portagomma		10 (*)		
2002-02	Burette classe AS, vetro borosilicato, colore ambra, ml 10:1/50, con portagomma		10 (*)		
2002-03	Burette classe AS, vetro borosilicato, colore ambra, ml 25:1/10, con portagomma		10 (*)		
2002-04	Burette classe AS, vetro borosilicato, colore ambra, ml 25:1/20, con portagomma		10 (*)		
2002-05	Burette classe AS, vetro borosilicato, colore ambra, ml 50:1/10, con portagomma		10 (*)		
(*) confezione 10 pezzi anche di capacità assortite; per quantitativo inferiore + € 3,50 per spese di imballo					
Burette con rubinetto diritto maschio vetro, vetro borosilicato, striscia Schelbach, classe AS, corpo originale tedesco.					
2003-01	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schelbach, ml 10:1/20, corpo orig. tedesco, con rubinetto maschio vetro		10 (*)		
2003-02	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schelbach, ml 10:1/50, corpo orig. tedesco, con rubinetto maschio vetro		10 (*)		
2003-03	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schelbach, ml 25:1/10 corpo orig. tedesco, con rubinetto maschio vetro		10 (*)		
2003-04	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schelbach, ml 25:1/20, corpo orig. tedesco, con rubinetto maschio vetro		10 (*)		
2003-05	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schelbach, ml 50:1/10, corpo orig. tedesco, con rubinetto maschio vetro		10 (*)		
(*) confezione 10 pezzi anche di capacità assortite; per quantitativo inferiore + € 3,50 per spese di imballo					

Burette con rubinetto diritto maschio teflon, vetro borosilicato, striscia Schelbach, classe AS, corpo originale tedesco.				
2004-01	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schelbach, ml 10:1/20, corpo orig. tedesco, con rubinetto maschio PTFE		10 (*)	
2004-02	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schelbach, ml 10:1/50, corpo orig. tedesco, con rubinetto maschio PTFE		10 (*)	
2004-03	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schelbach, ml 25:1/10 corpo orig. tedesco, con rubinetto maschio PTFE		10 (*)	
2004-04	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schelbach, ml 25:1/20, corpo orig. tedesco, con rubinetto maschio PTFE		10 (*)	
2004-05	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schelbach, ml 50:1/10, corpo orig. tedesco, con rubinetto maschio PTFE		10 (*)	
2004-16	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schelbach, ml 100:1/5, corpo orig. tedesco, con rubinetto maschio PTFE		1	
(*) confezione 10 pezzi anche di capacità assortite; per quantitativo inferiore + € 3,50 per spese di imballo				
Burette con rubinetto diritto con valvola a spillo, vetro borosilicato, striscia Schelbach, classe AS, corpo originale tedesco.				
2005-01	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schelbach, ml 10:1/20, corpo orig.tedesco, rubinetto con valvola a spillo		10 (*)	
2005-02	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schelbach, ml 10:1/50, corpo orig.tedesco, rubinetto con valvola a spillo		10 (*)	
2005-03	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schelbach, ml 25:1/10 corpo orig.tedesco, rubinetto con valvola a spillo		10 (*)	
2005-04	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schelbach, ml 25:1/20, corpo orig.tedesco, rubinetto con valvola a spillo		10 (*)	
2005-05	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schelbach, ml 50:1/10, corpo orig.tedesco, rubinetto con valvola a spillo		10 (*)	
(*) confezione 10 pezzi anche di capacità assortite; per quantitativo inferiore + € 3,50 per spese di imballo				
Burette con rubinetto diritto maschio PTFE, originali tedesche, secondo le norme DIN-EN-ISO 385, vetro borosilicato, classe AS, con certificato DE-M secondo la normativa di taratura tedesca.				
2008-00	Burette ml 5:1/50 (toll. +/- 0,01ml), vetro boros., rubinetto PTFE diritto, striscia Schelbach, classe AS, con certificato DE-M		2	CERTIFICATO
2008-02	Burette ml 10:1/50 (toll. +/-0,02ml), vetro boros., rubinetto PTFE diritto, striscia Schelbach, classe AS, con certificato DE-M		2	
2008-04	Burette ml 25:1/20 (toll.+/- 0,03ml), vetro boros., rubinetto PTFE diritto, striscia Schelbach, classe AS, con certificato DE-M		2	
2008-05	Burette ml 50:1/10 (toll. +/- 0,05ml), vetro boros., rubinetto PTFE diritto, striscia Schelbach, classe AS, con certificato DE-M		2	
2008-16	Burette ml 100:1/5 (toll.+/- 0,1ml), vetro boros., rubinetto PTFE diritto, striscia Schelbach, classe AS, con certificato DE-M		2	

Burette con rubinetto diritto maschio vetro, vetro borosilicato, COLORE AMBRA, classe AS.					
2009-01	Burette classe AS, vetro borosilicato, colore ambra, ml 10:1/20, con rubinetto maschio vetro		10 (*)		
2009-02	Burette classe AS, vetro borosilicato, colore ambra, ml 10:1/50, con rubinetto maschio vetro		10 (*)		
2009-03	Burette classe AS, vetro borosilicato, colore ambra, ml 25:1/10, con rubinetto maschio vetro		10 (*)		
2009-04	Burette classe AS, vetro borosilicato, colore ambra, ml 25:1/20, con rubinetto maschio vetro		10 (*)		
2009-05	Burette classe AS, vetro borosilicato, colore ambra, ml 50:1/10, con rubinetto maschio vetro		10 (*)		
(*) confezione 10 pezzi anche di capacità assortite; per quantitativo inferiore + € 3,50 per spese di imballo					
Burette con rubinetto diritto maschio PTFE, vetro borosilicato, COLORE AMBRA, classe AS.					
2010-01	Burette classe AS, vetro borosilicato, colore ambra, ml 10:1/20, con rubinetto maschio PTFE		10 (*)		
2010-02	Burette classe AS, vetro borosilicato, colore ambra, ml 10:1/50, con rubinetto maschio PTFE		10 (*)		
2010-03	Burette classe AS, vetro borosilicato, colore ambra, ml 25:1/10, con rubinetto maschio PTFE		10 (*)		
2010-04	Burette classe AS, vetro borosilicato, colore ambra, ml 25:1/20, con rubinetto maschio PTFE		10 (*)		
2010-05	Burette classe AS, vetro borosilicato, colore ambra, ml 50:1/10, con rubinetto maschio PTFE		10 (*)		
(*) confezione 10 pezzi anche di capacità assortite; per quantitativo inferiore + € 3,50 per spese di imballo					
Burette con rubinetto a squadra maschio vetro, vetro borosilicato, striscia Schlebach, classe AS, corpo originale tedesco.					
2011-01	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schlebach, ml 10:1/20, corpo orig. tedesco, rubinetto a squadra maschio vetro		10 (*)		
2011-02	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schlebach, ml 10:1/50, corpo orig. tedesco, rubinetto a squadra maschio vetro		10 (*)		
2011-03	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schlebach, ml 25:1/10 corpo orig. tedesco, rubinetto a squadra maschio vetro		10 (*)		
2011-04	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schlebach, ml 25:1/20, corpo orig. tedesco, rubinetto a squadra maschio vetro		10 (*)		
2011-05	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schlebach, ml 50:1/10, corpo orig. tedesco, rubinetto a squadra maschio vetro		10 (*)		
(*) confezione 10 pezzi anche di capacità assortite; per quantitativo inferiore + € 3,50 per spese di imballo					

Burette con rubinetto a squadra maschio PTFE, vetro borosilicato, striscia Schlebach, classe AS, corpo originale tedesco.					
2013-01	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schlebach, ml 10:1/20, corpo orig. tedesco, rubinetto a squadra maschio PTFE		10 (*)		
2013-02	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schlebach, ml 10:1/50, corpo orig. tedesco, rubinetto a squadra maschio PTFE		10 (*)		
2013-03	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schlebach, ml 25:1/10 corpo orig. tedesco, rubinetto a squadra maschio PTFE		10 (*)		
2013-04	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schlebach, ml 25:1/20, corpo orig. tedesco, rubinetto a squadra maschio PTFE		10 (*)		
2013-05	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schlebach, ml 50:1/10, corpo orig. tedesco, rubinetto a squadra maschio PTFE		10 (*)		
(*) confezione 10 pezzi anche di capacità assortite; per quantitativo inferiore + € 3,50 per spese di imballo					
Burette con rubinetto a squadra valvola a spillo, vetro borosilicato, striscia Schlebach, classe AS, corpo originale tedesco.					
2014-01	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schlebach, ml 10:1/20, corpo orig. tedesco, rubinetto a squadra valvola a spillo		10 (*)		
2014-02	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schlebach, ml 10:1/50, corpo orig. tedesco, rubinetto a squadra valvola a spillo		10 (*)		
2014-03	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schlebach, ml 25:1/10 corpo orig. tedesco, rubinetto a squadra valvola a spillo		10 (*)		
2014-04	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schlebach, ml 25:1/20, corpo orig. tedesco, rubinetto a squadra valvola a spillo		10 (*)		
2014-05	Burette classe AS, vetro borosilicato, striscia Schlebach, ml 50:1/10, corpo orig. tedesco, rubinetto a squadra valvola a spillo		10 (*)		
(*) confezione 10 pezzi anche di capacità assortite; per quantitativo inferiore + € 3,50 per spese di imballo					
Burette con rubinetto a squadra maschio teflon, vetro borosilicato, colore AMBRA, classe AS.					
2020-01	Burette classe AS, vetro borosilicato, colore ambra, ml 10:1/20, con rubinetto a squadra maschio PTFE		10 (*)		
2020-02	Burette classe AS, vetro borosilicato, colore ambra, ml 10:1/50, con rubinetto a squadra maschio PTFE		10 (*)		
2020-03	Burette classe AS, vetro borosilicato, colore ambra, ml 25:1/10, con rubinetto a squadra maschio PTFE		10 (*)		
2020-04	Burette classe AS, vetro borosilicato, colore ambra, ml 25:1/20, con rubinetto a squadra maschio PTFE		10 (*)		
2020-05	Burette classe AS, vetro borosilicato, colore ambra, ml 50:1/10, con rubinetto a squadra maschio PTFE		10 (*)		
(*) confezione 10 pezzi anche di capacità assortite; per quantitativo inferiore + € 3,50 per spese di imballo					


Burette di Pellet, con rubinetto maschio teflon, cono NS 29/32, vetro borosilicato, striscia Schelbach, classe AS, originali tedesche. SOLO BURETTA						
2040-01	Pellet ml 10:1/20, classe AS, striscia Schelbach, corpo originale tedesco, rubinetto maschio PTFE			2 (*)		
2040-02	Pellet ml 10:1/50, classe AS, striscia Schelbach, corpo originale tedesco, rubinetto maschio PTFE			2 (*)		
2040-03	Pellet ml 25:1/10, classe AS, striscia Schelbach, corpo originale tedesco, rubinetto maschio PTFE			2 (*)		
2040-04	Pellet ml 25:1/20, classe AS, striscia Schelbach, corpo originale tedesco, rubinetto maschio PTFE			2 (*)		
2040-05	Pellet ml 50:1/10, classe AS, striscia Schelbach, corpo originale tedesco, rubinetto maschio PTFE			2 (*)		
(*) confezione 2 pezzi anche di capacità assortite; per quantitativo inferiore + € 3,50 per spese di imballo						
Burette di Pellet, con rubinetto maschio teflon, cono NS 29/32, vetro borosilicato, striscia Schelbach, classe AS, corpo orig. tedesco. Complete di flacone (Lt.2), monopalla e pinza KECK per cono 29/32.						
2041-01	Pellet ml 10:1/20, classe AS, striscia Schelbach, rubinetto maschio PTFE, complete di flacone, monopalla e pinza Keck			2 (*)		
2041-02	Pellet ml 10:1/50, classe AS, striscia Schelbach, rubinetto maschio PTFE, complete di flacone, monopalla e pinza Keck			2 (*)		
2041-03	Pellet ml 25:1/10, classe AS, striscia Schelbach, rubinetto maschio PTFE, complete di flacone, monopalla e pinza Keck			2 (*)		
2041-04	Pellet ml 25:1/20, classe AS, striscia Schelbach, rubinetto maschio PTFE, complete di flacone, monopalla e pinza Keck			2 (*)		
2041-05	Pellet ml 50:1/10, classe AS, striscia Schelbach, rubinetto maschio PTFE, complete di flacone, monopalla e pinza Keck			2 (*)		
(*) confezione 2 pezzi anche di capacità assortite; per quantitativo inferiore + € 3,50 per spese di imballo						
Burette di Pellet, con rubinetto con valvola a spillo, cono NS 29/32, vetro borosilicato, striscia Schelbach, classe AS, con certificato DE-M secondo la normativa di taratura tedesca. COMPLETE DI FLACONE LT.2 (senza monopalla)						
2041-52	Pellet ml 10:1/50 (+/- 0,02ml), classe AS, striscia Schelbach, rubinetto con valvola a spillo, con certificato DE-M , complete di flacone Lt. 2			2 (*)	CERTIFICATO DE-M	
2041-54	Pellet ml 25:1/20 (+/- 0,03ml), classe AS, striscia Schelbach, rubinetto con valvola a spillo, con certificato DE-M , complete di flacone Lt. 2			2 (*)		
2041-55	Pellet ml 50:1/10 (+/- 0,05ml), classe AS, striscia Schelbach, rubinetto con valvola a spillo, con certificato DE-M , complete di flacone Lt. 2			2 (*)		

Burette di Pellet, con rubinetto maschio teflon, cono NS 29/32, vetro borosilicato, colore AMBRA, classe AS. SOLO BURETTA.					
2042-01	Pellet ml 10:1/20, classe AS, colore ambra, rubinetto M.PTFE		2 (*)		
2042-02	Pellet ml 10:1/50, classe AS, colore ambra, rubinetto M. PTFE		2 (*)		
2042-03	Pellet ml 25:1/10, classe AS, colore ambra, rubinetto M. PTFE		2 (*)		
2042-04	Pellet ml 25:1/20, classe AS, colore ambra, rubinetto M. PTFE		2 (*)		
2042-05	Pellet ml 50:1/10, classe AS, colore ambra, , rubinetto M.PTFE		2 (*)		
(*) confezione 2 pezzi anche di capacità assortite; per quantitativo inferiore + € 3,50 per spese di imballo					
Burette di Pellet, con rubinetto maschio teflon, cono NS 29/32, vetro borosilicato, colore AMBRA. Complete di flacone (Lt. 2), monopalla e pinza KECK per cono 29/32.					
2043-01	Pellet ml 10:1/20, classe AS, colore AMBRA, rubinetto maschio PTFE, complete di flacone, monopalla e pinza Keck		2 (*)		
2043-02	Pellet ml 10:1/50, classe AS, colore AMBRA, rubinetto maschio PTFE, complete di flacone, monopalla e pinza Keck		2 (*)		
2043-03	Pellet ml 25:1/10, classe AS, colore AMBRA, rubinetto maschio PTFE, complete di flacone, monopalla e pinza Keck		2 (*)		
2043-04	Pellet ml 25:1/20, classe AS, colore AMBRA, rubinetto maschio PTFE, complete di flacone, monopalla e pinza Keck		2 (*)		
2043-05	Pellet ml 50:1/10, classe AS, colore AMBRA, rubinetto maschio PTFE, complete di flacone, monopalla e pinza Keck		2 (*)		
(*) confezione 2 pezzi anche di capacità assortite; per quantitativo inferiore + € 3,50 per spese di imballo					
Accessori burette					
KC-29	Pinze per burette NS 29/32		1		
2051-02	Monopalle per burette		1		
2051-03	Flaconi per burette vetro bianco ml 1000		1		
2051-04	Flaconi per burette vetro bianco ml 2000		1		
2051-05	Flaconi per burette vetro giallo ml 1000		1		
2051-06	Flaconi per burette vetro giallo ml 2000		1		
Burette di Schilling, originali tedesche, vetro borosilicato, striscia Schelbach, classe B, complete di bottiglia in polietilene e base in plastica.					
2055-11	Burette di Schilling, ml 10:1/20, classe B, complete		1		
2055-12	Burette di Schilling, ml 25:1/10, classe B, complete		1		
2055-13	Burette di Schilling, ml 50:1/10, classe B, complete		1		
					

Microburette di Bang, vetro borosilicato, striscia Schelbach, classe AS, con serbatoio superiore di carico con tappo SVL, rubinetto diritto, maschio vetro o teflon, corpo originale tedesco.					
2056-01	Microburette di Bang, ml 1:1/100, classe AS, rubinetto diritto		1		
2056-02	Microburette di Bang, ml 2:1/100, classe AS, rubinetto diritto		1		
2056-04	Microburette di Bang, ml 5:1/50, classe AS, rubinetto diritto		1		
2056-05	Microburette di Bang, ml 10:1/50, classe AS, rubinetto diritto		1		
Microburette di Bang, vetro borosilicato, striscia Schelbach, classe AS, con serbatoio superiore di carico con tappo SVL, rubinetto a squadra, maschio vetro o teflon, corpo originale tedesco.					
2057-01	Microburette di Bang, ml 1:1/100, classe AS, rubinetto squadra		1		
2057-02	Microburette di Bang, ml 2:1/100, classe AS, rubinetto squadra		1		
2057-04	Microburette di Bang, ml 5:1/50, classe AS, rubinetto squadra		1		
2057-05	Microburette di Bang, ml 10:1/50, classe AS, rubinetto squadra		1		
2057-10	Base di appoggio per microburette di Bang		1		
Burette di Pellet, vetro borosilicato, striscia Schelbach, classe AS, corpo originale tedesco, rubinetto di ritorno in bottiglia e rubinetto a squadra. SOLO BURETTA					
2044-01	Pellet ml 10:1/20, classe AS, striscia Schelbach, corpo originale tedesco, rubinetto maschio PTFE e rubinetto di ritorno in bottiglia		2		
2044-02	Pellet ml 10:1/50, classe AS, striscia Schelbach, corpo originale tedesco, rubinetto maschio PTFE e rubinetto di ritorno in bottiglia		2		
2044-03	Pellet ml 25:1/10, classe AS, striscia Schelbach, corpo originale tedesco, rubinetto maschio PTFE e rubinetto di ritorno in bottiglia		2		
2044-04	Pellet ml 25:1/20, classe AS, striscia Schelbach, corpo originale tedesco, rubinetto maschio PTFE e rubinetto di ritorno in bottiglia		2		
2044-05	Pellet ml 50:1/10, classe AS, striscia Schelbach, corpo originale tedesco, rubinetto maschio PTFE e rubinetto di ritorno in bottiglia		2		
(*) confezione 2 pezzi anche di capacità assortite; per quantitativo inferiore + € 3,50 per spese di imballo					

Burette di Pellet, vetro borosilicato, colore AMBRA, classe AS, originali tedesche, con rubinetto di ritorno in bottiglia e rubinetto a squadra. SOLO BURETTE.					
2045-01	Pellet ml 10:1/20, classe AS, colore ambra, corpo originale tedesco, rubinetto maschio PTFE e rubinetto di ritorno in bottiglia			2	
2045-02	Pellet ml 10:1/50, classe AS, colore ambra, corpo originale tedesco, rubinetto maschio PTFE e rubinetto di ritorno in bottiglia			2	
2045-03	Pellet ml 25:1/10, classe AS, colore ambra, corpo originale tedesco, rubinetto maschio PTFE e rubinetto di ritorno in bottiglia			2	
2045-04	Pellet ml 25:1/20, classe AS, colore ambra, corpo originale tedesco, rubinetto maschio PTFE e rubinetto di ritorno in bottiglia			2	
2045-05	Pellet ml 50:1/10, classe AS, colore ambra, corpo originale tedesco, rubinetto maschio PTFE e rubinetto di ritorno in bottiglia			2	
(*) confezione 2 pezzi anche di capacità assortite; per quantitativo inferiore + € 3,50 per spese di imballo					
Burette di Pellet, vetro borosilicato, striscia Schelbach, classe AS, originali tedesche, con rubinetto di ritorno in bottiglia e rubinetto a squadra. Complete di bottiglia, monopalla e pinza KECK per cono 29/32.					
2046-01	Pellet ml 10:1/20, classe AS, striscia Schelbach, corpo originale tedesco, rubinetto maschio PTFE e rubinetto di ritorno in bottiglia, complete di flacone, monopalla e pinza Keck			2	
2046-02	Pellet ml 10:1/50, classe AS, striscia Schelbach, corpo originale tedesco, rubinetto maschio PTFE e rubinetto di ritorno in bottiglia, complete di flacone, monopalla e pinza Keck			2	
2046-03	Pellet ml 25:1/10, classe AS, striscia Schelbach, corpo originale tedesco, rubinetto maschio PTFE e rubinetto di ritorno in bottiglia, complete di flacone, monopalla e pinza Keck			2	
2046-04	Pellet ml 25:1/20, classe AS, striscia Schelbach, corpo originale tedesco, rubinetto maschio PTFE e rubinetto di ritorno in bottiglia, complete di flacone, monopalla e pinza Keck			2	
2046-05	Pellet ml 50:1/10, classe AS, striscia Schelbach, corpo originale tedesco, rubinetto maschio PTFE e rubinetto di ritorno in bottiglia, complete di flacone, monopalla e pinza Keck			2	
(*) confezione 2 pezzi anche di capacità assortite; per quantitativo inferiore + € 3,50 per spese di imballo					

Burette di Pellet, vetro borosilicato, colore AMBRA, classe AS, originali tedesche, con rubinetto di ritorno in bottiglia e rubinetto a squadra. Complete di bottiglia, monopalla e pinza KECK per cono 29/32					
2047-01	Pellet ml 10:1/20, classe AS, colore ambra, corpo originale tedesco, rubinetto maschio PTFE e rubinetto di ritorno in bottiglia, complete di flacone, monopalla e pinza Keck			2	
2047-02	Pellet ml 10:1/50, classe AS, colore ambra, corpo originale tedesco, rubinetto maschio PTFE e rubinetto di ritorno in bottiglia, complete di flacone, monopalla e pinza Keck			2	
2047-03	Pellet ml 25:1/10, classe AS, colore ambra, corpo originale tedesco, rubinetto maschio PTFE e rubinetto di ritorno in bottiglia, complete di flacone, monopalla e pinza Keck			2	
2047-04	Pellet ml 25:1/20, classe AS, colore ambra, corpo originale tedesco, rubinetto maschio PTFE e rubinetto di ritorno in bottiglia, complete di flacone, monopalla e pinza Keck			2	
2047-05	Pellet ml 50:1/10, classe AS, colore ambra, corpo originale tedesco, rubinetto maschio PTFE e rubinetto di ritorno in bottiglia, complete di flacone, monopalla e pinza Keck			2	
<p>(*) confezione 2 pezzi anche di capacità assortite; per quantitativo inferiore + € 3,50 per spese di imballo</p> <p>Dispensatori automatici, alta qualità, compatibilità chimica universale, range di errore ridotto rispetto alla normativa DIN EN ISO 8655, nessuna perdita di reagente grazie al pompaggio in un circuito chiuso, sistema antigoccia unico nel suo genere, completamente autoclavabile fino a 121°C, massima versatilità con l'utilizzo di vari adattatori per bottiglie, con certificato DE-M come richiede l'attuale normativa. La fornitura comprende: dosatore automatico, tubi per carico e scarico liquidi, adattatori per GL 25-GL 28-GL 32/45-S40, manuale, certificato individuale con numero di serie, made in Germany.</p>					
2050-01	Dispensatore automatico, volume da 0,25ml a 2,5ml, divisione 0,05ml, tolleranza +/- 0,012ml, diviazione 0,002ml, filettatura GL 32			1	
2050-02	Dispensatore automatico, volume da 0,5ml a 5,0ml, divisione 0,10ml, tolleranza +/- 0,03ml, diviazione 0,005ml, filettatura GL 32			1	
2050-03	Dispensatore automatico, volume da 1,0ml a 10,0ml, divisione 0,20ml, tolleranza +/- 0,06ml, diviazione 0,010ml, filettatura GL 32			1	
2050-04	Dispensatore automatico, volume da 2,5ml a 25,0ml, divisione 0,50ml, tolleranza +/- 0,15ml, diviazione 0,025ml, filettatura GL 45			1	
2050-05	Dispensatore automatico, volume da 5,0ml a 50,0ml, divisione 1,00ml, tolleranza +/- 0,30ml, diviazione 0,050ml, filettatura GL 45			1	
2050-06	Dispensatore automatico, volume da 10,0ml a 100,0ml, divisione 2,00ml, tolleranza +/- 0,50ml, diviazione 0,100ml, filettatura GL 45			1	

Bottiglie per dosatori automatici, vetro ambra sodocalcico, forma quadrata, con copertura PE, tappo a vite PP					
2050-50	Bottiglie per dosatori automatici, vetro sodocalcico, ambrate, forma quadrata, ml 100, con tappo vite GL 32, misura 50x50mm, altezza				
2050-52	Bottiglie per dosatori automatici, vetro sodocalcico, ambrate, forma quadrata, ml 250, con tappo vite GL 32, misura 65x65mm, altezza				
2050-54	Bottiglie per dosatori automatici, vetro sodocalcico, ambrate, forma quadrata, ml 500, con tappo vite GL 32, misura 80x80mm, altezza				
2050-56	Bottiglie per dosatori automatici, vetro sodocalcico, ambrate, forma quadrata, ml 1000, con tappo vite GL 45, misura 95x95mm, altezza 230mm				
2050-58	Bottiglie per dosatori automatici, vetro sodocalcico, ambrate, forma rotonda, ml 2500, con tappo vite GL 45, diam. 140mm, altezza 300mm				
Boutron-Boudet					
2060-01	Buretta per Boutron Boudet con rubinetto		1		
2060-02	Bottiglia per Boutron Boudet a quattro tare		1		
Pipette graduate con siringa, a scolamento totale, classe B (pistoni non intercambiabili)					
2065-01	Pipette grad.cl.B, con siringa, ml 0,5:1/100		1		
2065-05	Pipette grad.cl.B, con siringa, ml 1:1/100		1		
2065-10	Pipette grad.cl.B, con siringa, ml 2:1/100		1		
2065-20	Pipette grad.cl.B, con siringa, ml 5:1/10		1		
2065-25	Pipette grad.cl.B, con siringa, ml 10:1/10		1		
2065-30	Pipette grad.cl.B, con siringa, ml 20:1/10		1		
2065-35	Pipette grad.cl.B, con siringa, ml 25:1/10		1		
2065-40	Pipette grad.cl.B, con siringa, ml 50:1/10		1		

Siringhe in vetro con attacco Luer-Lock.					
2066-01	Siringhe in vetro cono attacco Luer-Lock, ml 1		1		
2066-02	Siringhe in vetro cono attacco Luer-Lock, ml 2		1		
2066-03	Siringhe in vetro cono attacco Luer-Lock, ml 3		1		
2066-04	Siringhe in vetro cono attacco Luer-Lock, ml 5		1		
2066-05	Siringhe in vetro cono attacco Luer-Lock, ml 10		1		
2066-06	Siringhe in vetro cono attacco Luer-Lock, ml 20		1		
2066-07	Siringhe in vetro cono attacco Luer-Lock, ml 30		1		
2066-08	Siringhe in vetro cono attacco Luer-Lock, ml 50		1		
2066-09	Siringhe in vetro cono attacco Luer-Lock, ml 100		1		
2066-10	Siringhe in vetro cono attacco Luer-Lock, ml 250, complete di tappo cieco		1		
2066-50	Rubinetto 2-3 vie (da specificare) per siringhe Luer-Lock		1		
2066-60	Tappo di chiusura per siringhe Luer-Lock		1		
Siringhe in vetro con attacco cono Luer vetro					
2067-01	Siringhe in vetro cono attacco Luer, ml 1		1		
2067-02	Siringhe in vetro cono attacco Luer, ml 2		1		
2067-03	Siringhe in vetro cono attacco Luer, ml 3		1		
2067-04	Siringhe in vetro cono attacco Luer, ml 5		1		
2067-05	Siringhe in vetro cono attacco Luer, ml 10		1		
2067-06	Siringhe in vetro cono attacco Luer, ml 20		1		
2067-07	Siringhe in vetro cono attacco Luer, ml 30		1		
2067-08	Siringhe in vetro cono attacco Luer, ml 50		1		
2067-09	Siringhe in vetro cono attacco Luer, ml 100		1		
Coni IMHOFF per sedimentazione, graduati fino a ml 100, tarati a ml 1000. (graduazione 0-2ml div. 0,1ml; 2-10ml div. 0,5ml; 10-40ml div. 1ml; 40-100 div. 2ml; linea di taratura a 1000ml)					
2068-01	Coni Imhoff, graduati ml 100, tarati a ml 1000		1		
Coni IMHOFF per sedimentazione, graduati fino a 1000ml (graduazione 0-2ml div. 0,1ml; 2-10ml div. 0,5ml; 10-40ml div. 1ml; 40-100 div. 2ml; 100-1000ml div. 50ml)					
2068-05	Coni Imhoff, graduati fino a ml 1000		1		
Coni IMHOFF per sedimentazione, grad.fino a 100ml, tarati a 1000ml (graduazione 0-2ml div. 0,1ml; 2-10ml div. 0,5ml; 10-40ml div. 1ml; 40-100 div. 2ml; linea di taratura a 1000ml)					
2068-10	Coni Imhoff, tarati a ml 1000, con rubinetto		1		

Matracci tarati, vetro borosilicato, con tappo PP per cono NS, classe A, secondo le norme DIN-ISO 1042, stampa blu, segno di taratura inciso, con rapporto di taratura e numero di lotto (batch certificate)

2101-01	Matracci tarati classe A, ml 1, con tappo NS 7/16, senza certificato	1		
2101-02	Matracci tarati classe A, ml 2, con tappo NS 7/16, senza certificato	1		
2101-03	Matracci tarati classe A, ml 3, con tappo NS 7/16, senza certificato	1		
2101-04	Matracci tarati classe A, ml 5, con tappo NS 10/19, con rapporto di taratura	10		
2101-06	Matracci tarati classe A, ml 10, con tappo NS 10/19, con rapporto di taratura	10		
2101-07	Matracci tarati classe A, ml 15, con tappo NS 10/19, con rapporto di taratura	10		
2101-08	Matracci tarati classe A, ml 20, con tappo NS 10/19, con rapporto di taratura	10		
2101-09	Matracci tarati classe A, ml 25, con tappo NS 10/19, con rapporto di taratura	10		
2101-18	Matracci tarati classe A, ml 30 (toll. +/- 0,40ml), con tappo NS 10/19, con rapporto di taratura	10		
2101-10	Matracci tarati classe A, ml 50, con tappo NS 12/21, con rapporto di taratura	10		
2101-11	Matracci tarati classe A, ml 100, con tappo NS 12/21, con rapporto di taratura	10		
2101-12	Matracci tarati classe A, ml 100, con tappo NS 14/23, con rapporto di taratura	10		
2101-20	Matracci tarati classe A, ml 150, con tappo NS 14/23, con rapporto di taratura	2		
2101-21	Matracci tarati classe A, ml 174 (toll. +/- 0,150ml), con tappo NS 14/23, con rapporto di taratura	2		
2101-23	Matracci tarati classe A, ml 192,20 (toll. +/- 0,150ml), con tappo NS 14/23, con rapporto di taratura	2		
2101-13	Matracci tarati classe A, ml 200, con tappo NS 14/23, con rapporto di taratura	2		
2101-14	Matracci tarati classe A, ml 250, con tappo NS 14/23, con rapporto di taratura	2		
2101-22	Matracci tarati classe A, ml 300, con tappo NS 14/23, con rapporto di taratura	2		
2101-15	Matracci tarati classe A, ml 500, con tappo NS 19/26, con rapporto di taratura	2		
2101-16	Matracci tarati classe A, ml 1000, con tappo NS 24/29, con rapporto di taratura	2		
2101-17	Matracci tarati classe A, ml 2000, con tappo NS 29/32, con rapporto di taratura	1		


Gli articoli di vetreria (come matracci, cilindri e provette) che richiedono una taratura, saranno calibrati con il nuovo sistema Aquajsut che rilascerà un certificato chiamato "rapporto di taratura".



La taratura verrà eseguita ad una temperatura controllata di 20°C (+/-2°C) con acqua demineralizzata (DIN-ISO 3696 qualità 3) per:


- **Cilindri** -secondo la norma DIN-EN-ISO 4788- saranno completi di certificato con numero di lotto (batch number)
- **Matracci** -secondo la norma DIN-ISO 1042- saranno completi di certificato con numero di lotto (batch number)
- **Provette e ogni altro articolo di vetreria** per il quale è necessaria la taratura.

Il "rapporto di taratura" sarà emesso per lotto di produzione (batch number), per quanto riguarda gli articoli standard quali matracci e cilindri senza alcun costo aggiuntivo. Per eventuali emissioni di certificati individuali il costo è da valutare in sede di preventivo.

Matracci tarati, vetro borosilicato, colore stampa marrone o blu, con tappo moplen, classe A, con certificato di conformità "DE-M" (in caso d'ordine specificare il colore di stampa desiderato)				
2103-04	Matracci tarati classe A, con certificato, ml 5, con tappo NS 10/19		10	
2103-06	Matracci tarati classe A, con certificato, ml 10, con tappo NS 10/19		10	CERTIFICATO DE-M
2103-08	Matracci tarati classe A, con certificato, ml 20, con tappo NS 10/19		10	
2103-09	Matracci tarati classe A, con certificato, ml 25, con tappo NS 10/19		10	
2103-10	Matracci tarati classe A, con certificato, ml 50, con tappo NS 12/21		10	
2103-12	Matracci tarati classe A, con certificato, ml 100, con tappo NS 14/23		10	
2103-13	Matracci tarati classe A, con certificato, ml 200, con tappo NS 14/23		10	
2103-14	Matracci tarati classe A, con certificato, ml 250, con tappo NS 14/23		10	
2103-15	Matracci tarati classe A, con certificato, ml 500, con tappo NS 19/26		10	
2103-16	Matracci tarati classe A, con certificato, ml 1000, con tappo NS 24/29		10	
2103-17	Matracci tarati classe A, con certificato, ml 2000, con tappo NS 29/32		10	
2103-18	Matracci tarati classe A, con certificato, ml 3000, con tappo NS 29/32		1	
2103-19	Matracci tarati classe A, con certificato, ml 5000, con tappo NS 34/35		1	
Matracci tarati, vetro borosilicato, forma trapezoidale, con tappo moplen, classe A, con certificato di conformità "DE-M" (in caso d'ordine specificare il colore di stampa richiesto)				
2105-01	Matracci trapezoidali, classe A, con certificato di conformità, ml 1 con tappo NS 7/16		10	CERTIFICATO DE-M
2105-02	Matracci trapezoidali, classe A, con certificato di conformità, ml 2 con tappo NS 7/16		10	
2105-03	Matracci trapezoidali, classe A, con certificato di conformità, ml 3 con tappo NS 7/16		10	
2105-05	Matracci trapezoidali, classe A, con certificato di conformità, ml 5 con tappo NS 7/16		10	
2105-06	Matracci trapezoidali, classe A, con certificato di conformità, ml 10 con tappo NS 10/19		10	
2105-08	Matracci trapezoidali, classe A, con certificato di conformità, ml 20 con tappo NS 10/19		10	
2105-09	Matracci trapezoidali, classe A, con certificato di conformità, ml 25 con tappo NS 10/19		10	
2105-10	Matracci trapezoidali, classe A, con certificato di conformità, ml 50 con tappo NS 12/21		10	
2105-12	Matracci trapezoidali, classe A, con certificato di conformità, ml 100 con tappo NS 14/23		10	


Matracci tarati, vetro borosilicato, colore AMBRA con tappo PP per cono NS, classe A, secondo le norme DIN-ISO 1042, segno di taratura inciso.					
2170-04	Matracci tarati classe A, colore ambra, ml 5, con tappo NS 10/19		1		
2170-06	Matracci tarati classe A, colore ambra, ml 10, con tappo NS 10/19		10		
2170-08	Matracci tarati classe A, colore ambra, ml 20, con tappo NS 10/19		10		
2170-09	Matracci tarati classe A, colore ambra, ml 25, con tappo NS 10/19		10		
2170-10	Matracci tarati classe A, colore ambra, ml 50, con tappo NS 12/21		10		
2170-11	Matracci tarati classe A, colore ambra, ml 100, con tappo NS 12/21		10		
2170-12	Matracci tarati classe A, colore ambra, ml 100, con tappo NS 14/23		10		
2170-13	Matracci tarati classe A, colore ambra, ml 200, con tappo NS 14/23		2		
2170-14	Matracci tarati classe A, colore ambra, ml 250, con tappo NS 14/23		2		
2170-15	Matracci tarati classe A, colore ambra, ml 500, con tappo NS 19/26		2		
2170-16	Matracci tarati classe A, colore ambra, ml 1000, con tappo NS 24/29		2		
2170-17	Matracci tarati classe A, colore ambra, ml 2000, con tappo NS 29/32		1		
Matracci tarati con azzeramento sul collo, classe B, vetro borosilicato, colore serigrafia BLU					
2109-01	Matracci tarati con azzeramento sul collo, ml 22,7, classe B				
2109-03	Matracci tarati con azzeramento sul collo, ml 43,5, classe B				
2109-05	Matracci tarati con azzeramento sul collo, ml 97,0, classe B				
2109-07	Matracci tarati con azzeramento sul collo, ml 164,0, classe B				
2109-09	Matracci tarati con azzeramento sul collo, ml 250,0, classe B				
2109-11	Matracci tarati con azzeramento sul collo, ml 365,0, classe B				
2109-13	Matracci tarati con azzeramento sul collo, ml 432,0, classe B				
Matracci per analisi polarimetriche a due tare, vetro borosilicato.					
2110-01	Matracci per analisi polarimetriche, tarati ml 50-55		1		
2110-05	Matracci per analisi polarimetriche, tarati ml 100-110		1		
2110-10	Matracci per analisi polarimetriche, tarati ml 200-220		1		
Matracci per analisi perfosfati, con orlo, vetro borosilicato.					
2120-01	Matracci per analisi perfosfati, ml 50+10:1/10		1		
2120-05	Matracci per analisi perfosfati, ml 100+10:1/10		1		

Matracci per analisi perfosfati, cono NS, vetro borosilicato.					
2130-01	Matracci per analisi perfosfati, ml 50+10:1/10, con tappo		1		
2130-05	Matracci per analisi perfosfati, ml 100+10:1/10, con tappo		1		
Matracci per la determinazione del carbonio organico, tarati a ml 200, vetro borosilicato.					
2150-01	Matracci per la determinazione del carbonio organico		1		
Volumenometro di Le Chatellier, vetro borosilicato. Pallone ml 250 con tubo graduato ml 24 div. 1/10, bolla ml 17.					
2160-01	Volumenometro di Le Chatellier		1		
Matracci Saybolt, tarati ml 60, vetro borosilicato.					
2170-01	Matracci di Saybolt		1		
Provette secondo norme A.S.T.M. ml 100, vetro Duran.					
2180-00	Provette ASTM D 91 ml 100 forma conica, corpo diam. 36/37,75mm, altezza totale 195-203mm		1		
2180-02	Provette ASTM D 96 ml 100 forma conica, corpo diam. 44-46mm, altezza totale 162-167mm				
2180-05	Provette ASTM D 96 ml 100 forma a pera		1		
Matracci tarati modello Babcock					
2190-00	Matracci Babcock collo graduato al 50% in 0,5% (5ml in 0,05ml)		1		
2190-05	Matracci Babcock collo graduato al 100% in 2% (10ml in 0,2ml)		1		
2190-10	Matracci Babcock collo graduato ml 5 div. 0,1ml		1		
Matracci Kohlrausch, vetro borosilicato.					
2200-01	Matracci Kohlrausch ml 50		10		
2200-02	Matracci Kohlrausch ml 100		10		
2200-03	Matracci Kohlrausch ml 200		2		

Matracci per viscosimetro di Engler, vetro borosilicato.			
2200-20	Matracci Engler ml 100+100	1	
2200-22	Matracci Engler ml 200+40	1	
Dosatori automatici, vetro borosilicato, completi di bottiglia in polietilene			
2202-01	Dosatori automatici ml 1 su bottiglia ml 250	1	
2202-02	Dosatori automatici ml 2 su bottiglia ml 250	1	
2202-03	Dosatori automatici ml 3 su bottiglia ml 250	1	
2202-04	Dosatori automatici ml 5 su bottiglia ml 250	1	
2202-05	Dosatori automatici ml 10 su bottiglia ml 500	1	
2202-06	Dosatori automatici ml 25 su bottiglia ml 500	1	
2202-07	Dosatori automatici ml 50 su bottiglia ml 500	1	
Dosatori automatici, cono NS 29/32, vetro borosilicato.			
2203-01	Dosatori automatici ml 1 cono NS 29/32	1	
2203-02	Dosatori automatici ml 2 cono NS 29/32	1	
2203-03	Dosatori automatici ml 3 cono NS 29/32	1	
2203-04	Dosatori automatici ml 5 cono NS 29/32	1	
2203-05	Dosatori automatici ml 10 cono NS 29/32	1	
2203-06	Dosatori automatici ml 25 cono NS 29/32	1	
2203-07	Dosatori automatici ml 50 cono NS 29/32	1	
Pesafiltri forma bassa, vetro borosilicato.			
3001-03	Pesafiltri diam. 25x25mm	1	
3001-04	Pesafiltri diam. 30x30mm	1	
3001-05	Pesafiltri diam. 35x35mm	1	
3001-06	Pesafiltri diam. 40x30mm	1	
3001-07	Pesafiltri diam. 40x35mm	1	
3001-08	Pesafiltri diam. 40x40mm	1	
3001-09	Pesafiltri diam. 45x30mm	1	
3001-10	Pesafiltri diam. 50x30mm	1	
3001-11	Pesafiltri diam. 60x35mm	1	
3001-12	Pesafiltri diam. 70x40mm	1	
3001-13	Pesafiltri diam. 75x50mm	1	
3001-14	Pesafiltri diam. 80x50mm	1	
3001-15	Pesafiltri diam. 90x60mm	1	
3001-16	Pesafiltri diam. 100x60mm	1	
Pesafiltri forma alta, vetro borosilicato.			
3002-01	Pesafiltri diam. 25x30mm	1	
3002-02	Pesafiltri diam. 25x40mm	1	
3002-03	Pesafiltri diam. 30x50mm	1	
3002-05	Pesafiltri diam. 35x70mm	1	
3002-06	Pesafiltri diam. 40x50mm	1	
3002-07	Pesafiltri diam. 40x60mm	1	
3002-08	Pesafiltri diam. 45x70mm	1	
3002-09	Pesafiltri diam. 50x85mm	1	

Contagocce Ranvier vetro bianco, senza tettarella.				
3003-02	Ranvier vetro bianco, ml 50, con pescante, senza tettarella		1	
3003-03	Ranvier vetro bianco, ml 100, con pescante, senza tettarella		1	
3003-05	Ranvier vetro bianco, ml 250, con pescante, senza tettarella		1	
Contagocce Ranvier vetro giallo, senza tettarella.				
3004-02	Ranvier vetro giallo, ml 50, con pescante, senza tettarella		1	
3004-03	Ranvier vetro giallo, ml 100, con pescante, senza tettarella		1	
3004-05	Ranvier vetro giallo, ml 250, con pescante, senza tettarella		1	
Provette v.Pyrex, con tappo a vite SVL, fondo tondo				
3006-00	Provette Pyrex, diam. 14x100, con tappo SVL		40	
3006-01	Provette Pyrex, diam. 16x100, con tappo SVL		40	
3006-02	Provette Pyrex, diam. 16x125, con tappo SVL		40	
3006-03	Provette Pyrex, diam. 16x160, con tappo SVL		40	
3006-04	Provette Pyrex, diam. 18x100, con tappo SVL		40	
3006-05	Provette Pyrex, diam. 18x180, con tappo SVL		40	
3006-06	Provette Pyrex, diam. 20x100, con tappo SVL		40	
3006-07	Provette Pyrex, diam. 20x200, con tappo SVL		40	
3006-08	Provette Pyrex, diam. 22x200, con tappo SVL		40	
3006-09	Provette Pyrex, diam. 26x100, con tappo SVL		40	
3006-10	Provette Pyrex, diam. 26x200, con tappo SVL		40	
Provette v.Pyrex, con tappo a vite SVL, fondo tondo, vetro AMBRATO				
3006-21	Provette Pyrex, diam. 16x100, con tappo SVL, vetro ambrato		40	
3006-23	Provette Pyrex, diam. 16x160, con tappo SVL, vetro ambrato		40	
3006-25	Provette Pyrex, diam. 18x180, con tappo SVL, vetro ambrato		40	
Provette v.Pyrex, con tappo a vite SVL, fondo conico				
3006-31	Provette Pyrex, diam. 16x100, con tappo a vite SVL, fondo conico		40	
3006-33	Provette Pyrex, diam. 16x160, con tappo a vite SVL, fondo conico		40	
3006-34	Provette Pyrex, diam. 18x100, con tappo a vite SVL, fondo conico		40	
Provette v.Pyrex, con tappo a vite SVL, fondo tondo, graduate				
3006-51	Provette Pyrex, diam. 16x100, con tappo SVL, graduate ml 10:1/10		40	

Provette vetro borosilicato, fondo tondo, con tappo a vite con guarnizione butile/PTFE, confezionate in scatole da 100 pezzi, acquisto minimo 1.000 pezzi - prezzo al mille.				
3006-70	Provette vetro borosilicato, Ø13mm, altezza 100mm, con tappo a vite 13-415 guarnizione but/PTFE (prezzo al mille)		1	
3006-71	Provette vetro borosilicato, Ø16mm, altezza 100mm, con tappo a vite 15-415 guarnizione but/PTFE (prezzo al mille)		1	
3006-72	Provette vetro borosilicato, Ø16mm, altezza 125mm, con tappo a vite 15-415 guarnizione but/PTFE (prezzo al mille)		1	
3006-73	Provette vetro borosilicato, Ø16mm, altezza 150mm, con tappo a vite 15-415 guarnizione but/PTFE (prezzo al mille)		1	
3006-74	Provette vetro borosilicato, Ø20mm, altezza 150mm, con tappo a vite 18-415 guarnizione but/PTFE (prezzo al mille)		1	
Provette per centrifuga fondo tondo, bordo diritto, vetro borosilicato.				
3007-01	Provette per centrifuga diam. 12x100mm, cap.nom. 6ml, sp. 2,2mm, fondo tondo bordo diritto (toll. sull'altezza +/-2mm)		1	
3007-02	Provette per centrifuga diam. 16x100mm, cap.nom. 12ml, sp. 1,8mm, fondo tondo bordo diritto (toll. sull'altezza +/-2mm)		1	
3007-03	Provette per centrifuga diam. 24x100mm, cap.nom. 25ml, sp. 2,5mm, fondo tondo bordo diritto (toll. sull'altezza +/-2mm)		1	
3007-04	Provette per centrifuga diam. 34x100mm, cap.nom. 50ml, sp. 2,8mm, fondo tondo bordo diritto (toll. sull'altezza +/-2mm)		1	
3007-05	Provette per centrifuga diam. 40x115mm, cap.nom. 80ml, sp. 3,2mm, fondo tondo bordo diritto (toll. sull'altezza +/-2mm)		1	
3007-06	Provette per centrifuga diam. 44x100mm, cap.nom. 80ml, sp. 3,2mm, fondo tondo bordo diritto (toll. sull'altezza +/-2mm)		1	
3007-07	Provette per centrifuga diam. 56x147mm, cap.nom. 250ml, sp. 3,5mm, fondo tondo bordo diritto (toll. sull'altezza +/-2mm)		1	
Provette per centrifuga fondo tondo, bordo diritto, GRADUATE, vetro borosilicato.				
3007-32	Provette per centrifuga d. 16x100mm, graduate ml 10:0,1ml		1	
3007-33	Provette per centrifuga d. 24x100mm, graduate ml 20:0,1ml		1	
3007-34	Provette per centrifuga d. 34x100mm, graduate ml 45:0,1ml		1	
3007-36	Provette per centrifuga d. 44x100mm, graduate ml 85:0,1ml		1	
3007-37	Provette per centrifuga d. 56x147mm, graduate ml 200:5ml		1	


Provette per centrifuga fondo con punta conica, spessore forte, vetro borosilicato					
3007-52	Provette per centrifuga diam. 16x100mm, cap.nom. 12ml, punta conica angolo 30gradi, non graduate		1		
3007-53	Provette per centrifuga diam. 24x100mm, cap.nom. 25ml, punta conica angolo 60gradi, non graduate		1		
3007-54	Provette per centrifuga diam. 34x100mm, cap.nom. 50ml, punta conica angolo 60gradi, non graduate		1		
3007-56	Provette per centrifuga diam. 44x100mm, cap.nom. 80ml, punta conica angolo 60gradi, non graduate		1		
3007-57	Provette per centrifuga diam. 40x115mm, cap.nom. 85ml, punta conica angolo 60gradi, non graduate		1		
Provette per centrifuga fondo con punta conica, GRADUATE, spessore forte, vetro borosilicato					
3007-72	Provette per centrifuga d. 16x100mm, graduate ml 10:0,1ml, punta conica angolo 30 gradi		1		
3007-73	Provette per centrifuga d. 24x100mm, graduate ml 20:0,1ml, punta conica angolo 60 gradi		1		
3007-74	Provette per centrifuga d. 34x100mm, graduate ml 45:0,1ml, punta conica angolo 60 gradi		1		
3007-76	Provette per centrifuga d. 44x100mm, graduate ml 85:0,1ml, punta conica angolo 60 gradi		1		
Provette fondo tondo, cono normalizzato, tappo mopen, vetro borosilicato.					
3008-02	Provette diam. 14x140, f/tondo, c/t PP 10/19		1		
3008-03	Provette diam. 16x100, f/tondo, c/t PP 12/21		1		
3008-04	Provette diam. 16x100, f/tondo, c/t PP 14/23		1		
3008-05	Provette diam. 16x160, f/tondo, c/t PP 12/21		1		
3008-06	Provette diam. 16x160, f/tondo, c/t PP 14/23		1		
3008-07	Provette diam. 18x180, f/tondo, c/t PP 14/23		1		
3008-08	Provette diam. 20x200, f/tondo, c/t PP 14/23		1		
3008-09	Provette diam. 26x200, f/tondo, c/t PP 19/26		1		
3008-10	Provette diam. 30x200, f/tondo, c/t PP 24/29		1		
Provette fondo tondo, graduate, cono normalizzato, tappo mopen, vetro borosilicato.					
3008-33	Provette v/borosilicato Duran, graduate ml 5:div.0,5ml, diam. 14x100 con tappo PP 12/21		1		
3008-35	Provette v/borosilicato Duran, graduate ml 10:div.0,1ml, diam. 15x165 con tappo PP 12/21		1		
3008-37	Provette v/borosilicato Duran, graduate ml 20:div.0,2ml, diam. 17x200 con tappo PP 14/23		1		
3008-38	Provette v/borosilicato Duran, graduate ml 25:div.0,2ml, diam. 17x220 con tappo PP 14/23		1		
3008-40	Provette v/borosilicato Duran, graduate ml 50:div.0,5ml, con tappo PP 24/29		1		

Provette fondo tondo, graduate, bordo diritto, vetro borosilicato.					
3008-55	Prov.grad.ml 10:1/10 diam. 16x160		1		
3008-56	Prov.grad.ml 15:1/10 diam. 14x200		1		
3008-57	Prov.grad.ml 20:1/10 diam. 16x200		1		
3008-58	Prov.grad.ml 25:1/10 diam. 16x250		1		
3008-60	Prov.grad.ml 50:1/2 diam. 25x200		1		
Imbuti gambo corto, in vetro borosilicato.					
03-0035	Imbuti gambo corto, vetro borosiliato, diam. 35mm, gambo diam. 6x35mm		1		
03-0045	Imbuti gambo corto, vetro borosiliato, diam. 45mm, gambo diam. 6x45mm		1		
03-0055	Imbuti gambo corto, vetro borosiliato, diam. 55mm, gambo diam. 8x55mm		1		
03-0060	Imbuti gambo corto, vetro borosiliato, diam. 60mm, gambo diam. 8x60mm		1		
03-0070	Imbuti gambo corto, vetro borosiliato, diam. 70mm, gambo diam. 8x70mm		1		
03-0080	Imbuti gambo corto, vetro borosiliato, diam. 80mm, gambo diam. 10x80mm		1		
03-0100	Imbuti gambo corto, vetro borosiliato, diam. 100mm, gambo diam. 10x100mm		1		
03-0125	Imbuti gambo corto, vetro borosiliato, diam. 125mm, gambo diam. 10x125mm		1		
03-0150	Imbuti gambo corto, vetro borosiliato, diam. 150mm, gambo diam. 10x150mm		1		
03-0200	Imbuti gambo corto, vetro borosiliato, diam. 200mm, gambo diam. 16x200mm		1		
03-0250	Imbuti gambo corto, vetro borosiliato, diam. 250mm, gambo diam. 24x200mm		1		
					
Imbuti gambo lungo, in vetro borosilicato					
04-0055	Imbuti gambo lungo, vetro borosilicato, diam. 55mm, gambo lungo diam. 6x150mm		1		
04-0080	Imbuti gambo lungo, vetro borosilicato, diam. 80mm, gambo lungo diam. 6x150mm		1		
04-0100	Imbuti gambo lungo, vetro borosilicato, diam. 100mm, gambo lungo diam. 6x150mm		1		
					
Imbuti per crogioli filtranti forma a campanella, vetro borosilicato.					
05-0060	Imbuti per crogioli filtranti diam. 60mm		1		
05-0070	Imbuti per crogioli filtranti diam. 70mm		1		
05-0130	Imbuti per crogioli filtranti diam. 130mm		1		

Imbuti filtranti cilindro-conici con setto poroso, vetro borosilicato.						
07-0150	Im.filtr.cil/conici d. 15mm, sp da P0 a P3			1		
07-0154	Im.filtr.cil/conici d. 15mm, sp P4			1		
07-0200	Im.filtr.cil/conici d. 20mm, sp da P0 a P3			1		
07-0204	Im.filtr.cil/conici d. 20mm, sp da P4			1		
07-0250	Im.filtr.cil/conici d. 25mm, sp da P0 a P3			1		
07-0254	Im.filtr.cil/conici d. 25mm, sp da P4			1		
07-0300	Im.filtr.cil/conici d. 30mm, sp da P0 a P3			1		
07-0304	Im.filtr.cil/conici d. 30mm, sp da P4			1		
07-0400	Im.filtr.cil/conici d. 40mm, sp da P0 a P3			1		
07-0404	Im.filtr.cil/conici d. 40mm, sp da P4			1		
07-0650	Im.filtr.cil/conici d. 65mm, sp da P0 a P3			1		
07-0654	Im.filtr.cil/conici d. 65mm, sp da P4			1		
Imbuti filtranti angolo 60°, vetro borosilicato						
09-0450	Imbuti filtranti angolo 60° diam. 45mm, setto diam. 15 porosità da P0 a P3 (specificare)			1		
09-0550	Imbuti filtranti angolo 60° diam. 55mm, setto diam. 20 porosità da P0 a P3 (specificare)			1		
09-0700	Imbuti filtranti angolo 60° diam. 70mm, setto diam. 25 porosità da P0 a P3 (specificare)			1		
Crogioli filtranti, in vetro borosilicato, con setto poroso.						
10-0301	Crogioli filtranti, con restringimento, setto poroso diam. 30mm, porosità da P0 a P3 (da specificare in sede d'ordine)			1		
10-0304	Crogioli filtranti, con restringimento, setto poroso diam. 30mm, porosità P 4			1		
10-0401	Crogioli filtranti, con restringimento, setto poroso diam. 40mm, porosità da P0 a P3 (da specificare in sede d'ordine)			1		
10-0404	Crogioli filtranti, con restringimento, setto poroso diam. 40mm, porosità 4			1		
Crogioli filtranti, in vetro borosilicato, con setto poroso.						
10-0501	Crogioli filtranti, setto poroso diam. 20mm, porosità da P0 a P3 (da specificare in sede d'ordine)			1		
10-0504	Crogioli filtranti, setto poroso diam. 20mm, porosità da P4			1		
10-0601	Crogioli filtranti, setto poroso diam. 30mm, porosità da P0 a P3 (da specificare in sede d'ordine)			1		
10-0604	Crogioli filtranti, setto poroso diam. 30mm, porosità da P4			1		
10-0701	Crogioli filtranti, setto poroso diam. 40mm, porosità da P0 a P3 (da specificare in sede d'ordine)			1		
10-0704	Crogioli filtranti, setto poroso diam. 40mm, porosità da P4			1		
Crogioli filtranti, per fibra, in vetro borosilicato, con setto poroso.						
10-0901	Crogioli filtranti per fibra, corpo d.est.34mm, altezza totale 60mm, setto poroso diam. 30mm, Por. 1			1		
10-0902	Crogioli filtranti per fibra, corpo d.est.34mm, altezza totale 60mm, setto poroso diam. 30mm, Por. 2			1		

Cilindri graduati, in vetro borosilicato, classe A, base esagonale, con becco, COLORE GRADUAZIONE BLU, con rapporto di taratura e numero di lotto (batch certificate) secondo la norma DIN-ISO 4788						
20-0010	Cilindri v/borosilicato, cl.A, base esagonale, graduati ml 10:0,1ml (+/- 0,20ml), con becco, c/rapporto di taratura e batch numb.			2	 <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;"> CON RAPPORTO DI TARATURA E CERTIFICATO </div>	
20-0025	Cilindri v/borosilicato, cl.A, base esagonale, graduati ml 25:0,5ml (+/- 0,25ml), con becco, c/rapporto di taratura e batch numb.			2		
20-0050	Cilindri v/borosilicato, cl.A, base esagonale, graduati ml 50:1ml (+/- 0,50ml), con becco, c/rapporto di taratura e batch numb.			2		
20-0100	Cilindri v/borosilicato, cl.A, base esagonale, graduati ml 100:1ml (+/- 0,50ml), con becco, c/rapporto di taratura e batch numb.			2		
20-0250	Cilindri v/borosilicato, cl.A, base esagonale, graduati ml 250:2ml (+/- 2ml), con becco, c/rapporto di taratura e batch numb.			2		
20-0500	Cilindri v/borosilicato, cl.A, base esagonale, graduati ml 500:5ml (+/- 2,5ml), con becco, c/rapporto di taratura e batch numb.			2		
20-1000	Cilindri v/borosilicato, cl.A, base esagonale, graduati ml 1000:10ml (+/- 10ml), con becco, c/rapporto di taratura e batch numb.			2		
20-2000	Cilindri v/borosilicato, cl.A, base esagonale, graduati ml 2000:20ml (+/- 20ml), con becco, c/rapporto di taratura e batch numb.			1		
Cilindri graduati, in vetro borosilicato, classe A, base esagonale, con tappo PP (COLORE GRAD. BLU) con rapporto di taratura e numero di lotto (batch certificate) secondo la norma DIN ISO 4788						
22-0010	Cilindri v/borosilicato, cl.A, base esagonale, graduati ml 10:0,1ml (+/- 0,20ml), con tappo PP cono NS 10/19, rapporto di taratura e batch numb.			2		 <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;"> CON RAPPORTO DI TARATURA E CERTIFICATO DI LOTTO </div>
22-0025	Cilindri v/borosilicato, cl.A, base esagonale, graduati ml 25:0,5ml (+/- 0,25ml), con tappo PP cono NS 14/23, rapporto di taratura e batch numb.			2		
22-0050	Cilindri v/borosilicato, cl.A, base esagonale, graduati ml 50:1ml (+/- 0,50ml), con tappo PP cono NS 19/26, rapporto di taratura e batch numb.			2		
22-0100	Cilindri v/borosilicato, cl.A, base esagonale, graduati ml 100:1ml (+/- 0,50ml), con tappo PP cono NS 24/29, rapporto di taratura e batch numb.			2		
22-0250	Cilindri v/borosilicato, cl.A, base esagonale, graduati ml 250:2ml (+/- 2ml), con tappo PP cono NS 29/32, rapporto di taratura e batch numb.			2		
22-0500	Cilindri v/borosilicato, cl.A, base esagonale, graduati ml 500:5ml (+/- 2,5ml), con tappo PP cono NS 34/35, rapporto di taratura e batch numb.			2		
22-1000	ml 1000:10ml (+/- 10ml), con tappo PP cono NS 45/40, rapporto di taratura e batch numb.			2		
22-2000	ml 2000:20ml (+/- 20ml), con tappo PP cono NS 45/40, rapportodi taratura e batch numb.			1		



Cilindri graduati con becco, Duran, classe A, con certificato di conformità "DE-M", base esagonale, colore graduazione blu.				
24-0005	Cilindri vetro borosilicato, classe A, base esagonale, graduati ml 5, con becco, con certificato di conformità "DE-M"		10	
24-0010	Cilindri vetro borosilicato, classe A, base esagonale, graduati ml 10, con becco, con certificato di conformità "DE-M"		10	
24-0025	Cilindri vetro borosilicato, classe A, base esagonale, graduati ml 25, con becco, con certificato di conformità "DE-M"		10	
24-0050	Cilindri vetro borosilicato, classe A, base esagonale, graduati ml 50, con becco, con certificato di conformità "DE-M"		10	
24-0100	Cilindri vetro borosilicato, classe A, base esagonale, graduati ml 100, con becco, con certificato di conformità "DE-M"		10	
24-0250	Cilindri vetro borosilicato, classe A, base esagonale, graduati ml 250, con becco, con certificato di conformità "DE-M"		10	
24-0500	Cilindri vetro borosilicato, classe A, base esagonale, graduati ml 500, con becco, con certificato di conformità "DE-M"		10	
24-1000	Cilindri vetro borosilicato, classe A, base esagonale, graduati ml 1000, con becco, con certificato di conformità "DE-M"		1	
24-2000	Cilindri vetro borosilicato, classe A, base esagonale, graduati ml 2000, con becco, con certificato di conformità "DE-M"		1	
Cilindri graduati, Duran, con tappo NS, classe A, con certificato di conformità "DE-M", base esagonale, colore graduazione blu.				
26-0010	Cilindri vetro borosilicato, classe A, base esagonale, graduati ml 10, con tappo NS 10/19, con certificato di conformità "DE-M"		10	
26-0025	Cilindri vetro borosilicato, classe A, base esagonale, graduati ml 25, con tappo NS 14/23, con certificato di conformità "DE-M"		10	
26-0050	Cilindri vetro borosilicato, classe A, base esagonale, graduati ml 50, con tappo NS 19/26, con certificato di conformità "DE-M"		10	
26-0100	Cilindri vetro borosilicato, classe A, base esagonale, graduati ml 100, con tappo NS 24/29, con certificato di conformità "DE-M"		10	
26-0250	Cilindri vetro borosilicato, classe A, base esagonale, graduati ml 250, con tappo NS 29/32, con certificato di conformità "DE-M"		10	
26-0500	Cilindri vetro borosilicato, classe A, base esagonale, graduati ml 500, con tappo NS 34/35, con certificato di conformità "DE-M"		10	
26-1000	Cilindri vetro borosilicato, classe A, base esagonale, graduati ml 1000, con tappo NS 45/40, con certificato di conformità "DE-M"		1	
26-2000	Cilindri vetro borosilicato, classe A, base esagonale, graduati ml 2000, con tappo NS 45/40, con certificato di conformità "DE-M"		1	



Cilindri graduati, forma bassa, con becco, vetro borosilicato, classe B, base esagonale, colore graduazione marrone					
27-0010	Cilindri graduati, forma basse, con becco, ml 10, base esagonale, classe B		10		
27-0025	Cilindri graduati, forma basse, con becco, ml 25, base esagonale, classe B		10		
27-0050	Cilindri graduati, forma basse, con becco, ml 50, base esagonale, classe B		10		
27-0100	Cilindri graduati, forma basse, con becco, ml 100, base esagonale, classe B		10		
27-0250	Cilindri graduati, forma basse, con becco, ml 250, base esagonale, classe B		10		
27-0500	Cilindri graduati, forma basse, con becco, ml 500, base esagonale, classe B		10		
27-1000	Cilindri graduati, forma basse, con becco, ml 1000, base esagonale, classe B		1		
27-2000	Cilindri graduati, forma basse, con becco, ml 2000, base esagonale, classe B		1		
Calici graduati, con becco, senza manico, classe B, colore graduazione marrone, vetro borosilicato					
28-0050	Calici graduati classe B, ml 50		10		
28-0100	Calici graduati classe B, ml 100		10		
28-0250	Calici graduati classe B, ml 250		10		
28-0500	Calici graduati classe B, ml 500		10		
Pompetta in gomma a tre valvole, con adattatore					
30-0000	Pompetta in gomma a tre valvole, con adattatore		1		
Pipette tarate un tratto, classe B					
30-0002	Pipette tarate un tratto, classe B, ml 0,5		12		
30-0004	Pipette tarate un tratto, classe B, ml 1		12		
30-0005	Pipette tarate un tratto, classe B, ml 2		12		
30-0006	Pipette tarate un tratto, classe B, ml 3		12		
30-0012	Pipette tarate un tratto, classe B, ml 5		12		
30-0014	Pipette tarate un tratto, classe B, ml 10		12		
30-0017	Pipette tarate un tratto, classe B, ml 15		12		
30-0018	Pipette tarate un tratto, classe B, ml 20		6		
30-0020	Pipette tarate un tratto, classe B, ml 25		6		
30-0022	Pipette tarate un tratto, classe B, ml 50		6		
30-0024	Pipette tarate un tratto, classe B, ml 100		6		
30-0025	Pipette tarate un tratto, classe B, ml 200		6		



Pipette tarate un tratto, classe AS, con certificato di conformità "DE-M"					
31-0002	Pipette tarate un tratto, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", ml 0,5		12		
31-0004	Pipette tarate un tratto, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", ml 1		12		CERTIFICATO DE-M
31-0005	Pipette tarate un tratto, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", ml 1,5		12		
31-0006	Pipette tarate un tratto, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", ml 2		12		
31-0007	Pipette tarate un tratto, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", ml 2,5		12		
31-0008	Pipette tarate un tratto, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", ml 3		12		
31-0009	Pipette tarate un tratto, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", ml 4		12		
31-0012	Pipette tarate un tratto, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", ml 5		12		
31-0013	Pipette tarate un tratto, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", ml 7,5		12		
31-0014	Pipette tarate un tratto, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", ml 10		12		
31-0016	Pipette tarate un tratto, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", ml 15		12		
31-0018	Pipette tarate un tratto, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", ml 20		6		
31-0020	Pipette tarate un tratto, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", ml 25		6		
31-0021	Pipette tarate un tratto, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", ml 30		6		
31-0022	Pipette tarate un tratto, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", ml 50		6		
31-0024	Pipette tarate un tratto, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", ml 100		6		
Pipette tarate due tratti, classe AS, con certificato di conformità "DE-M"					
33-0002	Pipette tarate due tratti, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", ml 0,5		12		CERTIFICATO DE-M
33-0004	Pipette tarate due tratti, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", ml 1		12		
33-0005	Pipette tarate due tratti, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", ml 1,5		12		
33-0006	Pipette tarate due tratti, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", ml 2		12		
33-0007	Pipette tarate due tratti, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", ml 2,5		12		
33-0008	Pipette tarate due tratti, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", ml 3		12		
33-0009	Pipette tarate due tratti, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", ml 4		12		
33-0012	Pipette tarate due tratti, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", ml 5		12		
33-0014	Pipette tarate due tratti, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", ml 10		12		
33-0016	Pipette tarate due tratti, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", ml 15		12		
33-0018	Pipette tarate due tratti, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", ml 20		6		
33-0020	Pipette tarate due tratti, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", ml 25		6		
33-0021	Pipette tarate due tratti, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", ml 30		6		
33-0022	Pipette tarate due tratti, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", ml 50		6		
33-0024	Pipette tarate due tratti, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", ml 100		6		

Pipette graduate, scolamento totale, classe B, colore graduazione marrone.					
34-0003	Pipette grad., scol. tot., classe B, colore grad. marrone, ml 0,5:1/100		12		
34-0004	Pipette grad., scol. tot., classe B, colore grad. marrone, ml 1:1/100		12		
34-0006	Pipette grad., scol. tot., classe B, colore grad. marrone, ml 1:1/10		12		
34-0008	Pipette grad., scol. tot., classe B, colore grad. marrone, ml 2:1/100		12		
34-0009	Pipette grad., scol. tot., classe B, colore grad. marrone, ml 2:1/50		12		
34-0010	Pipette grad., scol. tot., classe B, colore grad. marrone, ml 2:1/10		12		
34-0011	Pipette grad., scol. tot., classe B, colore grad. marrone, ml 5:1/20		12		
34-0012	Pipette grad., scol. tot., classe B, colore grad. marrone, ml 5:1/10		12		
34-0018	Pipette grad., scol. tot., classe B, colore grad. marrone, ml 10:1/10		12		
34-0020	Pipette grad., scol. tot., classe B, colore grad. marrone, ml 20:1/10		12		
34-0022	Pipette grad., scol. tot., classe B, colore grad. marrone, ml 25:1/10		12		
34-0024	Pipette grad., scol. tot., classe B, colore grad. marrone, ml 50:1/5		12		
Pipette graduate, scolamento parziale, classe B, colore graduazione marrone.					
34-1004	Pipette grad., scol. parziale, classe B, colore grad. marrone, ml 1:1/100		12		
34-1008	Pipette grad., scol. parziale, classe B, colore grad. marrone, ml 2:1/100		12		
34-1011	Pipette grad., scol. parziale, classe B, colore grad. marrone, ml 5:1/20		12		
34-1012	Pipette grad., scol. parziale, classe B, colore grad. marrone, ml 5:1/10		12		
34-1018	Pipette grad., scol. parziale, classe B, colore grad. marrone, ml 10:1/10		12		
34-1022	Pipette grad., scol. parziale, classe B, colore grad. marrone, ml 25:1/10		12		
Pipette graduate, scolamento totale, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", colore graduazione marrone.					
35-0003	Pipette grad., scol. tot., classe AS, con certificato di conformità, colore grad. marrone, ml 0,5:1/100		12		CERTIFICATO DE-M
35-0004	Pipette grad., scol. tot., classe AS, con certificato di conformità, colore grad. marrone, ml 1:1/100		12		
35-0006	Pipette grad., scol. tot., classe AS, con certificato di conformità, colore grad. marrone, ml 1:1/10		12		
35-0008	Pipette grad., scol. tot., classe AS, SENZA certificato di conformità, colore grad. marrone, ml 2:1/100		12		
35-0010	Pipette grad., scol. tot., classe AS, con certificato di conformità, colore grad. marrone, ml 2:1/10		12		
35-0011	Pipette grad., scol. tot., classe AS, con certificato di conformità, colore grad. marrone, ml 5:1/20		12		
35-0012	Pipette grad., scol. tot., classe AS, con certificato di conformità, colore grad. marrone, ml 5:1/10		12		
35-0018	Pipette grad., scol. tot., classe AS, con certificato di conformità, colore grad. marrone, ml 10:1/10		12		
35-0020	Pipette grad., scol. tot., classe AS, con certificato di conformità, colore grad. marrone, ml 20:1/10		12		
35-0022	Pipette grad., scol. tot., classe AS, con certificato di conformità, colore grad. marrone, ml 25:1/10		12		
35-0024	Pipette grad., scol. tot., classe AS, SENZA certificato di conformità, colore grad. marrone, ml 50:1/5		12		


Pipette graduate, scolamento parziale, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", colore graduazione marrone.				
35-1003	Pipette grad., scol. parziale, classe AS, con certificato di conformità, colore grad. marrone, ml 0,5:1/100		12	
35-1004	Pipette grad., scol. parziale, classe AS, con certificato di conformità, colore grad. marrone, ml 1:1/100		12	
35-1006	Pipette grad., scol. parziale, classe AS, con certificato di conformità, colore grad. marrone, ml 1:1/10		12	
35-1009	Pipette grad., scol. parziale, classe AS, con certificato di conformità, colore grad. marrone, ml 2:1/50		12	
35-1010	Pipette grad., scol. parziale, classe AS, con certificato di conformità, colore grad. marrone, ml 2:1/10		12	
35-1012	Pipette grad., scol. parziale, classe AS, con certificato di conformità, colore grad. marrone, ml 5:1/10		12	
35-1018	Pipette grad., scol. parziale, classe AS, con certificato di conformità, colore grad. marrone, ml 10:1/10		12	
35-1020	Pipette grad., scol. parziale, classe AS, con certificato di conformità, colore grad. marrone, ml 20:1/10		12	
35-1022	Pipette grad., scol. parziale, classe AS, con certificato di conformità, colore grad. marrone, ml 25:1/10		12	
Pipette graduate, scolamento totale, striscia Schelbach, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", colore graduazione blu.				
36-0003	Pipette grad., scol. totale, striscia Schelbach, classe AS, con certificato di conformità, colore grad. blu, ml 0,5:1/100		12	
36-0004	Pipette grad., scol. totale, striscia Schelbach, classe AS, con certificato di conformità, colore grad. blu, ml 1:1/100		12	
36-0009	Pipette grad., scol. totale, striscia Schelbach, classe AS, con certificato di conformità, colore grad. blu, ml 2:1/50		12	
36-0013	Pipette grad., scol. totale, striscia Schelbach, classe AS, con certificato di conformità, colore grad. blu, ml 5:1/20		12	
36-0018	Pipette grad., scol. totale, striscia Schelbach, classe AS, con certificato di conformità, colore grad. blu, ml 10:1/10		12	
Pipette graduate per test enzimatici, classe AS, con certificato di conformità "DE-M", colore graduazione marrone				
36-0201	Pipette graduate per test enzimatici, ml 0,1:1/1000, con certificato "DE-M"		12	
36-0202	Pipette graduate per test enzimatici, ml 0,2:1/1000, con certificato "DE-M"		12	
36-0203	Pipette graduate per test enzimatici, ml 0,5:1/100, con certificato "DE-M"		12	
36-0204	Pipette graduate per test enzimatici, ml 1:1/100, con certificato "DE-M"		12	
36-0208	Pipette graduate per test enzimatici, ml 2:1/100, classe A (senza certificato di conformità)		12	
36-0209	Pipette graduate per test enzimatici, ml 2:1/50, con certificato "DE-M"		12	
36-0213	Pipette graduate per test enzimatici, ml 5:1/20, con certificato "DE-M"		12	
36-0218	Pipette graduate per test enzimatici, ml 10:1/10, con certificato "DE-M"		12	

Pipette di Thoma in vetro con fondo latteo, idonee per certificazione ufficiale				
36-0300	Pipette di Thoma Eritrociti - Globuli rossi		25	
36-0305	Pipette di Thoma Lueocociti - Globuli bianchi		25	
36-0310	Bocchini rossi per pipette di Thoma		1	
36-0315	Bocchini bianchi per pipette di Thoma		1	
Pipette di Westergren, altezza totale 300mm, graduate da 0-200mm, divisione 1mm, vetro incolore				
36-0500	Pipette di Westergren		100	
Tubi di Wintrobe				
36-0600	Tubi di Wintrobe diam. 6,5x100mm, graduati da 0 a 100mm, GRAD.NERA		500	
36-0620	Tubi di Wintrobe diam. 6,5x110mm, graduati da 0 a 100mm, GRAD.NERA		500	
36-0640	Tubi di Wintrobe diam. 10x110mm, graduati da 0 a 100mm, GRAD.NERA		250	
Densimetri, per usi generali, secondo le norme DIN 12791, temperatura di calibrazione 20°C, lunghezza 300mm, zavorra a piombo, senza termometro				
37-0001	Densimetri scala 0,600-0,700:0,001 g/cm ³ senza termometro		1	
37-0002	Densimetri scala 0,700-0,800:0,001 g/cm ³ senza termometro		1	
37-0003	Densimetri scala 0,800-0,900:0,001 g/cm ³ senza termometro		1	
37-0004	Densimetri scala 0,900-1,000:0,001 g/cm ³ senza termometro		1	
37-0005	Densimetri scala 1,000-1,100:0,001 g/cm ³ senza termometro		1	
37-0006	Densimetri scala 1,100-1,200:0,001 g/cm ³ senza termometro		1	
37-0007	Densimetri scala 1,200-1,300:0,001 g/cm ³ senza termometro		1	
37-0008	Densimetri scala 1,300-1,400:0,001 g/cm ³ senza termometro		1	
37-0009	Densimetri scala 1,400-1,500:0,001 g/cm ³ senza termometro		1	
37-0010	Densimetri scala 1,500-1,600:0,001 g/cm ³ senza termometro		1	
37-0011	Densimetri scala 1,600-1,700:0,001 g/cm ³ senza termometro		1	
37-0012	Densimetri scala 1,700-1,800:0,001 g/cm ³ senza termometro		1	
37-0013	Densimetri scala 1,800-1,900:0,001 g/cm ³ senza termometro		1	
37-0014	Densimetri scala 1,900-2,000:0,002 g/cm ³ senza termometro		1	




Pipette Pasteur vetro NEUTRO				
38-0001	Pipette Pasteur, lunghezza 150mm (prezzo al mille)		1	
38-0005	Pipette Pasteur, lunghezza 230mm (prezzo al mille)		1	
38-0005	Pipette Pasteur, lunghezza 230mm (prezzo al mille) prezzo da 10.000 a 49.000 pezzi		--	
38-0005	Pipette Pasteur, lunghezza 230mm (prezzo al mille) prezzo oltre 50.000 pezzi		--	
38-0501	Pipette Pasteur, cotonate, lunghezza 150mm (prezzo al mille)		--	
38-0505	Pipette Pasteur, cotonate, lunghezza 230mm (prezzo al mille)		--	
Camere contaglobuli, doppie, con pinze, con certificato di conformità, marchio "CE"				
39-0010	Camere contaglobuli doppie con pinze di Thoma		1	
39-0015	Camere contaglobuli doppie con pinze di Buerker		1	
39-0020	Camere contaglobuli doppie con pinze di Neubauer		1	
39-0025	Camere contaglobuli doppie con pinze di Fuchs-Rosenthal		1	
39-0030	Camere contaglobuli doppie con pinze di Nageotte		1	
Camere contaglobuli, doppie, senza pinze, con certificato di conformità, marchio "CE"				
39-0110	Camere contaglobuli doppie senza pinze di Thoma		1	
39-0115	Camere contaglobuli doppie senza pinze di Buerker		1	
39-0120	Camere contaglobuli doppie senza pinze di Neubauer		1	
39-0125	Camere contaglobuli doppie senza pinze di Fuchs-Rosenthal		1	
39-0130	Camere contaglobuli doppie senza pinze di Nageotte		1	
Vetrini copricamera spessore 0,38/0,42mm, bordi tagliati, -cf. 100 pz- (prezzo a confezione)				
39-0310	Vetrini copricamera, bordi tagliati, 22x22mm, per Thoma		1	
39-0315	Vetrini copricamera, bordi tagliati, 21x23mm, per Buerker		1	
39-0320	Vetrini copricamera, bordi tagliati, 21x26mm, per Neubauer		1	
39-0325	Vetrini copricamera, bordi tagliati, 24x24mm, per Fuchs-Rosenthal		1	
39-0330	Vetrini copricamera, bordi tagliati, 30x30mm, per Nageotte		1	
Vetrini copricamera spessore 0,38/0,42mm, bordi molati, -cf. 100 pz- (prezzo a confezione)				
39-0510	Vetrini copricamera, bordi molati, 22x22mm, per Thoma		1	
39-0515	Vetrini copricamera, bordi molati, 21x23mm, per Buerker		1	
39-0520	Vetrini copricamera, bordi molati, 21x26mm, per Neubauer		1	
39-0525	Vetrini copricamera, bordi molati, 24x24mm, per Fuchs-Rosenthal		1	
39-0530	Vetrini copricamera, bordi molati, 30x30mm, per Nageotte		1	

Vetrini portaoggetto, 26mm x 76mm, spessore 0,95/1,05mm (1conf.=1000pz *prezzi a conf.*)				
ATTENZIONE: QUANTITA' ORDINABILE 5.000PZ				
VPO7102	Vetrini portaoggetto 26mm x 76mm, bordi tagliati (prezzo al mille)		5	
VPO7101	Vetrini portaoggetto 26mm x 76mm, bordi molati 45° (prezzo al mille)		5	
VPO7107	Vetrini portaoggetto 26mm x 76mm, bordi molati con banda sabbiata (prezzo al mille)		5	
Vetrini portaoggetto, cinesi, 26mmx 76mm, imballo in custodie cellophanate sottovuoto da 50pz, imballo 5.000pz (due scatole da 2.500pz) **ATTENZIONE: QUANTITA' ORDINABILE 5.000PZ**				
VPO8102	Vetrini portaoggetto, cinesi, 26mm x 76mm, bordi tagliati (prezzo al mille)		5	
VPO8101	Vetrini portaoggetto, cinesi, 26mm x 76mm, bordi molati 45° (prezzo al mille)		5	
VPO8107	Vetrini portaoggetto, cinesi, 26mm x 76mm, bordi molati con banda sabbiata (prezzo al mille)		5	
Vetrini coprioggetto spessore 0,13/0,16mm (1conf.=1000pz *prezzi a confezione*)				
VCO1515	Vetrini coprioggetto 15x15mm		1	
VCO1818	Vetrini coprioggetto 18x18mm		1	
VCO1824	Vetrini coprioggetto 18x24mm		1	
VCO2020	Vetrini coprioggetto 20x20mm		1	
VCO2126	Vetrini coprioggetto 21x26mm		1	
VCO2222	Vetrini coprioggetto 22x22mm		1	
VCO2424	Vetrini coprioggetto 24x24mm		1	
VCO2432	Vetrini coprioggetto 24x32mm		1	
VCO2436	Vetrini coprioggetto 24x36mm		1	
VCO2440	Vetrini coprioggetto 24x40mm		1	
VCO2450	Vetrini coprioggetto 24x50mm		1	
VCO2460	Vetrini coprioggetto 24x60mm		1	
Bottiglie per B.O.D., modello Winkler, con tappo vetro, tarate, numerate su tappo e bottiglia				
42-0001	Bottiglie per BOD ml 250-300		1	
Bottiglie per B.O.D., vetro borosilicato, non tarate (capacità nominale), con vaschetta su cono NS 19/26, con tappo a presa alta				
42-0010	Bottiglie per BOD ml 250-300, non tarate, tappo a presa alta		1	

Flaconi in vetro giallo con tappo a vite contagocce (conf.indivisibile, prezzo unitario)				
43-0010	Flaconi vetro giallo, con tappo a vite contagocce, ml 10		170	
43-0020	Flaconi vetro giallo, con tappo a vite contagocce, ml 20		195	
43-0030	Flaconi vetro giallo, con tappo a vite contagocce, ml 30		98	
43-0050	Flaconi vetro giallo, con tappo a vite contagocce, ml 50		77	
43-0100	Flaconi vetro giallo, con tappo a vite contagocce, ml 100		86	
Attenzione: il confezionamento potrebbe variare nel corso dell'anno!!				
Flaconi vetro BIANCO, III classe idrolitica, con tappo PFP 28 (conf.indivisibile, prezzo unitario)				
43-0040	Flaconi v/bianco, ml 30, con tappo PFP 28		156	
43-0041	Flaconi v/bianco, ml 60, con tappo PFP 28		99	
43-0042	Flaconi v/bianco, ml 100, con tappo PFP 28		86	
43-0043	Flaconi v/bianco, ml 125, con tappo PFP 28		104	
43-0045	Flaconi v/bianco, ml 200, con tappo PFP 28		67	
43-0046	Flaconi v/bianco, ml 250, con tappo PFP 28		53	
43-0048	Flaconi v/bianco, ml 500, con tappo PFP 28		35	
43-0049	Flaconi v/bianco, ml 1000, con tappo PFP 28		20	
Attenzione: il confezionamento potrebbe variare nel corso dell'anno!!				
Flaconi vetro GIALLO, III classe idrolitica, con tappo PFP 28 (conf.indivisibile, prezzo unitario)				
43-0060	Flaconi v/giallo, ml 30, con tappo PFP 28		143	
43-0061	Flaconi v/giallo, ml 60, con tappo PFP 28		127	
43-0062	Flaconi v/giallo, ml 100, con tappo PFP 28		86	
43-0063	Flaconi v/giallo, ml 125, con tappo PFP 28		104	
43-0064	Flaconi v/giallo, ml 150, con tappo PFP 28		88	
43-0065	Flaconi v/giallo, ml 200, con tappo PFP 28		67	
43-0066	Flaconi v/giallo, ml 250, con tappo PFP 28		60	
43-0067	Flaconi v/giallo, ml 300, con tappo PFP 28		48	
43-0068	Flaconi v/giallo, ml 500, con tappo PFP 28		35	
43-0069	Flaconi v/giallo, ml 1000, con tappo PFP 28		20	
Attenzione: il confezionamento potrebbe variare nel corso dell'anno!!				
Vasche (conf.indivisibile, prezzo unitario)				
VA2954HE	Vaschette Hellendhal		10	
VA2956	Vaschette Schiefferdecker		10	
VA2959CP	Vaschette Coplin		10	
VA2960CO	Vaschette per colorazione (con cestello)		10	
VA2960CE	Cestello per vaschette (senza manico)		10	
VA2960MA	Manico per cestello per vaschette colorazione		1	

Microsfere in vetro					
MCS02	Microsfere diam. 2mm		1kg.		
MCS03	Microsfere diam. 3mm		1kg.		
MCS04	Microsfere diam. 4mm		1kg.		
MCS05	Microsfere diam. 5mm		1kg.		
MCS06	Microsfere diam. 6mm		1kg.		
Lampade ad alcol, senza tubolatura					
44-0010	Lampade ad alcol, capacità ml 100 circa, senza tubolatura laterale, con stoppino e portastoppino		1		
Porcellana					
Capsule in porcellana, fondo tondo, con becco					
E021202	CAPSULE PORCELLANA FONDO TONDO CON BECCO - mm.42X19=10		20	 	
E021204	CAPSULE PORCELLANA FONDO TONDO CON BECCO - mm.51X24=10		20		
E021206	CAPSULE PORCELLANA FONDO TONDO CON BECCO - mm.61X28=36		20		
E021208	CAPSULE PORCELLANA FONDO TONDO CON BECCO - mm.81X38=107		10		
E021210	CAPSULE PORCELLANA FONDO TONDO CON BECCO - mm.94X42=140		10		
E021212	CAPSULE PORCELLANA FONDO TONDO CON BECCO - mm.103X45=190		10		
E021214	CAPSULE PORCELLANA FONDO TONDO CON BECCO - mm.112X47=232		10		
E021216	CAPSULE PORCELLANA FONDO TONDO CON BECCO - mm.132X55=390		10		
E021218	CAPSULE PORCELLANA FONDO TONDO CON BECCO - mm.148X66=590		10		
E021220	CAPSULE PORCELLANA FONDO TONDO CON BECCO - mm.180X84=1135		10		
E021222	CAPSULE PORCELLANA FONDO TONDO CON BECCO - mm.202X86=1500		10		
E021224	CAPSULE PORCELLANA FONDO TONDO CON BECCO - mm.320X140=6000		10		
Crogioli in porcellana, forma bassa, senza coperchio, secondo le norme ISO 1772					
E022300	Crogioli in porcellana, forma bassa, senza coperchio, diam. 30x19mm, cap. ml 5		10		 
E022302	Crogioli in porcellana, forma bassa, senza coperchio, diam. 35x22mm, cap. ml 10		10		
E022304	Crogioli in porcellana, forma bassa, senza coperchio, diam. 40x25mm, cap. ml 17		10		
E022306	Crogioli in porcellana, forma bassa, senza coperchio, diam. 45x28mm, cap. ml 21		10		
E022308	Crogioli in porcellana, forma bassa, senza coperchio, diam. 50x32mm, cap. ml 34		10		
E022310	Crogioli in porcellana, forma bassa, senza coperchio, diam. 60x38mm, cap. ml 62		10		
E022312	Crogioli in porcellana, forma bassa, senza coperchio, diam. 70x44mm, cap. ml 91		10		

Crogioli in porcellana, forma alta, senza coperchio, secondo le norme ISO 1772				
E022002	Crogioli in porcellana, forma alta, senza coperchio, diam. 30x38mm, cap. ml 15		10	
E022004	Crogioli in porcellana, forma alta, senza coperchio, diam. 35x44mm, cap. ml 26		10	
E022006	Crogioli in porcellana, forma alta, senza coperchio, diam. 40x50mm, cap. ml 35		10	
E022008	Crogioli in porcellana, forma alta, senza coperchio, diam. 45x56mm, cap. ml 50		10	
E022010	Crogioli in porcellana, forma alta, senza coperchio, diam. 50x62mm, cap. ml 72		10	
E022012	Crogioli in porcellana, forma alta, senza coperchio, diam. 60x75mm, cap. ml 130		10	
Coperchi in porcellana per crogioli				
E021702	Coperchi per crogioli in porc. d.30x34mm		10	
E021704	Coperchi per crogioli in porc. d.35x39mm		10	
E021706	Coperchi per crogioli in porc. d.40x44mm		10	
E021708	Coperchi per crogioli in porc. d.45x49mm		10	
E021710	Coperchi per crogioli in porc. d.50x54mm		10	
E021712	Coperchi per crogioli in porc. d.60x64mm		10	
E021714	Coperchi per crogioli in porc. d.70x74mm		10	
Imbuti di Buchner, in porcellana				
E081202	IMBUTI BUKNER IN PORCELLANA diametro interno - mm.45		1	
E081204	IMBUTI BUKNER IN PORCELLANA diametro interno - mm.55		1	
E081206	IMBUTI BUKNER IN PORCELLANA diametro interno - mm.70		1	
E081208	IMBUTI BUKNER IN PORCELLANA diametro interno - mm.90		1	
E081210	IMBUTI BUKNER IN PORCELLANA diametro interno - mm.110		1	
E081212	IMBUTI BUKNER IN PORCELLANA diametro interno - mm.125		1	
E081214	IMBUTI BUKNER IN PORCELLANA diametro interno - mm.150		1	
E081216	IMBUTI BUKNER IN PORCELLANA diametro interno - mm.185		1	
E081218	IMBUTI BUKNER IN PORCELLANA diametro interno - mm.240		1	
E081222	IMBUTI BUKNER IN PORCELLANA diametro interno - mm.320		1	

Mortai con pestello in porcellana, interno liscio				
E121702	MORTAI PORCELLANA LUCIDI CON PESTELLO - mm.60X32=25 (pestello 15x52)		1	
E121704	MORTAI PORCELLANA LUCIDI CON PESTELLO - mm.70X37=30 (pestello 15x52)		1	
E121706	MORTAI PORCELLANA LUCIDI CON PESTELLO - mm.81X42=50 (pestello 23x84)		1	
E121708	MORTAI PORCELLANA LUCIDI CON PESTELLO - mm.100X50=110 (pestello 26x103)		1	
E121710	MORTAI PORCELLANA LUCIDI CON PESTELLO - mm.125X64=220 (pestello 37x132)		1	
E121712	MORTAI PORCELLANA LUCIDI CON PESTELLO - mm.144X71=325 (pestello 37x132)		1	
E121714	MORTAI PORCELLANA LUCIDI CON PESTELLO - mm.163X82=500 (pestello 44x158)		1	
E121716	MORTAI PORCELLANA LUCIDI CON PESTELLO - mm.183X90=730 (pestello 58x210)		1	
E121718	MORTAI PORCELLANA LUCIDI CON PESTELLO - mm.215X104=1135 (pestello 58x210)		1	
E121720	MORTAI PORCELLANA LUCIDI CON PESTELLO - mm.257X127=2250 (pestello 73x255)		1	
E121722	MORTAI PORCELLANA LUCIDI CON PESTELLO - mm.298X150=4300 (pestello 86x305)		1	
Pestelli di ricambio per mortai				
E151702	PESTELLI DI RICAMBIO diam. x lungh. - mm.15X52 (abbinabile al mortaio cod.E121702 e cod. E121704)		1	
E151704	PESTELLI DI RICAMBIO diam. x lungh. - mm.23X84 (abbinabile al mortaio cod.E121706)		1	
E151706	PESTELLI DI RICAMBIO diam. x lungh. - mm.26X103 (abbinabile al mortaio cod.E121708)		1	
E151708	PESTELLI DI RICAMBIO diam. x lungh. - mm.37X132 (abbinabile al mortaio cod.E121710 e cod. E121712)		1	
E151710	PESTELLI DI RICAMBIO diam. x lungh. - mm.44X158 (abbinabile al mortaio cod. E121714)		1	
E151712	PESTELLI DI RICAMBIO diam. x lungh. - mm.58X210 (abbinabile al mortaio cod.E1216 e cod. E121718)		1	
E151714	PESTELLI DI RICAMBIO diam. x lungh. - mm.73X255 (abbinabile al mortaio cod.E121720)		1	
E151716	PESTELLI DI RICAMBIO diam. x lungh. - mm.86X305 (abbinabile al mortaio cod.E121722)		1	



Disa Raffaele e F.lli s.n.c.
Apparecchiature in vetro e forniture per laboratorio.

Via Carducci, n.221(int.19)
20099 Sesto S. Giovanni - Milano
Tel. (02) 26225503 - 26221564 Fax (02) 2483045

www.disa-sas.com
info@disa-sas.com

La società si riserva il diritto di annullare o modificare, in qualunque momento e senza preavviso, i prodotti o i prezzi presenti su questo listino.